

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 1    |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název dokumentu                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p style="text-align: center;"><b><i>Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b>LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Oddělení laboratorní mikrobiologie</i></b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přílohy:</b><br><a href="#">1. Seznam vyšetření + seznam vyšetření v rozsahu akreditace</a><br><a href="#">2. Seznam vyšetření v rozsahu akreditace</a><br><a href="#">3. Hlášení výsledků v kritických intervalech</a><br><a href="#">4. Manuál pro odběr vzorků</a><br><a href="#">5. Matice odpovědností</a><br><a href="#">6. Etický kodex</a><br><a href="#">7. Seznam zdravotnické techniky</a><br><a href="#">8. Výsledkový list</a><br><a href="#">9. Žádanka na laboratorní vyšetření</a><br><a href="#">10. Prohlášení ředitele</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Zpracoval:</b>        | <b>Revidoval:</b>                             |
| MUDr. Kateřina Wagnerová | Ing. Tamara Drobíková – ekonomická náměstkyně |
|                          | RNDr. Adéla Vítková                           |
| Dne: 27.6.2025           | Dne: 27.6.2025                                |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Schválil:</b>         |
| Ing. Petr Bařka –ředitel |
| Dne: 30.6.2025           |

Tento dokument je duševním vlastnictvím NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvkové organizace.  
Podléhá všem náležitostem, které se týkají řízení dokumentace.  
Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem manažera IMS.

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 2    |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

Laboratorní příručka mikrobiologie verze 22.0 nahrazuje verzi 21.0

Vážené kolegyně a kolegové,  
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou příručka Oddělení laboratorní mikrobiologie Nemocnice Břeclav, příspěvkové organizace, která uvádí důležité informace pro spolupracující zdravotnická zařízení, pro pacienty a pro všechny, kteří se zajímají o naši práci.

Tato příručka kvality (dále jen LPK) je zpracována na základě požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023. Pro usnadnění orientace v této příručce bylo dodrženo uspořádání jednotlivých kapitol v souladu s touto normou.

Laboratorní vyšetření je proces zahrnující část preanalytickou (příprava pacienta, odběr biologického materiálu, doprava vzorků do laboratoře a správné uchovávání vzorků do doby vlastní analýzy), analytickou (vlastní analýza a výpočty) a postanalytickou (interpretace výsledků a jejich bezchybné doručení zadavateli).

Ve výsledkové zprávě každého pacienta je za uvedeným výsledkem uváděn interval referenčních hodnot pro jednotlivé analyty. Při interpretaci je nutné si uvědomit, že získaný výsledek je závislý na celé řadě interindividuálních faktorů. Při interpretaci získaných výsledků je nezbytný komplexní přístup, včetně posouzení celkového stavu pacienta a důkladně odebrané anamnézy. Nezanedbatelné je i posuzování dynamiky hodnocených laboratorních vyšetření.

Komplexnost poskytovaných laboratorních služeb s sebou nese velmi přísné požadavky na vysokou profesionální erudici všech našich pracovníků i na vybavení pracoviště moderními technologiemi.

V posledních letech je kladen velký důraz na kvalitu a komplexnost poskytovaných laboratorních služeb. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je zlepšování systému kvality podle normy ČSN EN ISO 15189:2023, která je určena speciálně pro laboratorní provozy .

Věříme, že uvedené údaje usnadní spolupráci mezi laboratořemi a klinickými pracovišti a zlepší orientaci nezdravotnické veřejnosti v laboratorní problematice.

Uvítáme jakékoliv připomínky a podněty k naší práci.  
Můžete nám je sdělit telefonicky, pomocí uvedených e-mailových adres nebo osobně v laboratoři.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 3    |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

Obsah

| Kapitola | Název kapitoly                                                      | Strana |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|          | Obsah                                                               | 3      |
|          | DEKLARACE PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE K CÍLŮM SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY | 7      |
| 4        | Obecné požadavky                                                    | 8      |
| 4.1      | Nestrannost                                                         | 8      |
| 4.2      | Důvěrnost                                                           | 8      |
| 4.2.1    | Management informací                                                | 8      |
| 4.2.2    | Uvolnění informací                                                  | 8      |
| 4.2.3    | Osobní zodpovědnost                                                 | 8      |
| 4.3      | Požadavky týkající se pacientů                                      | 9      |
| 5        | Požadavky na strukturu a řízení                                     | 10     |
| 5.1      | Právní subjektivita                                                 | 10     |
| 5.2      | Vedoucí laboratoře                                                  | 12     |
| 5.2.1    | Kompetence vedoucího laboratoře                                     | 12     |
| 5.2.2    | Odpovědnosti vedoucího laboratoře                                   | 12     |
| 5.2.3    | Delegování pravomocí                                                | 12     |
| 5.3.     | Laboratorní činnosti                                                | 12     |
| 5.3.1    | Obecně                                                              | 12     |
| 5.3.2    | Shoda s požadavky                                                   | 12     |
| 5.3.3    | Poradenská činnost                                                  | 12     |
| 5.4      | Struktura a pravomoci                                               | 13     |
| 5.4.1    | Obecně                                                              | 13     |
| 5.4.2    | Management kvality                                                  | 15     |
| 5.5      | Cíle a politiky                                                     | 15     |
| 5.6      | Management rizik                                                    | 16     |
| 6        | Požadavky na zdroje                                                 | 16     |
| 6.1      | Obecně                                                              | 16     |
| 6.2      | Pracovníci                                                          | 16     |
| 6.2.1    | Obecně                                                              | 16     |
| 6.2.2    | Požadavky na kompetenci                                             | 17     |
| 6.2.3    | Zmocnění                                                            | 17     |
| 6.2.4    | Trvalé vzdělávání a profesní rozvoj                                 | 18     |
| 6.2.5    | Záznamy o pracovnících                                              | 18     |
| 6.3      | Prostory a podmínky prostředí                                       | 19     |
| 6.3.1    | Obecně                                                              | 19     |
| 6.3.2    | Kontrola prostor                                                    | 19     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE<br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> 22.0<br><i>Interval revizí:</i> 1/rok | <i>Strana 4</i><br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br>30.6.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3.3      | Prostory pro skladování                                         | 20        |
| 6.3.4      | Prostory pro pracovníky                                         | 20        |
| 6.3.5      | Prostory pro odběr vzorků                                       | 20        |
| <b>6.4</b> | <b>Zařízení</b>                                                 | <b>20</b> |
| 6.4.1      | Obecně                                                          | 20        |
| 6.4.2      | Požadavky na zařízení                                           | 21        |
| 6.4.3      | Postup přejímky zařízení                                        | 21        |
| 6.4.4      | Zařízení-návody k použití                                       | 21        |
| 6.4.5      | Údržba zařízení a opravy                                        | 22        |
| 6.4.6      | Hlášení nežádoucích příhod zařízení                             | 22        |
| 6.4.7      | Záznamy o zařízeních                                            | 23        |
| <b>6.5</b> | <b>Kalibrace zařízení a metrologická návaznost</b>              | <b>23</b> |
| 6.5.1      | Obecně                                                          | 23        |
| 6.5.2      | Kalibrace zařízení                                              | 23        |
| 6.5.3      | Metrologická návaznost výsledků měření                          | 24        |
| <b>6.6</b> | <b>Reagencie a spotřební materiály</b>                          | <b>24</b> |
| 6.6.1      | Obecně                                                          | 24        |
| 6.6.2      | Reagencie a spotřební materiály-příjem a skladování             | 24        |
| 6.6.3      | Reagencie a spotřební materiály-zkoušení při přejímce           | 24        |
| 6.6.4      | Reagencie a spotřební materiály-řízení zásob                    | 24        |
| 6.6.5      | Reagencie a spotřební materiály-návody k použití                | 25        |
| 6.6.6      | Reagencie a spotřební materiály-hlášení nežádoucích příhod      | 25        |
| 6.6.7      | Reagencie a spotřební materiály-záznamy                         | 25        |
| <b>6.7</b> | <b>Dohody o službách</b>                                        | <b>25</b> |
| 6.7.1      | Dohody s uživateli laboratoří                                   | 25        |
| 6.7.2      | Dohody s uživateli POCT                                         | 26        |
| <b>6.8</b> | <b>Externě poskytované produkty a služby</b>                    | <b>26</b> |
| 6.8.1      | Obecně                                                          | 26        |
| 6.8.2      | Smluvní laboratoře a konzultanti                                | 27        |
| 6.8.3      | Přezkoumání a schválení externě poskytovaných produktů a služeb | 28        |
| <b>7</b>   | <b>Požadavky na proces</b>                                      | <b>28</b> |
| 7.1        | Obecně                                                          | 28        |
| <b>7.2</b> | <b>Procesy před laboratorním vyšetřením</b>                     | <b>29</b> |
| 7.2.1      | Obecně                                                          | 29        |
| 7.2.2      | Informace laboratoře pro pacienty a uživatele                   | 29        |
| 7.2.3      | Požadavky na provedení laboratorních vyšetření                  | 29        |
| 7.2.4      | Odběr a zacházení s primárními vzorky                           | 31        |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE<br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> 22.0<br><i>Interval revizí:</i> 1/rok | <i>Strana 5</i><br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br>30.6.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                   |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.5       | Přeprava vzorků                                                   | 32        |
| 7.2.6       | Příjem vzorků                                                     | 32        |
| 7.2.7       | Zacházení, příprava a skladování vzorků před vyšetřením           | 33        |
| <b>7.3.</b> | <b>Procesy laboratorních vyšetření</b>                            | <b>34</b> |
| 7.3.1       | Obecně                                                            | 34        |
| 7.3.2       | Verifikace metod laboratorních vyšetření                          | 34        |
| 7.3.3       | Validace metod laboratorních vyšetření                            | 34        |
| 7.3.4       | Vyhodnocení nejistoty měření                                      | 35        |
| 7.3.5       | Biologické referenční intervaly a klinické rozhodovací meze       | 35        |
| 7.3.6       | Dokumentace postupů laboratorních vyšetření                       | 35        |
| 7.3.7       | Zajištění platnosti výsledků laboratorních vyšetření              | 36        |
| <b>7.4</b>  | <b>Procesy po laboratorním vyšetření</b>                          | <b>38</b> |
| 7.4.1       | Uvádění výsledků                                                  | 38        |
| 7.4.2       | Zacházení se vzorky po laboratorním vyšetření                     | 40        |
| <b>7.5</b>  | <b>Neshodná práce</b>                                             | <b>41</b> |
| <b>7.6</b>  | <b>Řízení dat a management informací</b>                          | <b>41</b> |
| 7.6.1       | Obecně                                                            | 41        |
| 7.6.2       | Pravomoci a odpovědnosti pro management informací                 | 41        |
| 7.6.3       | Management informačních systémů                                   | 42        |
| 7.6.4       | Plány odstávek                                                    | 42        |
| 7.6.5       | Vzdálená zpráva                                                   | 42        |
| <b>7.7</b>  | <b>Stížnosti</b>                                                  | <b>43</b> |
| 7.7.1       | Proces                                                            | 43        |
| 7.7.2       | Přijetí stížnosti                                                 | 43        |
| 7.7.3       | Řešení stížnosti                                                  | 43        |
| <b>7.8</b>  | <b>Plánování kontinuity a připravenosti na mimořádné události</b> | <b>43</b> |
| <b>8</b>    | <b>Požadavky na systém managementu</b>                            | <b>44</b> |
| 8.1.1       | Obecně                                                            | 44        |
| 8.1.2       | Plnění požadavků systému managementu                              | 44        |
| 8.1.3       | Povědomí o systému managementu                                    | 44        |
| <b>8.2</b>  | <b>Dokumentace systému managementu</b>                            | <b>44</b> |
| 8.2.1       | Obecně                                                            | 44        |
| 8.2.2       | Kompetence a kvalita                                              | 45        |
| 8.2.3       | Důkaz o závazku                                                   | 45        |
| 8.2.4       | Dokumentace                                                       | 45        |
| 8.2.5       | Přístup pracovníků                                                | 45        |
| <b>8.3</b>  | <b>Řízení dokumentů systému managementu</b>                       | <b>45</b> |

|                                                                                                                                      |                                             |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>                       | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 6</i><br><i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i>                     | <b>LP / MIKROBIOLOGIE</b>      |                                       |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>                      | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                       |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i><br><i>Interval revizí:</i> | 22.0<br>1/rok                  | <i>Platnost od</i><br>30.6.2025       |

|                |                                                             |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3.1          | Obecně                                                      | 45        |
| 8.3.2          | Řízení dokumentů                                            | 46        |
| <b>8.4</b>     | <b>Řízení záznamů</b>                                       | <b>48</b> |
| 8.4.1          | Vytváření záznamů                                           | 48        |
| 8.4.2          | Změny v záznamech                                           | 48        |
| 8.4.3          | Uchovávání záznamů                                          | 48        |
| <b>8.5</b>     | <b>Opatření k řešení rizik a příležitostí ke zlepšení</b>   | <b>48</b> |
| 8.5.1          | Identifikace rizik a příležitostí ke zlepšení               | 48        |
| 8.5.2          | Reakce na rizika a příležitosti ke zlepšení                 | 49        |
| <b>8.6</b>     | <b>Zlepšování</b>                                           | <b>49</b> |
| 8.6.1          | Neustálé zlepšování                                         | 49        |
| 8.6.2          | Zpětná vazba od pacientů, uživatelů a pracovníků laboratoře | 49        |
| <b>8.7</b>     | <b>Neshody a nápravná opatření</b>                          | <b>50</b> |
| 8.7.1          | Opatření při výskytu neshody                                | 50        |
| 8.7.2          | Efektivnost nápravných opatření                             | 50        |
| 8.7.3          | Záznamy o neshodách a nápravných opatřeních                 | 50        |
| <b>8.8</b>     | <b>Hodnocení</b>                                            | <b>50</b> |
| 8.8.1          | Obecně                                                      | 50        |
| 8.8.2          | Indikátory kvality                                          | 50        |
| 8.8.3          | Interní audit                                               | 51        |
| <b>8.9</b>     | <b>Přezkoumání systému managementu</b>                      | <b>51</b> |
| 8.9.1          | Obecně                                                      | 51        |
| 8.9.2          | Vstupy pro přezkoumání                                      | 51        |
| 8.9.3          | Výstupy z přezkoumání                                       | 52        |
|                | <b>Závazky vyplývající z akreditace</b>                     | <b>52</b> |
|                | <b>Zásady užívání odkazu na akreditaci</b>                  | <b>53</b> |
|                | <b>Flexibilní rozsah akreditace</b>                         | <b>53</b> |
| <b>Přílohy</b> | <b>1.Seznam vyšetření</b>                                   | <b>53</b> |
|                | <b>2. Vyšetření v rozsahu akreditace</b>                    | <b>71</b> |
|                | <b>3. Hlášení výsledků v kritických intervalech</b>         | <b>71</b> |
|                | <b>4. Manuál pro odběr vzorků</b>                           | <b>72</b> |
|                | <b>5. Matice odpovědností</b>                               | <b>78</b> |
|                | <b>6. Etický kodex</b>                                      | <b>80</b> |
|                | <b>7 .Seznam zdravotnické techniky</b>                      | <b>82</b> |
|                | <b>8. Výsledkový list</b>                                   | <b>83</b> |
|                | <b>9. Žádanka na laboratorní vyšetření</b>                  | <b>84</b> |
|                | <b>10. Prohlášení ředitele nemocnice</b>                    | <b>86</b> |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 7    |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

**DEKLARACE PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE K CÍLŮM SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY**

1. Naším prvořadým cílem je poskytovat kvalitní služby v oblasti laboratorní mikrobiologie přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů. Tyto informace jsou získávány na základě kvalitního provádění analýz biologických vzorků odebraných pacientům a dodaných za tímto účelem do laboratoře.
2. Vedení laboratoře prohlašuje, že primární snahou je zajistit standard poskytovaných služeb, který je dán především maximální spolehlivostí výsledků prováděných analýz a používáním soudobých vyšetřovacích metod, které jsou v maximálním souladu s klinickými potřebami.
3. **Cíle systému managementu kvality**, ke kterým se hlásíme jsou následující:
  - Dodržování správné realizace preanalytické fáze celého procesu, tj. přezkoumání kvality dodaných vzorků, jejich dokonalé identifikace, vhodné přepravy a přípravy analytických vzorků v zájmu dodržení standardní kvality vyšetření realizovaných v laboratoři.
  - Zajišťování vysoké úrovně spolehlivosti analytické práce.
  - V souladu s analytickými a ekonomickými možnostmi usilovat o neustálé zkracování času od přijetí vzorku do vydání výsledku.
  - Zlepšování srozumitelnosti a přehlednosti úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné, rozšiřování možností sdělování výsledků elektronickou cestou.
  - Zkvalitňování oboustranné komunikace s lékaři zvyšující spolehlivost interpretace výsledků, logicky a integrálně začleněné do posouzení stavu pacienta, prohlubování vědomostí lékařů o možnostech používaných laboratorních metod, o zdrojích neočekávaných problémů a chyb.
  - Vzhledem k potenciální rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů musí být při veškeré činnosti v laboratoři věnována patřičná pozornost dodržování bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.
4. Všichni pracovníci deklarují, že se budou průběžně seznamovat s dokumentací kvality a průběžně budou přijímat všechny relevantní předpisy a postupy.
5. Všichni pracovníci se zavazují k dodržování zásad správné laboratorní praxe na vysoce profesionální úrovni včetně zachovávání mlčenlivosti, kvality prováděných vyšetření a shody se systémem managementu kvality.
6. Za aktuálnost, kompletnost a kontrolu LPK odpovídá manažer kvality OLM. Za její dostupnost všem pracovníkům odpovídá vedoucí laborantka Oddělení laboratorní mikrobiologie, která rovněž seznamuje pracovníky s jejím obsahem a změnami. Ti jsou povinni se s LPK a souvisejícími dokumenty při své činnosti řídit a neprodleně informovat vedení laboratoře o skutečnostech, které jim v tom brání nebo jsou s ustanoveními LPK v rozporu.

**Vedení laboratoře se zavazuje k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023.**

**Toto prohlášení bylo vydáno rovněž samostatně a je zveřejněno na informačním panelu v laboratoři.**

Předmět normy, citované dokumenty, termíny a definice viz - ISO EN ČSN 15189 ed.3:2023

4. Obecné požadavky

4.1 Nestrannost

Všechny laboratorní činnosti na Oddělení laboratorní mikrobiologie (dále OLM) jsou prováděny nestranně, oddělení je uspořádáno a řízeno tak, aby byla vždy zajištěna nestrannost.

Vedení nemocnice i laboratoře se zavázalo k nestrannosti.[INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)

Vedení OLM je zodpovědné za nestrannost všech činností a nedovoluje, aby obchodní, finanční nebo jiné tlaky způsobovaly ohrožení nestrannosti. Sleduje činnosti a vztahy, aby rozpoznalo ohrožení nestrannosti. Toto sledování se vztahuje i na vazby pracovníků OLM.

*Vztah, který ohrožuje nestrannost laboratoře, může být založen na vlastnictví, správě, managementu, pracovnících, sdílených zdrojích, financích, smlouvách, marketingu (včetně vytváření značky) a platbách provize z prodeje nebo jiných finančních pobídek za doporučení nových uživatelů laboratoře atd. Takové vztahy nemusí nutně představovat ohrožení nestrannosti laboratoře.*

Jestliže je zjištěno ohrožení nestrannosti, je takový vliv odstraněn nebo minimalizován. OLM prokazuje, jakým způsobem tuto hrozbu zmírňuje. (např.vícestupňové schvalování).

4.2 Důvěrnost

4.2.1 Management informací

Základem dodržování důvěrnosti na OLM je řízený přístup na oddělení, přístupová práva do všech používaných IS, automatické odhlašování při nepoužívání IS, striktní pokyny pro vydávání výsledků a pro archivaci. [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky.doc](#) , [SOP-OLM-O-03 Vydávání výsledků pacientům.doc](#), [SOP-OLM-O-02 Tisk účtu samoplátce.doc](#). OLM je odpovědné prostřednictvím právně vymahatelných dohod za management všech informací o pacientech získaných nebo vytvořených během provádění laboratorních činností. ( náplně práce u interních pracovníků, u vybraných externích dodavatelů je povinnost mlčenlivosti součástí smlouvy)

Hlášení výsledků vyšetření na hygienu je dáno vyhláškou, pacient je kontaktován až příslušnou hygienou. Management informací o pacientech zahrnuje ochranu soukromí a důvěrnost nejen mimo a v nemocnici, ale i na OLM. Laboratoř předem informuje uživatele a/nebo pacienta, které informace hodlá veřejně zpřístupnit. Pro návštěvy (např. servis, monitoring prostředí, IA, LIS...) je k podpisu návštěvní kniha včetně závazku důvěrnosti. Výjimku tvoří informace, které uživatel a/nebo pacient zveřejní, nebo pokud se na tom laboratoř a pacient dohodnou (např. pro účely reakce na stížnosti), jsou všechny ostatní informace považovány za soukromé a jsou považovány za důvěrné.

4.2.2 Uvolnění informací

Jestliže je uvolnění důvěrných informací vyžadováno zákonem nebo je k tomu OLM zmocněno na základě smluvních ujednání, je dotčený pacient informován o poskytnutí takových informací, pokud to není zákonem zakázáno. Informace o pacientovi z jiného zdroje než od pacienta (např. od stěžovatele, regulačního orgánu) OLM uchovává jako důvěrnou informaci. Totožnost zdroje uchovává laboratoř v tajnosti a nesděluje pacientovi, ledaže s tím zdroj souhlasí. K předávání údajů OLM přistupuje na základě zákona 372/2011 Sb. a zákona 373/2011 Sb., popř. dle dohody se samoplátcem. Pacienti jsou o principech předání informování v LPK ev. dalších dokumentech (informovaný souhlas).

4.2.3 Osobní zodpovědnost

Pracovníci, včetně členů všech pracovních skupin, smluvních partnerů, pracovníků externích subjektů nebo osob s přístupem k laboratorním informacím, jednajících jménem OLM, zachovávají důvěrnost veškerých informací získaných nebo vytvořených při provádění laboratorních činností.

Verze :

Tento aspekt je nedílnou součástí všech sjednaných smluv.  
Naším prvořadým cílem je poskytovat kvalitní služby v oblasti laboratorní mikrobiologie přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů. Tyto informace jsou získávány na základě kvalitního provádění analýz biologických vzorků odebraných pacientům a dodaných za tímto účelem do laboratoře, za něž nesou jednotliví pověření pracovníci osobní odpovědnost. Zaměstnanci mají prostřednictvím zaměstnavatele sjednáno pojištění odpovědnosti.  
Vedení OLM prohlašuje, že primární snahou je zajistit vysoký standard poskytovaných služeb, který je dán především maximální spolehlivostí výsledků prováděných analýz a používáním soudobých vyšetřovacích metod, které jsou v maximálním souladu s klinickými potřebami.

**Cíle systému managementu kvality, [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#) ke kterým se hlásíme jsou následující:**

Dodržování správné realizace preanalytické fáze celého procesu, tj. přezkoumání kvality dodaných vzorků, jejich dokonalé identifikace, vhodné přepravy a přípravy analytických vzorků v zájmu dodržení standardní kvality zkoušek realizovaných v laboratoři.

Zajišťování vysoké úrovně spolehlivosti analytické práce.

V souladu s analytickými a ekonomickými možnostmi usilovat o neustálé zkracování času od přijetí vzorku do vydání výsledku.

Zlepšování srozumitelnosti a přehlednosti úrovně nálezů vydávaných laboratoří tak, aby poskytované informace mohly být maximálně využitelné, rozšiřování možností sdělování výsledků elektronickou cestou.

Zkvalitňování oboustranné komunikace s lékaři zvyšující spolehlivost interpretace výsledků, logicky a integrálně začleněné do posouzení stavu pacienta, prohlubování vědomostí lékařů o možnostech používaných laboratorních metod, o zdrojích neočekávaných problémů a chyb.

Vzhledem k potenciální rizikovosti práce při zpracování biologických materiálů musí být při veškeré činnosti v laboratoři věnována patřičná pozornost dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Všichni pracovníci deklarují, že se budou průběžně seznamovat s dokumentací kvality a průběžně budou přijímat všechny relevantní předpisy a postupy.

Všichni pracovníci se zavazují k dodržování zásad správné laboratorní praxe na vysoce profesionální úrovni včetně zachovávání mlčenlivosti, kvality prováděných vyšetření a shody se systémem managementu kvality.

Vedení laboratoře se zavazuje k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023.

**4.3 Požadavky týkající se pacientů**

Vedení OLM zajišťuje, aby se v první řadě dbalo na prospěch, bezpečnost a práva pacientů.

Laboratoř má stanoveny a zavedeny následující procesy:  
pro pacienty a uživatele laboratoře umožnit poskytování užitečných informací, které pomohou laboratoři při výběru vyšetřovacích metod a interpretaci výsledků vyšetření (veřejně přístupná kniha přání a stížností v čekárně), poskytování veřejně dostupných informací pacientům a uživatelům o postupu laboratorního vyšetření (případně náklady) a o tom, kdy lze očekávat výsledky (LPK);  
pravidelné přezkoumávání vyšetření nabízených OLM, aby byla zajištěna jejich klinická vhodnost a potřebnost;  
v případě potřeby jsou na žádost zpřístupněny pacientům, uživatelům a dalším příslušným osobám informace o údajostech, které vedly nebo mohly vést k poškození pacienta a záznamů o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto poškození;  
jednání s pacienty, zacházení se vzorky nebo ostatky s náležitou péčí a úctou; [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#) , [Ř-OLM-02 Provozní a hygienický řád.doc](#)  
získání informovaného souhlasu, je-li vyžadován;

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 10</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <b>LP / MIKROBIOLOGIE</b>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <b>22.0</b>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <b>1/rok</b>                   | <b>30.6.2025</b>   |

zajištění pokračující dostupnosti a integrity uchovávaných vzorků a záznamů pacientů v případě uzavření, akvizice nebo fúze OLM (zákony 372/2011 Sb. A zákona 373/2011 Sb.);  
zpřístupnění příslušných informací pacientovi a jakémukoli jinému poskytovateli zdravotních služeb na žádost pacienta nebo na žádost poskytovatele zdravotních služeb, který jedná jeho jménem;  
prosazování práv pacientů na péči bez diskriminace. [SM-22 Manipulace s biologickými vzorky - značení, odběry, příjem materiálu, odmítnutí materiálu a expedice výsledků; Příprava pacienta.doc](#), [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#), [SM-39 Externí a interní komunikace v Nemocnici Břeclav.doc](#)

Služby OLM jsou nastaveny takovým způsobem, aby co nejlépe odpovídaly potřebám pacientů a klinických pracovníků v souladu s požadavky legislativy a normy ČSN EN ISO 15189:2023 v aktuálním znění.

Vedení OLM přijalo řadu konkrétních opatření, aby tuto péči stále zlepšovalo, např. o zajištění transportu vzorku od lékařů do laboratoře, snižování času potřebného pro vyšetření primárních vzorků, poradenská a konzultační činnost a další.

5 Požadavky na strukturu a řízení

5.1 Právní subjektivita

Jihomoravské krajské zdravotnické zařízení Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace (dále nemocnice) bylo založeno v roce 1992 (*Zřizovací listina společnosti*) a v současné době patří mezi významné poskytovatele zdravotnické péče v regionu. Je právně odpovědná za své činnosti.  
Hlavní náplní činnosti je poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostické, laboratorní, lékárenské, léčebné a ošetrovatelské péče.  
Oddělení laboratorní mikrobiologie (OLM) je součástí této nemocnice a poskytuje služby z oblasti mikrobiologie (viz organizační struktura).  
Přehled vyšetření, která jsou předmětem akreditace, je uveden v [příloze č. 2 LPK](#) , odkaz na web nemocnice

Vrcholové vedení nemocnice má z hlediska svého právního postavení všechny příslušné pravomoci a zdroje nezbytné k plnění svých povinností a podpisem smlouvy s akreditačním orgánem se zavazuje poskytnout akreditovaným pracovníkům nezbytné pravomoci a zdroje k plnění požadavků normy ISO 15189 v aktuálním znění.

Vrcholové vedení zaručuje, že pracovníci laboratoře nejsou a nebudou vystaveni žádným nežádoucím komerčním a jiným vnějším vlivům a tlakům, které by mohly negativně působit na kvalitu jejich práce.

Všechny metody a postupy, které vydalo nebo schválilo vrcholové vedení zajišťují ochranu utajovaných informací, zamezují činnostem, které by mohly oslabit důvěru v kompetentnost, nestrannost, úsudek nebo bezúhonnost práce.


Vedení specifikovalo kvalifikace, odpovědnosti, pravomoci, kompetence a vzájemné vztahy všech zaměstnanců [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#), náplně práce – osobní složky zaměstnanců.

Vrcholové vedení dbá o to, aby každý pracovník laboratoře byl systematicky školen podle svého postavení v laboratoři a jeho práce byla dostatečně prověřována kompetentními osobami.

Vedení OLM společně s vedením nemocnice a OZT zabezpečuje technické řízení laboratoře, má všeobecnou odpovědnost za technické činnosti a za poskytování zdrojů nezbytných k zajištění požadované kvality laboratorních postupů.



Organizační struktura Nemocnice Břeclav, p.o.



5.2 Vedoucí laboratoře

5.2.1 Kompetence vedoucího laboratoře

Oddělení laboratorní mikrobiologie řídí MUDr. Kateřina Wagnerová, která má požadovanou kvalifikaci, kompetence, delegované pravomoci, odpovědnost a zdroje pro plnění požadavků normy 15189 v aktuálním znění, viz. [příloha č. 10](#) LPK.

5.2.2 Odpovědnosti vedoucí Oddělení laboratorní mikrobiologie

Vedoucí OLM je zodpovědná za zavedení systému managementu, včetně uplatňování managementu rizik na všechny aspekty činnosti laboratoře tak, že jsou systematicky identifikována a řešena rizika pro péči o pacienty a příležitosti ke zlepšení. Povinnosti a odpovědnosti vedoucího laboratoře jsou dokumentovány v osobní složce. [Ř-OLM-01 Orga-nizační řád.doc](#)

5.2.3 Delegování pravomocí

Vedoucí OLM deleguje vybrané povinnosti a odpovědnosti kvalifikovaným a kompetentním pracovníkům. Pověření je zdokumentováno včetně zajištění nestrannosti v osobních složkách pracovníků. Konečná odpovědnost za veškerou činnost laboratoře náleží vedoucí laboratoře.

Analytickým garantem je RNDr. Adéla Vítková, za technické řízení je odpovědný vedoucí Oddělení zdravotnické techniky (OZT) Ing. Rudolf Slovenský a vedoucí Oddělení informačních technologií (ONIT) Ing. Michal Ragan, MBA. Interní audity jsou plánovány a zajišťovány Oddělením IMS –úsekem interního auditu vedeného paní Radomírou Schweitzerovou,DiS.  
Toto rozdělení kompetencí bylo učiněno rozhodnutím vedení nemocnice a je dáno organizační strukturou zařízení. Ředitelem nemocnice byl jmenován manažer kvality (MIMS) pro Oddělení laboratorní mikrobiologie, metrolog s celonemocniční působností, vedoucí Oddělení zdravotnické techniky (odpovídá za technické činnosti) a Oddělení nemocničních informačních technologií (ONIT), ekonomický úsek (odpovídá za zajištění potřebných zdrojů k zabezpečení požadované kvality) a interní auditoři taktéž s celonemocniční působností (viz. [Organizační struktura](#)). Pravomoci a odpovědnosti vedení laboratoře a jejích pracovníků jsou uvedeny v náplních práce a v Matici odpovědností – [příloha č. 5](#) LPK.

5.3 Laboratorní činnosti

5.3.1 Obecně

Na Oddělení laboratorní mikrobiologie (OLM) jsou specifikovány a zdokumentovány laboratorní činnosti (SM, SOP, INST a další) , včetně laboratorních činností prováděných na jiných místech než na hlavním pracovišti (např. odběr vzorků). Laboratoř uplatňuje shodu s ČS EN ISO 15189:2023 pouze v rozsahu seznamu činností uvedených na webu nemocnice. Jedná se o vyšetřování vzorků dárců krve a plazmy pro TRS.

5.3.2 Shoda s požadavky

Laboratorní činnosti se provádějí tak, aby vyhovovaly požadavkům legislativy, ISO 15 189:2023, uživatelům laboratoře, regulačním orgánům a organizacím poskytujícím akreditaci a dozor (např. SÚKL, atd ). Laboratoř uplatňuje shodu s ČS EN ISO 15189:2023 pouze v rozsahu seznamu činností uvedených na webu nemocnice. Jedná se o vyšetřování vzorků dárců krve a plazmy pro TRS.

5.3.3 Poradenská činnost.

Služby laboratoře jsou nastaveny takovým způsobem, aby co nejlépe odpovídaly potřebám pacientů a klinických pracovníků v souladu s požadavky legislativy a normy ISO 15189:2023. Vedení laboratoře přijalo řadu konkrétních opatření, aby tuto péči stále zlepšovalo. Jde například o zajištění transportu vzorku od lékařů do laboratoře, snižování času potřebného pro vyšetření primárních vzorků, poradenská a konzultační činnost a další.

Laboratoř má zavedeno prostředí pro komunikaci s uživateli (LPK – jsou zde uvedeny telefonické i e-mailové kontakty), týkající se:

- a) poradenství ohledně výběru a použití laboratorních vyšetření, včetně požadovaného typu vzorku,
- b) klinických indikací, omezení metod vyšetření a četnosti požadavků na vyšetření,
- c) poskytování odborných posudků k interpretaci výsledků laboratorních vyšetření, podpory efektivního využívání laboratorních vyšetření,
- d) poradenství ohledně odborných a logistických záležitostí, pro případy, kdy vzorek nesplňuje kritéria pro přijetí.

OLM má zavedeny postupy pro komunikaci s uživateli v LPK v [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#), [SM-39 Externí a interní komunikace v Nemocnici Břeclav.doc](#) ohledně výběru a použití laboratorních vyšetření, interpretace výsledků, požadovaných typů vzorků.


5.4. Struktura a pravomoci

5.4.1 Obecně

|                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název organizace                                                                                                                                           | NEMOCNICE BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE                                        |
| Adresa laboratoře                                                                                                                                          | U Nemocnice 3066/ 1, 690 02 Břeclav                                              |
| Identifikační údaje                                                                                                                                        | IČ 00390780 , IČZ – 74001000, zřizovací listina                                  |
| Statutární zástupce                                                                                                                                        | Ing. Petr Bařka - ředitel                                                        |
| telefon                                                                                                                                                    | 519 315 105                                                                      |
| Fax                                                                                                                                                        | 519 372 112                                                                      |
| e-mail                                                                                                                                                     | sekret@nembv.cz                                                                  |
| web                                                                                                                                                        | www.nembv.cz                                                                     |
| V celém ZZ je zaveden a uplatňován systém managementu kvality                                                                                              | Certifikát ČSN EN ISO 9001 v aktuálním znění                                     |
| V celém ZZ je zaveden a uplatňován systém řízení environmentu                                                                                              | Certifikát ČSN EN ISO 14001 v aktuálním znění                                    |
| V celém ZZ je zaveden a uplatňován systém řízení splňující požadavky hodnotících standardů pro ověření kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb) | Certifikát zák. č. 372/2011Sb., vyhl. č. 102/2012 Sb.<br>v aktuálním znění       |
| Oddělení laboratorní mikrobiologie                                                                                                                         | Zdravotnická laboratoř č.8199<br>akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013    |
| Okruh působnosti laboratoře                                                                                                                                | Lůžková a ambulantní zařízení                                                    |
| Vedoucí oddělení<br>Klinický garant odbornosti<br>802 , manažerka IMS                                                                                      | MUDr. Kateřina Wagnerová<br>Specializace: Lékařská mikrobiologie                 |
| Telefon                                                                                                                                                    | 519 315 513                                                                      |
| e-mail                                                                                                                                                     | wagnerova@nembv.cz                                                               |
| Zástupce vedoucího laboratoře<br>analytický garant odbornosti<br>802                                                                                       | RNDr. Adéla Vítková<br>Specializace: Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii |
| Telefon                                                                                                                                                    | 519 315 513                                                                      |
| e-mail                                                                                                                                                     | vitkova@nembv.cz                                                                 |
| Vedoucí laborantka<br>Zástupce manažerky IMS                                                                                                               | Olga Tesárková<br>PSS: laboratorní metody v lékařské mikrobiologii               |
| Telefon                                                                                                                                                    | 519 315 447                                                                      |
| e-mail                                                                                                                                                     | tesarkova@nembv.cz                                                               |
| Zástupce vedoucí laborantky                                                                                                                                | Helena Dobiášová<br>PSS: laboratorní metody v lékařské mikrobiologii             |
| Telefony do laboratoří:                                                                                                                                    |                                                                                  |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Příjem materiálu | 519 315 762 |
| Klinika I        | 519 315 512 |
| Klinika II       | 519 315 511 |
| Gastro           | 519 315 514 |
| Serologie I      | 519 315 517 |
| Serologie II     | 519 315 741 |

FUNKČNÍ SCHÉMA Oddělení laboratorní mikrobiologie



Vztahy nadřízenosti a podřízenosti → →

Kvalifikační předpoklady pro jednotlivá pracovní zařazení viz. [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#)

Způsob vedení komunikace a předávání informací o efektivitě systému managementu kvality, preanalytice, analýze a postanalytických procesech po vyšetření probíhá na OLM v několika úrovních:

Pravidelné porady vedoucího laboratoře se všemi primáři klinických oddělení a vedením nemocnice – primářské porady (zpravidla v měsíčním intervalu svolává ředitel nemocnice).  
Pravidelné porady vedoucí laborantky se všemi vrchními sestrami klinických oddělení (svolává hlavní sestra nemocnice) [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#).  
Pravidelné provozní schůze všech pracovníků laboratoře (zpravidla v týdenním intervalu), kde jsou předány mimo jiné také informace z porady primářů a vrchních sester, závěry z kontrolních a auditních činností.  
Setkání s externími lékaři, písemná komunikace [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#).  
Výstupy z přezkouvání vedením (jedenkrát ročně).  
Pohovory vedoucích pracovníků s personálem a jeho hodnocení.  
Ze všech jednání jsou uchovávány záznamy.  
Organizační a řídicí struktura laboratoře, její místo v mateřské organizaci a vztahy mezi vedením laboratoře, technickým provozem a podpůrnými službami jsou určeny. Jsou určeny i odpovědnosti, pravomoci, způsoby komunikace a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, provádějí nebo ověřují práci o ovlivňující výsledky laboratorních činností.

OLM má specifikovány postupy v rozsahu nezbytném pro zajištění jednotného uplatňování svých laboratorních činností a platnosti výsledků - elektronický systém řízení dokumentace EISODX.

5.4.2 Management kvality

Na jmenovaného vedoucího laboratoře a manažera (MIMS) byla přenesena pravomoc i odpovědnost za dohled nad plněním požadavků systému řízení kvality.  
Vedoucí laboratoře pak jmenovala svého zástupce, vedoucí laborantku a její zástupkyni.  
Jsou stanoveny úlohy a odpovědnosti odborného vedení a manažera kvality (náplně práce, LPK).  
Jsou stanoveny odpovědnosti ostatních pracovníků laboratoře (náplně práce, LPK).  
Je stanoven systém pro proškolení pracovníků v odborné oblasti a v systému kvality [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#).  
Manažer kvality zodpovídá za to, že systém kvality je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15189:2023, je správně dokumentován a podrobován kontrolám a přezkouvání.  
Za uplatňování systému kvality při zkušební činnosti a činnostech podpůrných plně odpovídá vedení laboratoře, v rozsahu svých pravomocí i ostatní pracovníci.  
Jmenovaným manažerem kvality + integrovaného manažerského systému (MIMS) je pro OLM MUDr. Kateřina Wagnerová. Má delegovány odpovědnosti a pravomoci ředitelem nemocnice. Odpovídá za stanovení, zavedení a udržování procesů potřebných pro systém managementu kvality (SMK), o výkonnosti systému managementu [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#) a potřebách pro zlepšení. Podává zprávy vedení nemocnice i pracovníků laboratoře, kde jsou přijímána rozhodnutí o politice, cílech, zdrojích, fungování SMK, o výkonnosti systému managementu a potřebách pro zlepšení. Odpovídá za zajištění efektivnosti systému a zjišťování odchylek od systému managementu [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#) nebo od postupů pro provádění laboratorních činností. ( SOP-OLM). Zavádí i opatření k předcházení nebo minimalizaci takových odchylek [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)  
Průběžným informováním, prověřováním a systémem auditů zajišťuje, aby si pracovníci neustále byli vědomi potřeb a požadavků uživatelů.

|                                                                                  |                                                     |  |                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace |  | Typ dokumentu: <b>Laboratorní příručka</b>     | Strana 16   |
|                                                                                  |                                                     |  | Číslo dokumentu: <b>LP / MIKROBIOLOGIE</b>     | (celkem 86) |
|                                                                                  |                                                     |  | Oblast využití: <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                  |                                                     |  | Verze č.: <b>22.0</b>                          | Platnost od |
|                                                                                  |                                                     |  | Interval revizí: <b>1/rok</b>                  | 30.6.2025   |

5.5 Cíle a politiky

Účelem politiky kvality [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#) , [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#) , [P-OLM-06 Plán kontrol.doc](#) je nastavit a zajistit takovou úroveň v poskytovaných službách, aby si OLM i nadále udrželo vysokou úroveň ve svém oboru. Politika kvality poskytuje také rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality.

Vedení OLM garantuje zajištění zachování integrity systému managementu. Má zaveden flexibilitní rozsah akreditace.

Vrcholové vedení laboratoře vydalo z pravomoci vedoucího oddělení prohlášení : Deklarace pracovníků laboratoře k cílům systému managementu kvality – viz začátek LPK a dlouhodobá strategie je popsána v dokumentu. [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [P-OLM-01 Strategie- Politika IMS.doc](#)

Cíle jednotlivých prvků systému kvality jsou uvedeny v Deklaraci pracovníků laboratoře a dále v [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#)., všichni pracovníci jsou s politikou a cíli prokazatelně seznámeni.

Vedení laboratoře si stanovuje při pravidelném přezkoumání systému kvality konkrétní měřitelné cíle v souladu s politikami a sleduje přetrvávající vhodnost stanovené politiky. Cíle i politiky jsou realizovány na všech úrovních organizace, viz. [P-01 politika integrovaného manažerského systému \(IMS\); Program zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů.doc](#)

Vedením laboratoře jsou stanoveny a udržovány cíle a politiky pro splnění potřeb a požadavků pacientů a uživatelů, pro splnění správné odborné praxe, pro poskytování účelných vyšetření a jsou ve shodě s normou.

V laboratoři je zaveden systém vnitřní kontroly kvality a mezilaboratorního porovnání. Dokumentované postupy jsou srozumitelné, snadno dostupné a všichni pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznámeni. I vzhledem k plánování a zavádění změn je zachována integrita systému managementu kvality Vedení OLM stanovilo indikátory kvality pro sledování a hodnocení výkonnosti v kritických bodech procesů, které souvisí s vyšetřením. [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#)

Při pravidelném hodnocení indikátorů kvality (Zpráva o přezkoumání IMS) sleduje vedení OLM cíle, metodiky, interpretace, dobu odezvy, BOZP, pracovní prostředí, vybavení, osobní záznamy a efektivitu systému řízení dokumentů.

5.6 Management rizik

OLM má zavedené a udržované postupy/procesy k identifikaci rizik vedoucích k potenciálním chybám ovlivňujících výsledek laboratorního vyšetření pacientů a také jeho bezpečnost. Jsou zaváděny a vyhodnocovány i příležitosti ke zlepšení. Tyto procesy jsou pravidelně vyhodnocovány rozvíjeny z hlediska jejich efektivnosti a v případě zjištění upraveny, aby vedly k minimalizaci vzniklých rizik. Zbýlá rizika jsou vhodně sdělována všem uživatelům (např. sdělení o kvalitě vzorků, množství, odběrových materiálech atd.)

Veškerá přijatá rozhodnutí a opatření jsou dokumentována v [INST-OLM-03 Management rizik \(FMEA\).doc](#)

6 Požadavky na zdroje

6.1 Obecně

OLM má k dispozici pracovníky, prostory, zařízení, reagentie, spotřební materiály a podpůrné služby, které jsou nezbytné k řízení a provádění jejich činností .

6.2 Pracovníci

6.2.1 Obecně

OLM má dostatek personálu dle požadavků platné legislativy, který je kompetentní, odpovědný a vysoce schopný provádět vyšetření v rozsahu akreditace. K tomu jsou vytvořeny postupy pro výcvik a dohled plán vzdělávání, vstupní

školení, kritéria pro vzdělání [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#), [SM-03 Systém vzdělávání personálu.doc](#), popisy funkcí a vedení relevantních záznamů. V laboratoři je k dispozici organizační plán, personální politika, požadované kompetence, popisy práce.

Všichni pracovníci laboratoře, ať interní nebo externí, jednají nestranně, eticky, jsou kompetentní a pracují v souladu se systémem managementu laboratoře.

Vedení OLM informuje pracovníky laboratoře o důležitosti respektovat potřeby a požadavky uživatelů . OLM má vypracovaný program pro seznámení pracovníků s organizací, oddělením nebo úsekem, na kterém pracují (osobní složky, náplně práce, EISODX), s podmínkami zaměstnání, personálním zázemím, s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a službami pracovního lékařství.

6.2.2.Požadavky na kompetenci

Vedení laboratoře má stanoveny a dokumentovány následující postupy pro posouzení způsobilosti pracovníků provádějících vyšetření:

**minimální úroveň kvalifikace a praxe** pro danou činnost (viz [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#), [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#)), LPK, jedenkrát ročně probíhá hodnocení pracovníků [INST-ZO-UŘ-04 Hodnocení zaměstnanců - hodnotící rozhovor.doc](#)

Kvalifikační požadavky

Seznam pracovníků včetně uvedení jejich funkcí a zastupitelnosti (LPK [příloha č. 5 Matice odpovědností](#), [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#)).

| Požadavky                   |               | Ostatní předpoklady  |                                                          |
|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Název                       | Vzdělání      | Praxe<br>( v letech) | Odbornost                                                |
| Vedoucí laboratoře          | VŠ (L, )      | 10                   | Atestace Lékařská mikrobiologie                          |
| Analytický garant           | VS(B,L,CH)    | 10                   | Atestace Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii     |
| Odborný pracovník           | VŠ (B, L, CH) | 5                    | Atestace v oboru                                         |
| Vedoucí laborantka          | SZS,VŠ        | 10                   | Specializace Laboratorní metody v lékařské mikrobiologii |
| Zástupce vedoucí laborantky | SZS,VŠ        | 5                    | Specializace Laboratorní metody v lékařské mikrobiologii |
| Laborantka                  | SZS,VŠ        |                      | Proškolení , nástupní praxe                              |
| Laboratorní asistent        | SZŠ           |                      | Proškolení , nástupní praxe                              |
| Metrolog                    | VŠ,SŠ         | 1                    | Proškolení                                               |
| Technik                     | VŠ,SŠ tech    | 1                    | Proškolení                                               |
| Manažer kvality             | VŠ,SŠ         |                      | Proškolení                                               |
| Interní auditor             | VŠ,SŠ         |                      | Proškolení                                               |
| Pomocný personál            | ZS            |                      | Kurz sanitáře                                            |

6.2.3. Zmocnění

V pracovních náplních pracovníků OLM jsou podrobné popisy práce, jejich odpovědnosti a pravomoci, včetně jejich pověření k prováděným činnostem.

Umístěny jsou v osobních složkách zaměstnanců u vedoucí laborantky a na personálním oddělení. Pověření obsahuje také provádění specifických laboratorních činností, mezi které patří výběr, vývoj, modifikace, validace a verifikace metod, přezkoumání, uvolnění a sdělování výsledků, používání laboratorních informačních systémů, zejména přístup k údajům a informacím o pacientech, zadávání údajů o pacientech a výsledků vyšetření, změně údajů pacientů nebo výsledků vyšetření.

Na každý rok je aktuálně vypracovaný **plán pro zvyšování kvalifikace** ( [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#)).

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 18</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Přístupová práva a používání NIS je uvedeno v [SM-17 Bezpečnost informací včetně integrity dat.doc](#), [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#)

Pracovní náplně jednotlivých pracovníků vypracovává vedoucí laboratoře a vedoucí laborantka.  
[10 - Primář; vedoucí oddělení laboratoře.doc](#),  
[0636-Vedoucí zaměstnanec-zdravotní laborant-12 pl.tř.doc](#)  
[0670-Odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí-MIK.doc](#)  
[0653 - Zdravotní laborant - 10 pl.tř.doc](#),  
[0660-Zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí- MIK-11 pl.tř.doc](#)  
[0683 - Zdravotní laborant - 11 pl.tř.doc](#)  
[0663 - Zdravotní laborant-MIK - 10 pl.tř.doc](#)  
[0650 - Zdravotní laborant - 10 pl.tř.doc](#)

Práce jednotlivých pracovníků jsou součástí jejich pracovních náplní, ve kterých je vymezena i jejich odpovědnost a pravomoc ([Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#)).  
Všichni zaměstnanci jsou odpovědní v rámci zařazení za kompletní preanalytickou, analytickou i postanalytickou práci včetně interpretace(tam, kde je to vhodné) a podpisu výsledků, kterou vykonávají na příslušném úseku dle pověření.  
Rozpis pracovníků na úseky provádí aktuálně vedoucí laborantka a tento je archivován. Signována je primární dokumentace a výsledky na výsledkových listech.

**Je stanoven způsob zaškolení nového pracovníka a dozor nad jeho činností.** [SM-03 Systém vzdělávání personálu.doc](#), [SOSE-01-44 Zapracování, proces adaptace.doc](#)

**6.2.4 Trvalé vzdělávání a profesní rozvoj**

Plán zvyšování kvalifikace všech pracovníků ([P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#) ) zpracovává a aktualizuje 1x ročně vedoucí laboratoře. Schvaluje jej ředitel nemocnice a vyhodnocení efektivity je součástí přezkoumání IMS.  
  
Je pravidelně kontrolován v rámci interních prověrek kvality a při přezkoumávání systému kvality.  
Odráží aktuální i perspektivní potřeby oddělení a jednotlivých pracovníků.

**6.2.5 Záznamy o pracovnících**

Pracovníci laboratoře jsou školeni na odborných akcích mimo nemocnici, v nemocnici a vedením laboratoře dle pravidelných plánů a aktuální potřeby. Evidence o zvyšování kvalifikace pracovníků je vedena u vedoucí laborantky v osobních složkách.  
  
Každý rok je vytvořen plán vzdělávání [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#) schválený vedením nemocnice a dále je dotvářen průběžně podle druhu a zaměření nových akcí.  
  
Cílem školení je informovanost v oblasti mikrobiologie,SMK, LIS-NIS, BOZP, PO, EMS, chemických látek. Další oblastí jsou zdravotnické aktualizace vědeckých a technických informací, na jejichž základě se optimalizuje odborná činnost i činnost v rozsahu akreditace laboratoře včetně pracovních postupů.  
  
Pracovníci s vysokoškolským vzděláním se účastní národních i mezinárodních odborných seminářů, konferencí a kurzů v oblasti mikrobiologie a z dalších oborů s ní souvisejícími. Doklad o účasti na odborných akcích mají pracovníci s vysokoškolským vzděláním v osobních složkách.  
  
Pracovníci se středoškolským vzděláním se zúčastňují odborných seminářů, konferencí a kurzů v oblasti mikrobiologie podle doporučení vedení laboratoře.  
  
Při školení je kladen důraz na etiku a důvěrnost informací.  
  
Záznamy o provedeném interním školení, které je prováděno podle plánu, jsou zakládány jako součást porad oddělení.

|                                                                                  |                                                     |  |                                                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace |  | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b>     | <i>Strana 19</i><br><i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                  |                                                     |  | <i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE            |                                        |
|                                                                                  |                                                     |  | <i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b> |                                        |
|                                                                                  |                                                     |  | <i>Verze č.:</i> 22.0                                 | <i>Platnost od</i><br>30.6.2025        |
|                                                                                  |                                                     |  | <i>Interval revizí:</i> 1/rok                         |                                        |

Efektivita školení a přínos pro oddělení jsou přezkoumávány a hodnoceny na poradách a při osobních pohovorech se zaměstnanci.  
Součástí školení pracovníků se zápisem o prokazatelném seznámení je i seznámení se s aktuálním obsahem Laboratorní příručky kvality, instrukcemi BOZP, PO, EMS, proškolení na pracovních místech, komisí a veškeré platné řízené dokumentace.

Odbornou způsobilost sledují, posuzují a hodnotí vedoucí pracovníci průběžně v rutinním provozu (práce se vzorky, provádění SEKK, EHK, intra a interassay, duplicita preparátů... údržba a práce s analyzátory, sdělování výsledků a jejich záznamy, postup při řešení problémů, atd) a také pravidelně min.1 x ročně

Povinnosti a práva pracovníků laboratoře jsou upraveny obecně platnými předpisy, zejména Zákoníkem práce, Katalogem prací a z nich vycházejících dokumentů ([Ř-01 Organizační řád.doc](#), [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#), [Ř-OLM-02 Provozní a hygienický řád.doc](#), pracovními náplněmi, interními řády a aktuální schválenou řízenou dokumentací).

Obsazení jednotlivých funkcí v laboratoři včetně rozpisu o odpovědnosti pracovníků za jednotlivé zkoušky včetně zastupitelnosti je uvedeno v [příloze č. 5 Matice odpovědností](#).

Interní předpisy jsou součástí řízené dokumentace a jsou dostupné elektronicky v **EISODX**.

Vedení laboratoře posuzuje průběžně při každodenní práci odbornou způsobilost pracovníků laboratoře a minimálně 1/rok provádí **shrnutí a pohovor s každým** pracovníkem. Záznam je součástí dokumentace v osobní složce.

Součástí pohovoru je také vyhodnocení, sdělení výkonnosti pracovníků.

Kromě odborné způsobilosti přezkoumávají vedoucí pracovníci také výkonnost pracovníků laboratoře tak, že berou v úvahu potřeby laboratoře, zlepšení služeb uživatelům, produktivitu práce a další.

6.3 Prostory a podmínky prostředí

6.3.1 Obecně

Veškerá zkušební a měřicí zařízení OLM jsou umístěna v budově, která je majetkem Nemocnice Břeclav, p.o.. a [SM-06 Infrastruktura a pracovní prostředí.doc](#), [SM-29 Režim pohybu osob a vozidel v areálu Nemocnice Břeclav.doc](#)

Požadavky na prostory a podmínky prostředí nezbytné pro provádění laboratorních činností jsou specifikovány, monitorovány a zaznamenávány . [Ř-OLM-02 Provozní a hygienický řád.doc](#), [Ř-02 Provozní řád.doc](#), [Ř-04 Pracovní řád.docx](#), [INST-UH-LPP-03-Pr-01 Dezinfekční řád.xlsx](#)

Laboratorní místnosti jsou umístěny v **1. podlaží budovy C, jsou uzamčeny a vstup je řízen.**

Dispoziční plán laboratoře je uveden v dokumentu [Ř-OLM-02 Provozní a hygienický řád.doc](#) , [INST-UH-LPP-03-Pr-01 Dezinfekční řád.xlsx](#)

Vrchní laborantka má svou pracovnu, VŠ pracovníci mají dohromady jednu společnou pracovnu  
Odběry biologického materiálu se v laboratoři neprovádí.  
Laboratorní prostory jsou udržovány v provozuschopném a spolehlivém stavu. Jejich vhodnost je sledována a vyhodnocována. Záznam je součástí zprávy o přezkoumání IMS.

Prostory a podmínky prostředí jsou vhodné a schválené pro laboratorní činnosti a jakkoliv neovlivňují platnost výsledků nebo bezpečnost pacientů, návštěvníků, uživatelů laboratoře a personálu. To se vztahuje i na prostory související s činnostmi před laboratorním vyšetřením a jiná místa mimo prostory laboratoře, kde se provádějí vyšetření.

OLM má plán úklidu, seznam používaných dezinfekcí a dezinfekční plán. [INST-UH-LPP-03-Pr-01 Dezinfekční řád.xlsx](#), [INST-UH-LPP-03 Dezinfekční prostředky používané v Nemocnici Břeclav.doc](#)

6.3.2 Kontrola prostor

Na Oddělení laboratorní mikrobiologie jsou sledovány a řízeny podmínky prostředí s ohledem na prováděná vyšetření a všechny související činnosti a s ohledem na ochranu zdraví personálu.  
Je zajištěna a kontrolována funkčnost prostředků a zařízení pro bezpečnost.

Jsou sledovány a zaznamenávány teploty v místnostech a mikrobiální čistota, viz. [SOP-OLM-B-51 Kontrolní stěry na OLM.doc](#) - plán dle ústavního hygienika.

V laboratoři nejsou prováděny činnosti, které by byly neslučitelné z hlediska prostředí a prostor.  
Všude tam, kde je to třeba, je zajištěno v rámci možností klidné a nerušené pracovní prostředí (zejména mikroskopie, PCR metody).

Úklid laboratoře je prováděn externí firmou podle stanoveného plánu úklidu ([Ř-02 Provozní řád.doc](#), [Ř-03 Vnitřní řád.doc](#), [Ř-04 Pracovní řád.doc](#)), se kterým je pracovník zajišťující úklid seznámen. Osoba provádějící úklid má umožněn vstup do laboratoře pouze v době přítomnosti pracovníků laboratoře.

Čistota prostředí laboratoře je pravidelně monitorována, výsledky stěrů jsou zakládány a archivovány dle Skartačního řádu [Ř-05 Skartační řád.doc](#), [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#)

S výsledky kontrol čistoty prostředí jsou seznamováni všichni pracovníci laboratoře na pravidelných pracovních poradách a z výsledků jsou činěny příslušné závěry. Výsledky hodnotí a závěr (včetně event. nápravných a preventivních opatření) stanovuje ústavní hygienik.

6.3.3 Prostory pro skladování

Laboratoř má k dispozici vhodné skladovací prostory a podmínky pro zajištění trvalé integrity vzorků, dokumentů, zařízení, reagensů, spotřebního materiálu, záznamů, výsledků a dalších položek, které mohou ovlivnit kvalitu výsledku.

Vzorky pacientů a materiály používané v procesu laboratorního vyšetření jsou skladovány tak, aby nedošlo ke kontaminaci a znehodnocení. [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#)

Pro pracovní úkony, které představují riziko negativního ovlivnění výsledků zkoušek (kontaminace), jsou vyhrazeny **oddělené prostory**.

Jsou vyčleněny odpovídající prostory pro nebezpečné a hořlavé materiály.  
Bezpečnostní listy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí laborantky a EISODX.  
Likvidace všech odpadů je zajištěna smluvní firmou s Nemocnicí Břeclav, p.o.

6.3.4 Prostory pro pracovníky

Zaměstnanci OLM mají vlastní šatnu na umístění osobních věcí a ochranných pomůcek (skříňky mají oddělené prostory pro čisté a nečisté prádlo), denní místnost, v rámci oddělení sprcha, WC.

Denní místnost je určena také pro setkávání zaměstnanců na poradách a pracovních schůzkách.  
Vedoucí oddělení a vedoucí laborantka mají své pracovny.

Pracovníci OLM mají k dispozici lékárničku s definovaným obsahem pro zajištění první pomoci.  
Vzhledem k neprovádění odběrů není na OLM umístěn set pro KPR .

6.3.5 Prostory pro odběr vzorků

Odběry vzorků v laboratoři nejsou prováděny

6.4. Zařízení

6.4.1 Obecně

OLM je vybaveno vhodným zařízením pro provádění vyšetření a ta jsou udržována v takovém stavu, aby bylo možné dosáhnout přesných, spolehlivých a opakovatelných výsledků.

Laboratoř má zavedené postupy [SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#), [SOP-OLM-TECH-01 Stručný návod k obsluze přístrojů.doc](#), [SOP-OLM-TECH-02 Jednoznačné označení všech zdravotnických prostředků.doc](#), [SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#), [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#) pro výběr, pořízení, přejímání, instalaci, manipulaci, přepravu, skladování, používání, údržbu a vyřazování zařízení z provozu, které používá ve své vyšetřovací činnosti. OLM POCT nepodporuje.

Tyto postupy jsou obsaženy v manuálech, návodech a SOP. [SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#), [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#)

Vedení laboratoře zodpovídá za technickou úroveň zařízení, jejich obměnu, kalibrace a validace a současně má na zřeteli i požadavky zákazníků na rozsah a kvalitu prováděných vyšetření. Mezi zařízení se řadí také hardware a software přístrojů, měřicí systémy laboratoře a laboratorní informační systém.

6.4.2 Požadavky na zařízení

Pro zajištění správného provádění laboratorních činností laboratoř používá moderní validovaná a kalibrovaná zařízení, která vyhovují požadavkům platných norem a předpisů.

Každá položka zařízení využívaná v laboratoři je jednoznačně označena a evidována [SOP-OLM-TECH-02 Jednoznačné označení všech zdravotnických prostředků.doc](#), [SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#)

Pokud se ukáže potřeba na nákup nového zařízení, vybere vedoucí ONIT a OZT ve spolupráci s vedením laboratoře vhodné zařízení a řídí jeho nákup dle Zásad KU JMK k řízení příspěvkových organizací [SM-35 Pořizování, používání a evidence zdravotnických prostředků.doc](#), [SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#).

Přitom též dbá na to, aby zařízení, jehož součástí je počítačový software mělo zaručenou dostatečnou kontrolu integrity dat, přístupová práva k softwaru a ten aby byl vhodným způsobem validován pro dané použití [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#)

Rozhodujícím kritériem výběru dodavatelů při pořizování zkušebního nebo měřícího zařízení je z hlediska laboratoře požadavek, aby zařízení plně vyhovovalo požadavkům zkušebního postupu a zásadám správné laboratorní praxe dle doporučení odborné společnosti.

6.4.3 Postup přejímky zařízení

Zavádění zařízení do běžného provozu provádí servisní pracovník firmy, která dané zařízení dodala. Ten uvede dané zařízení do provozu a seznámí s jeho obsluhou určené pracovníky.

Tento proces kontroluje technik OZT, ONIT a vedení laboratoře, [SM-35 Pořizování, používání a evidence zdravotnických prostředků.doc](#)

Při předávání protokolu musí vyhovovat všechna specifická kritéria přijatelnosti, která mohou ovlivnit následující vyšetření.

Zařízení musí plně splňovat požadované specifikace.

Vždy se postupuje zásadně podle návodu výrobce.

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 22</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Každá položka zařízení je jednoznačně označena a zanesena do seznamu ([SOP-OLM -TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#)).

Vedení OLM ve spolupráci s OZT vypracuje program pravidelné údržby a validací, viz. [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#)

Každá údržba a validace je následně vždy po provedení zaznamenána a signována.

Po instalaci a před uvedením do provozu projde každé zařízení systémem kontroly (pozitivní, negativní kontrola), kde se prokáže vyhovující výkonnost a splnění všech požadavků pro příslušné laboratorní vyšetření

6.4.4 Zařízení –návody k použití

Každé laboratorní zařízení je používáno podle pokynů výrobce a je obsluhováno zaškolenými, oprávněnými a kompetními pracovníky.

Aktuální návody k použití, bezpečnému zacházení a pokyny k údržbě zařízení mají příslušní pracovníci k dispozici na každém úseku a umí se v nich orientovat.

OLM má zavedena vhodná ochranná opatření (přihlašování), aby se zabránilo neúmyslným změnám v nastavení zařízení, které by mohly znehodnotit výsledky vyšetření. Tyto změny provádí v nastavení zařízení a metodik pouze servisní technik.

6.4.5 Údržba zařízení a opravy

Zařízení jsou udržována v bezpečném a provozuschopném stavu. Jsou prováděny pravidelné elektrotevizie, BTK a validace.

Je zajištěna likvidace nebezpečných materiálů souvisejících s provozem zařízení.

V laboratoři jsou popsány všechny postupy preventivní údržby zařízení podle pokynů výrobce, viz [6.4.1 Obecně](#)

Údržby laboratorních zařízení a opravy jsou prováděny servisními firmami, které jsou autorizované pro opravy přístrojů nebo oprávněnými pracovníky laboratoře a techniky OZT.

Servisní firmy provádějící opravy, resp. údržbu přístrojů jsou uvedeny v evidenčních listech přístrojů a zařízení, které jsou vedeny elektronické podobě na OZT.

Na přístrojích je prováděna běžná údržba podle pravidel uvedených v návodu na obsluhu přístroje.

V případě, že se provedení údržby liší od doporučeného harmonogramu výrobcem, je o tom proveden záznam. Před servisem, opravou nebo vyřazením z provozu je vždy provedena dekontaminace zařízení a jsou k dispozici osobní ochranné prostředky.

V případě, že dojde k poruše nebo poškození zařízení, je uživatel, který tuto skutečnost zjistil povinen:

Zařízení odstavit a provést opatření zajišťující bezpečnost obsluhy.

Nahlásit závadu technikovi OZT a vedení oddělení.

Provést zápis o poruše do Provozního deníku.

V případě, že poškozené zařízení nelze okamžitě opravit, provede správce zřetelné označení poškozeného zařízení nápisem: „**MIMO PROVOZ**“ a zařídí po domluvě s technikem OZT a uživatelem jeho opravu

Závady nebo složitější opravy a všechny opravy elektroinstalace odstraňuje servisní firma.

Pracovník OLM ve spolupráci s odborným pracovníkem přezkoumá, zda zjištěná závada neovlivnila předchozí vyšetření prováděná na příslušném zařízení.

Pokud se tento vliv prokáže, pracovník OLM:

Zjistí nejzazší termín, od něhož lze výsledky považovat za zpochybnitelné.

Okamžitě uvědomí zákazníky, pokud jim byly předány výsledky získané po dobu vadné funkce zařízení.

Po opravě je provedeno ověření kvality vyšetření [SOP-OLM-O-16 Validace a verifikace metod.doc](#), [SOP-OLM-O-17 Systém interní kontroly kvality.doc](#). Propuštění do provozu je po správném průběhu daného vyšet-

ření za předpokladu bezchybného stanovení daných kontrol, jež jsou součástí testu. Toto je dokladováno autorizovaným záznamem o propuštění přístroje do provozu.  
Je-li třeba, jsou přijata preventivní opatření k zabránění stejné závady na zařízení.

6.4.6 Hlášení nežádoucích příhod zařízení

Nežádoucí příhody a nehody jsou vždy vyšetřeny dle [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#)  
Týká-li se nežádoucí příhoda přímo určitého zařízení, je to ohlášeno OZT, výrobcí nebo dodavateli a také příslušným orgánům (je-li to třeba)..

OLM má zavedeny postupy pro reakci na jakékoliv stažení výrobku z trhu a pro přijetí opatření doporučených výrobcem, a to

- oznámení lékařům emailem či poštou,
- případně již přijaté krve zaslat do laboratorů dle dohody.

6.4.7 Záznamy o zařízeních

Pro každou položku zařízení jsou vedeny záznamy.  
Seznam laboratorních zařízení je veden v inventárním seznamu v LPK [Příloha 7](#) a v ([SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#) , [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#).  
Zařízení, které rozhodujícím způsobem ovlivňují prováděná vyšetření, mají následující dokumentaci:  
Evidenční kartu zařízení, která obsahuje tyto údaje:  
Název přístroje, identifikaci typu, název výrobce, dodavatele, rok výroby  
Identifikaci – inventární, výrobní číslo  
Datum příjmu a stav při příjmu (nové, zapůjčené,...), datum uvedení do provozu  
Současné umístění (je-li to vhodné)  
Způsob vlastnictví  
Aktuální stav zařízení  
Kontakt na servisní služby  
Provozní deník  
Validační protokoly ( doklad o splnění stanovených kritérií přijatelnosti)  
Program preventivní údržby

Ostatní záznamy

manuály, návody k obsluze, návody výrobce, pokud jsou k dispozici a odkaz na jejich umístění v SOP (je-li to nutné), výsledky a kopie kalibračních listů a záznamů, které byly předány výrobcem nebo následně při prováděné údržbě či potvrzení záznamů,  
záznam o údržbě (včetně odchylek od doporučeného harmonogramu), plán preventivní údržby,  
záznamy o provedených kontrolách a propuštění do provozu,  
záznamy o poškození, poruchách a opravách.

Záznamy, které potvrzují funkčnost zařízení, obsahují kopie zpráv nebo certifikátů o kalibracích a (nebo) ověřeních, včetně dat, času a výsledků, seřízení, kritérií přijatelnosti a datu příští povinné kalibrace a (nebo ověření). Uchovávání záznamů dle Skartačního řádu [Ř-05 Skartační řád.doc](#), [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#)

6.5 Kalibrace zařízení a metrologická návaznost

6.5.1 Obecně

Veškerá zařízení na OLM jsou pravidelně kontrolována a kalibrována, aby byla zajištěna jejich správná činnost a tím zajištěny správné a přesné výsledky diagnostických vyšetření.

6.5.2 Kalibrace zařízení

OLM má zavedeny monitorovací programy, kterými pravidelně sleduje a prokazuje správnou kalibraci a funkci přístrojů [SM-18 Metrologie v Nemocnici Břeclav.doc](#) , [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#) včetně používaných činidel.

K přístrojům je vytvořen program preventivní údržby [SOP-OLM-TECH-04 Údržba, validace, servis, SW, kontroly funkce činidel a analytických systémů.doc](#), [P-OLM-07 Plán BTK; validací a kalibrací.doc](#)

Vedoucí laboratoře má vytvořen seznam zařízení, kde jsou uvedeny potřebné údaje k přístrojům [SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#)

U stanovených měřidel je zajištěna externí kalibrace (validace). V případě měřidel stanovuje pověřený pracovník, tj. metrolog, s ohledem na legislativní požadavky lhůty kalibrací všech měřidel a zařízení, která podléhají kalibracím.

Lhůty kalibrací jsou dokumentovány v Plánu kalibrací na OZT [P-OLM-07 Plán BTK; validací a kalibrací.doc](#)

Postupy pro kalibraci a ověřování měřidel jsou především uvedeny v [SM-18 Metrologie v Nemocnici Břeclav.doc](#). Zajištění je plně v kompetenci metrologa a OZT.

Laboratoř má dokumentovaný postup pro kalibraci jednotlivých zařízení, který obsahuje: podmínky používání a pokyny výrobce, záznamy o stavu kalibrace a rekaliibrace(servisní prohlídky), zabezpečení vstupu do zařízení, které by mohly znehodnotit výsledky

Nebyl-li dodržen termín následující kalibrace nebo byla kalibrace mimo kontrolu, zařízení se nepoužívá.

6.5.3 Metrologická návaznost výsledků měření

Metrologická návaznost [SM-18 Metrologie v Nemocnici Břeclav.doc](#) je klíčovým prvkem pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti měření v laboratorních podmínkách. Zajišťuje, že výsledky měření v laboratoři jsou porovnatelné s výsledky měření na mezinárodní nebo národní úrovni, případně s referenčními hodnotami.

Metody průkazu protilátek a antigenu nejsou v mikrobiologii standardizované. Žádnou z metod nelze považovat za standard, ke kterému by se měly ostatní metody vztahovat. Neexistují nezávislé standardní vzorky, podle kterých by bylo možné provést validaci nebo verifikaci. Jednotky u takzvaně kvantitativních metod mají charakter arbitrárních jednotek a neshodují se mezi soupravami různých firem. Není možné převádět jednotlivé arbitrární jednotky analytu mezi metodami např. pomocí koeficientů. Proto metody validace a verifikace, používané v jiných laboratorních odbornostech, nejsou pro mikrobiologii jednoduše přenosné. U kvalitativních metod zkouškami známého materiálu nebo předchozích vzorků, dostatečnými k prokázání konzistentní identifikace a případně intensity reakce.

6.6 Reagencie a spotřební materiály

6.6.1Obecně

OLM má k dispozici dokumentovaný postup pro výběr, příjem, skladování, zkoušení při převzetí do provozu a pro řízení zásob reagentů a spotřebního materiálu [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#)

6.6.2 Reagencie a spotřební materiály –příjem a skladování.

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 25</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Reagencie a materiál se skladují podle pokynu výrobce ve vyhrazených, předem určených a označených prostorách nebo chladících zařízeních, kde je monitorována teplota dle [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#)

Úsekovým pracovníkem je dodávka převzata, zkontrolovány všechny položky, dodací list opatřen datem převzetí, stavem dodávky, jmenovkou a podpisem přebírajícího pracovníka.

6.6.3 Reagencie a spotřební materiály-zkoušení při přejímce

Před použitím nové reagencie či šarže se provedou předepsané kontroly a propuštění do provozu, u spotřebních materiálů jsou ověřeny jejich technické parametry. Tyto kroky jsou dokumentovány. [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#), [SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#)  
Průběžně probíhá kontrola výkonnosti (např. kontrola expirace, zachování citlivosti)

6.6.4 Reagencie a spotřební materiály - řízení zásob

Reagencie a spotřební materiály jsou při příjmu zaznamenávány do příručního skladu v NIS AMIS H\*  
Inventarizace zásob probíhá průběžně, vždy při přijetí nové dodávky a pravidelně 1/rok.

Odděleně se skladují reagencie a materiály propuštěné do provozu, použité a nepropuštěné.

6.6.5 Reagencie a spotřební materiály - návody k použití

Reagencie a spotřební materiály se používají dle specifikací výrobce uvedených v návodech a příbalových letácích, které jsou signované k dispozici na pracovišti v aktuální verzi, zakládají se a archivují se dle skartačního řádu. [Ř-05 Skartační řád.doc](#), [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#)

Před zavedením do provozu všechny reagencie a spotřební materiál jsou schváleny pro použití v procesu verifikace a/nebo IKK.

6.6.6 Reagencie a spotřební materiály - hlášení nežádoucích příhod

Nežádoucí události související s konkrétní reagentií či materiálem jsou vždy vyšetřeny, hlášeny výrobci (dodavateli) a je-li to vyžadováno, také příslušným orgánům. [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#)

Je-li reagencie či spotřební materiál nevhodný nebo výrobcem stažen z trhu, je označen a skladován odděleně nebo zlikvidován.

6.6.7 Reagencie a spotřební materiály – záznamy

Pro každou reagentii a spotřební materiál jsou vedeny záznamy:

- objednávka, dodací list (identifikace reagencie či materiálu, název výrobce – dodavatele, kód série nebo číslo šarže, kontaktní údaje dodavatele nebo výrobce, datum dodání, stav při dodání)
- záznam do skladu NIS (příjem, výdej)
- návody a certifikáty
- u připravovaných reagentií (barvy..) a roztoků (dezinfekce) obsahují záznamy také identifikaci osoby (osob), které se podílely na přípravě, datum přípravy a expiraci
- údaje o propuštění do provozu (datum, výsledky kontrol) event. stažení z provozu

[SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#)

6.7 Dohody o službách

6.7.1 Dohody s uživateli laboratoří

Nemocnice Břeclav má postup pro uzavírání smluv se smluvními partnery. [SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#), [INST-PRÁV-09 Zajištění uveřejňování smluv v Registru smluv.doc](#), [INST-PRÁV-07 Výběrová řízení na dodávky.doc](#), [SOP-OLM-O-13 Smluvní laboratoře.doc](#), [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#)

V případě žádosti lékaře o provedení vyšetření je takovou smlouvou žádanka se všemi potřebnými náležitostmi nebo požadavek pacienta samoplátce.

Když laboratoř přebírá požadavek (uzavírá smlouvu) prověřuje a podpisem (parařa, login) stvrzuje, že jsou splněny tyto podmínky:  
požadavky jsou jasně specifikovány a pochopeny  
na požadované vyšetření má laboratoř kapacitu a zdroje.  
personál laboratoře je na provedení požadavku odborně způsobilý.  
jsou k dispozici vhodné pracovní postupy.  
pokud dojde k odchylce od smlouvy, vždy je uživatel informován.  
je-li zadaný požadavek podstoupen smluvní laboratoři nebo předán ke konzultaci, je žadatel informován.

O přezkoumání jsou vedeny záznamy, které obsahují případné změny ve smlouvě (na žádance) a jakákoliv související ujednání. Dojde-li ke změně smlouvy po zahájení vyšetřování, provede se přezkoumání stejným způsobem a o dodatcích jsou informovány všechny zúčastněné strany.

V případě zkráceného přezkoumávání se nepožizuje záznam o přezkoumání, ale pouze parařou pověřeného pracovníka na žádance se vyjádří souhlas s požadavkem na zkoušku (obvykle jde o pracovníka, který na příjmu převzal vzorek).

Pracovník provádějící zkoušku je seznámen s výsledkem tohoto zkráceného přezkoumání jen v případě, že nebylo požadavkům zákazníka – lékaře porozuměno. V tomto případě požádá tento pracovník svého nadřizeného o dodatečné přezkoumání požadavku zákazníka.

Zákazníci laboratoře jsou informováni o každé odchylce od smlouvy.

Přezkoumávání ze strany vedení OLM podléhají jenom takové požadavky zákazníků, které nejsou běžně prováděné. V tomto případě provede vedení OLM analýzu požadavku v zásadě v těchto třech krocích:

Specifikuje konkrétní požadavky zákazníka.  
Určí požadavky na zdroj.  
Rozhodne o možnostech laboratoře splnit požadavky.

Přezkoumávání podléhají i ústní (telefonické) požadavky, které mají charakter upřesnění.  
Vedoucí laboratoře nebo jím určený pracovník však i toto upřesnění zaznamená, autorizuje a přiloží k písemnému požadavku.

6.7.2 Dohody s provozovateli POCT

**Laboratoř OLM žádné POCT nepodporuje.**

*Poznámka*  
*V případě, že by došlo k uzavření Dohody o službách mezi OLM a ostatními částmi organizace, které by event, mohly používat laboratoři podporované POCT, vedení zajistí, že budou specifikovány a sděleny příslušné odpovědnosti a pravomoci.*

6.8 Externě poskytované produkty a služby

6.8.1 Obecně

Produkty a některé služby, které nejsou prováděny přímo v rámci OLM, jsou externě zajišťovány prostřednictvím spolupráce s dalšími útvary organizace nebo jinými subjekty a jsou na ně kladeny vysoké standardy kvality.

Postup pro výběr a pořizování externě poskytovaných produktů a služeb

Výběr dodavatelů a nákup externích služeb, reagensů a spotřebních materiálů provádí vedení laboratoře (po konzultaci s obchodním oddělením), výběr servisních služeb provádí OZT a ONIT ([SM-35 Pořizování, používání a evidence zdravotnických prostředků.doc](#), [SOP-OLM-O-09 Výběr a hodnocení dodavatelů.doc](#)

Smlouvy na dodavatelské a servisní služby jsou uzavírány mezi Nemocnicí Břeclav, p.o. a příslušnou dodavatelskou organizací.

Pokud objednávaná služba nebo materiál má nějaký vztah k návaznosti měření (např. kalibrace, objednávka etalonu apod.), je výběr dodavatele proveden metrologem.

V případě těchto řízených položek zpracovatel objednávky odpovídá za to, že dodavatel je uveden v ***Seznamu schválených dodavatelů*** udržovaném v aktuální elektronické formě v programu EISODX jako součást [SOP-OLM-O-09 Výběr a hodnocení dodavatelů.doc](#), [INST-LPP-21 Databáze externích dodavatelů laboratorních služeb.doc](#)

Kopie objednávek reagensů a spotřebního materiálu jsou uloženy u vedení laboratoře a na OZT objednávky servisních služeb.

Servisní výkazy jsou k dispozici na OLM a OZT.

Hlavním kritériem pro výběr je technická úroveň produktů odpovídající dokumentovaným požadavkům a dostupnost dokumentace o kvalitě produktů (CE, certifikáty nebo jiné záznamy o prověření kvality produktu).

Dodaná diagnostika jsou přejímána a kontrolována podle [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#)

Všechny šarže a dodávky jsou evidovány v NIS.

Přednost se dává dodavatelům materiálů, kteří jsou k tomu autorizováni výrobcem přístroje.

Při výběru dodavatele řízené položky není jednoznačně dávána přednost krátké dodací lhůtě před ostatními kritérii. Pro určitou položku může být zařazen do seznamu více než jeden alternativní dodavatel.

Dodavatele řízených položek uvedeného na seznamu podrobuje vedoucí laboratoře nebo jím určený pracovník nejméně jedenkrát ročně pravidelnému prověřování způsobilosti z hlediska zkušeností a kvality dodávaných produktů a související dokumentace a též z hlediska řešení reklamací a stížností (hodnocení dodavatelů).

Závěry z prověření dodavatelů konzultuje vedoucí v případě potřeby s metrologem event. dalšími zúčastněnými stranami (OZT, ekonomický úsek, atd).  
Vedení laboratoře provádí tzv. mimořádné prověřování v případě, že jsou závažné pochybnosti o kvalitě dodávaných produktů, např. na základě neshod zjištěných při přijímacích kontrolách. V tomto případě projedná vedení laboratoře změnu dodavatele.

6.8.2 Smluvní laboratoře a konzultanti

Výběr a hodnocení smluvních laboratoří a konzultantů  
Laboratoř má vytvořený postup pro výběr smluvních laboratoří a konzultantů, kteří poskytují stanoviska a interpretaci ([SOP-OLM-O-13 Smluvní laboratoře.doc](#))

Výběr se provádí na základě určených kritérií:

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 28</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

renomé smluvní laboratoře  
její účast v EHK  
akreditace  
dostupnost

Výběr smluvních laboratoří a konzultantů provádí vedoucí laboratoře, který též zodpovídá za provedení dohody s touto smluvní laboratoří (pokud je potřebná), za sledování kvality jimi vykonané práce a kontrolu odborné způsobilosti k provádění požadovaných vyšetření.

Dohody jsou periodicky přezkoumávány a hodnoceny, aby nedošlo k rozporu s požadavky normy. Dalším kritériem je posouzení případného střetu zájmů, výběru postupů pro vyšetřování a určení odpovědnosti za interpretaci výsledků vyšetřování. Záznamy o přezkoumání se uchovávají.

Vedení laboratoře vede a pravidelně aktualizuje seznam všech smluvních laboratoří, stejně tak i seznam vyšetření, které tyto laboratoře provádějí. [SOP-OLM-O-13 Smluvní laboratoře.doc](#), [INST-LPP-21 Databáze externích dodavatelů laboratorních služeb.doc](#)

Zákazníkovi - je poskytnut na vyžádání název smluvní laboratoře a její adresa, není-li uvedena na výsledkovém listě.

**Vyšetření ve smluvní laboratoři**

OLM informuje smluvní laboratoř o požadavcích na vyšetření, které zahrnují postupy vyšetření, zprávy, poradenskou činnost a zacházení s kritickými výsledky. OLM eviduje všechny vzorky odeslané k vyšetření v externí laboratoři včetně data a času převzetí a odeslání vzorku.

**Poskytování výsledků vyšetření**

Výsledky vyšetření obsažené ve výsledkové zprávě ze smluvní laboratoře jsou vždy předány žadateli, tak, jak byly získány od externího poskytovatele. Laboratoř zakládá kopii výsledkové zprávy.

V případě, že výsledkovou zprávu připravuje naše laboratoř, jsou v ní zahrnuty všechny podstatné části výsledků ze zprávy smluvní laboratoře nebo konzultanta a která část výsledků byla provedena ve smluvní laboratoři.

Spolupracuje-li zadávající laboratoř se specialisty ze smluvní laboratoře při kvalifikované interpretaci výsledků, není tento proces omezován komerčními nebo finančními tlaky.

**6.8.3 Přezkoumání a schválení externě poskytovaných produktů a služeb**

Systém řízení dodávek je založen na nepřetržité kontrole kvality dodávaných služeb a nakupovaných produktů, vedení záznamů o vyšetření, dodaných činidlech, kontrolních materiálech a dalších nakupovaných položkách [SM-14 Nakupování v Nemocnici Břeclav.doc](#), [SOP-OLM-O-12 Příjem a uskladnění diagnostik.doc](#), [SOP-OLM-13 Smluvní laboratoře.doc](#)

Kontrolu kvality dodávaného materiálu provádí na pracovišti ten pracovník, který specifikoval objednávku nebo úsekový pracovník. Kromě shody se specifikacemi dokumentovanými v požadavku, kontroluje neporušenost obalu, vzhled, expirační dobu.  
O provedené kontrole řízených položek učiní záznam do dodacího listu, který podepíše.

Dodaný produkt není uveden do provozu, pokud neprošel kontrolou a propuštěním.  
Dodávka servisních služeb podléhá kontrole vedoucího OZT nebo technika. Souhlas se servisní službou je vyjádřen podpisem na objednávce.

Jsou definována kritéria pro kvalifikaci, výběr a hodnocení externích dodavatelů [SOP-OLM-O-09 Výběr a hodnocení dodavatelů.doc](#), [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), [SOP-OLM-O-04 Manuál pro odběr vzorků.doc](#)

|                                                                                 |                                                     |                  |                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  | <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 29   |
|                                                                                 |                                                     | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                 |                                                     | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                 |                                                     | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                 |                                                     | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

OLM má jasně definován proces přebírání a odesílání vzorků externím dodavatelům laboratorních služeb. V případě identifikace neshod ve výsledcích nebo procesech externě poskytovaných služeb laboratoř přijímá okamžitě nápravná opatření, kdy kontaktuje externího poskytovatele a provádí analýzu příčin a implementaci nápravných opatření. Na základě vyhodnocení minulých neshod a zjištění možných rizik laboratoř přijímá preventivní opatření, která minimalizují riziko budoucího výskytu problémů s externími službami. Tato opatření mohou zahrnovat změny v procesech nebo výběru poskytovatelů služeb.

7 Požadavky na proces

7.1 Obecně

OLM identifikuje potenciální rizika při péči o pacienta v procesech před laboratorním vyšetřením, při vyšetření a po vyšetření. [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#), [INST-OLM-02-Pr-01 GDPR.xls](#)  
Tato rizika se pravidelně vyhodnocují a snižují v co největší možné míře.  
*Zbýlé riziko se tam, kde je to vhodné, sděluje uživatelům (zbytkové riziko je míra rizika nebo nebezpečí spojeného s vyšetřením, které zbývá poté, co byla přirozená nebo inherentní rizika snížena kontrolami rizik a které zůstane po všech realizovaných navržených kontrolních opatřeních )*  
Příležitosti ke zlepšení péče o pacienty jsou identifikovány a dokumentovány – [SOP-OLM-O-18 Porady.doc](#), [CU/PORADY/PRIMÁŘSKÉ](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)

7.2. Procesy před laboratorním vyšetřením

7.2.1 Obecně

OLM má zveřejněn postup pro odběr vzorků v [SOP-OLM-O-04 Manuál pro odběr vzorků.doc](#), [SOP-OLM-O-15 Přehled serologických vyšetření na OLM.doc](#), [SOP-OLM-O-14 Přehled bakteriologických vyšetření na OLM.doc](#), [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), LPK, která je součástí Laboratorní příručky kvality – [Příloha č.4](#). a lze jej najít na webových stránkách nemocnice [www.nembv.cz](#).

7.2.2 Informace laboratoře pro pacienty a uživatele

Oddělení laboratorní mikrobiologie má přístupné veškeré informace pro pacienty a ostatní uživatele na [www.nembv.cz/oddeleni-laboratorni-mikrobiologie](#), kde je umístěna [Laboratorní příručka kvality](#) s potřebnými informacemi včetně kontaktů, umístění laboratoře, zajištění odběrů, poskytovaných vyšetření, souhlasu pacienta, provozní doby, doby odezvy, klinických rozhodovacích hodnot, pokynů pro vyplnění žádanky, přípravu pacienta, odběry a dopravu vzorků, kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorku, možnosti ovlivnění výsledků-interference, zásady ochrany osobních údajů, dostupnost konzultací, vyřizování stížností a další.

7.2.3 Požadavky na provedení laboratorních vyšetření.

7.2.3.1 Obecně

Každý požadavek (Žádanka ) na laboratorní vyšetření přijatý OLM je považován za dohodu. Požadavek musí obsahovat dostatečné informace, aby byla zajištěna:  
jednoznačná identifikace pacienta k danému požadavku a vzorku;  
totožnost a kontaktní údaje žadatele;  
identifikace požadovaného vyšetření (požadovaných vyšetření);  
Žádanka je v listinné nebo elektronické formě.

Je-li to nezbytné pro péči o pacienta, laboratoř komunikuje s uživateli nebo jejich zástupci, aby objasnila požadavek uživatele. Je zde i možnost pro poskytnutí informovaného klinického a odborného poradenství a klinické interpretace.

Vzorek je do laboratoře dodáván současně s Žádankou o vyšetření (minimální obsah je stanoven legislativou, vnitřními předpisy a požadavky kladenými na obsah žádanek vycházející z normy ČSN EN ISO 15189). [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#). Základním vzorem je formulář VZP 06 ([www.vzp.cz](#))

Pro vyšetření v rozsahu akreditace zpracovává OLM plnou krev i sérum s potřebnými aditivy.

Identifikace na biologickém materiálu musí být jednoznačná a nezaměnitelná a musí být shodná s identifikací na žádance ( musí být zpětně vše dohledatelné k pacientovi (dárce) )

V případě vzorků k vyšetření dárců krve může být jedinečným, jednoznačným a nezaměnitelným údajem číslo odběru dané čárovým kódem (musí být shoda s číslem odběru na žádance)

Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která minimálně obsahuje:

jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení a jméno, rodné číslo nebo u dárců krve jen číslo odběru dárce krve)  
datum narození, pohlaví pacienta a státní příslušnost v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce - např. u cizinců.  
u provdaných žen je nutno upozornit na změnu příjmení (následně opravit v databázi NIS)  
kód zdravotní pojišťovny pojištěnce  
diagnózu  
identifikaci objednatele – IČP ,IČZ, odbornost, jmenovku, razítko, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření (není-li pacient samoplátce)  
druh primárního vzorku  
datum a event. čas odběru vzorku  
požadovaná vyšetření k dodanému materiálu  
klinicky relevantní informace o pacientovi pro účely lab. vyšetření a interpretace výsledku, např.:  
- medikaci – u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou – zejména u bakteriologických vyšetření léčba ATB,- předchozí cestování pro vyšetření stolice na parazity.  
datum a čas přijetí vzorku laboratoři jsou automaticky evidovány v LIS.  
Identifikaci odebírajícího pracovníka.

Není-li známa identifikace pacienta, postupujeme dle [INST-LPP-22 Značení pacientů \(a jejich biologického materiálu\) s neznámou totožností; Zajištění sjednocení r.č. pacientů s neznámou totožností po zjištění a ověření jejich identifikace.doc](#), [P-04 Traumatologický plán.doc](#)

Je nutno označit žádanku a materiál následovně:

u mužů XY 01/odd.; r.č. = datum přijetí ve tvaru rrmmdd/poř. číslo  
u žen XX 01 / odd.; r.č. = datum přijetí ve tvaru rrmmdd/poř. číslo  
stejně označení nesmazatelně napsat např. na předloktí pacienta

V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance:  
pracovník na příjmu komunikuje se zadavatelem vyšetření a zjistí chybějící informace, popřípadě požádá o vyplnění nové žádanky (pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení).

Pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek,  
příjmový pracovník provede záznam do Knihy provozních neshod – není-li žádanka dodána do 10 minut.  
je-li na materiálu uveden žadatel, je lékař informován o nutnosti dodat neprodleně žádanku.  
vzorek je zpracován dle preanalytických postupů.  
vzorek je uschován 24 hodin při laboratorní teplotě nebo v chladicím zařízení (dle odběru a vyšetření)  
následná analýza je možná pouze dle stability analytů.  
výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedodá žádanku.

Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, do žádanky se provede záznam a žádanka se trvale archivuje.

7.2.3.2. Ústní požadavky

OLM má postup pro vyřizování případných ústních požadavků [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), [SOP-OLM-O-04 Manuál pro odběr vzorků.doc](#), LPK na laboratorní vyšetření, který zahrnuje také i to, že se ve stanovené době laboratoři poskytne dokumentované potvrzení požadavku na vyšetření.

Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních situacích.

Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů, možnosti doobjednání vyšetření závisí na stabilitě analytů a délce skladování vzorků.

Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů.  
Interní žadatel nemocnice je povinen vždy neprodleně zaslat novou a řádně vyplněnou žádanku s doordinovanými parametry, externí žadatel do 3 pracovních dnů.

7.2.4 Odběr a zacházení s primárními vzorky

7.2.4.1 Obecně

V laboratoři se odběry vzorků neprovádí.

Postup pro odběr vzorků je pro uživatele popsán v LPK, Manuál pro odběr vzorků (zacházení se vzorky, podmínky pro dopravu a další).

Každá odchylka od stanovených postupů odběru je srozumitelně zaznamenána.  
Pracovníci OLM přezkoumávají požadavky na správnost odběru, na objem vzorku a odběrové zkumavky, aby zajistila, že vzorky, jsou správně odebírány pro požadovaný analyt, dokumentace ke vzorku (žádanka), podmínky transportu.  
V případě nesplnění těchto podmínek je posuzováno riziko přijetí či odmítnutí vzorku na zdraví pacienta, tel. konzultace s odesílajícím lékařem a dohoda o (ne)zpracování, samozřejmostí je zapsání rozhodnutí do systému.  
(registr odmítnutých vzorků, chylózní, hemolytické sérum..)

7.2.4.2 Informace pro činnosti před odběrem

OLM má ve zveřejněné LPK a dalších dokumentech [SOP-OLM-O-04 Manuál pro odběr vzorků.doc](#), [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), uvedeny velmi podrobné informace pro pacienty i zdravotnický personál k přípravě na odběr, k odběru, uchování vzorku, transportu, důvody k odmítnutí vzorku, též dobu odezvy vzorku a další pro všechna prováděná vyšetření.

Každý vzorek musí obsahovat jednoznačnou identifikaci pacienta (RČ, jméno, příjmení) a popis vzorku. V případě pacientů nemocnice obsahuje dále čárový kód a zkratku oddělení odkud pacient pochází.

7.2.4.3 Souhlas pacienta

Laboratoř neeviduje informovaný souhlas pacienta.  
Ten je, pokud je to potřeba, udělen při odběru biologického materiálu a je uložen v kartě pacienta na příslušném oddělení či ambulanci Nemocnice Břeclav, p.o.

7.2.4.4 Pokyny pro činnosti při odběru

K zajištění bezpečného, přesného a klinicky vhodného odběru vzorků a jejich uchovávání před vyšetřením laboratoř uveřejňuje v LPK (zejména [příloha č.4](#) Manuál pro odběr vzorků), kde poskytuje jasné pokyny pro: ověření totožnosti pacienta, kterému je odebírán primární vzorek;

ověření, a případně zaznamenání, že pacient splnil požadavky před vyšetřením [např. stav na lačno, podávání léků (čas posledního užití, vysazení léku), odběr vzorku v určený čas nebo v určených intervalech.];  
odběr primárních vzorků s popisem odběrových nádob na primární vzorky a všech nezbytných přísad, a je-li to relevantní, i pořadí odběru vzorků;  
označování primárních vzorků způsobem, který poskytne jednoznačnou vazbu na pacienta, kterému jsou vzorky odebrány;  
záznam o totožnosti osoby, která odebrala primární vzorek, datum odběru, a je-li to relevantní, i záznam o čase odběru;  
požadavky na oddělení nebo rozdělení primárního vzorku v případě potřeby;  
stabilizaci a náležité podmínky skladování do doby, než jsou odebrané vzorky doručeny do laboratoře;  
bezpečnou likvidaci materiálů použitých při odběru.

V rámci [přílohy č. 1](#) je v příručce LPK uvedena tabulka, kde je **specifikován druh odběrových nádob na primární vzorky, způsob odběru vzorku a skladování vzorku do doby než je vzorek odevzdán v laboratoři.**

**Postup pro odběr vzorků** je pro uživatele popsán v LPK, zejména v [příloze č. 4](#) *Manuál pro odběr vzorků (zacházení se vzorky, podmínky pro dopravu a další).*

**Požadavky na označení vzorků** jsou uvedeny v [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky .doc](#), [SOP-OLM-O-04 Manuál pro odběr vzorků.doc](#)

*Totožnost osoby, která vzorek odebrala, datum odběru i čas jsou zaznamenány v žádance, která je dodána současně se vzorkem nebo je vedena v elektronické podobě.*

7.2.5 Přeprava vzorků

Postupy pro přepravu vzorků a manipulaci s nimi je zpracován jako Manuál pro odběr primárních vzorků, která je součástí Laboratorní příručky kvality – [Příloha č.4](#).

Manuál stanovuje postupy, návody, instrukce a záznamy, které jsou používány při zajišťování kvalitního odběru vzorku a jeho dodání do laboratoře včetně balení pro přepravu, zajištění integrity, dodržení teplotních a časových limitů .

Tato příručka je k dispozici osobám zajišťujícím odběr i přepravu vzorku  
Dostupnost příručky je zajištěna:  
Prostřednictvím webových stránek (www.nembv.cz).  
Aktuálním zasíláním písemných doplňků při zavedení nových laboratorních postupů nebo změn.  
Vzorky jsou v rámci nemocnice přenášeny v plastových dezinfikovatelných nádobách.  
Podle druhu materiálu je vzorek před doručením do laboratoře skladován při pokojové teplotě nebo v chladničce.

Materiál dodávaný svozem je přepravován rovněž v uzavíratelném dezinfikovatelném a chlazeném boxu a je kontinuálně monitorována teplota při převozu.  
Řidiči jsou o podmínkách převozu materiálu poučeni a je veden písemný záznam o jejich poučení.  
V případě narušení integrity vzorku je přepravce informován o zdravotním riziku a jsou přijata opatření ke snížení rizika a jeho případnému opakování  
Vedení OLM pravidelně vyhodnocuje a zaznamenává splnění požadavků pro transport vzorků.

7.2.6 Příjem vzorků

7.2.6.1 Postup příjmu vzorků

OLM má postup [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#)  
pro příjem vzorků, který zahrnuje:  
jednoznačnou přiřaditelnost vzorků jejich označením a informacemi v požadavku k jednoznačně identifikovanému pacientovi  
při příjmu jsou všechny žádanky kompetentní pověřenou osobou zaneseny do NIS, který automaticky přiřadí jedinečné číslo žádance i materiálu, udá čas příjmu a jméno přijímajícího pracovníka.  
kritéria pro přijetí a odmítnutí vzorků;  
zaznamenání data a času přijetí vzorku  
zaznamenání totožnosti osoby, která vzorek přijala  
zhodnocení přijatých vzorků oprávněnými pracovníky, aby se zajistilo, že splňují relevantní kritéria přijetí pro požadované (požadovaná) laboratorní vyšetření;

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 33</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

pokyny pro vzorky specificky označené jako urgentní [P-04 Traumatologický plán.doc](#), [P-06 Plán krizové připravenosti.doc](#) , zahrnující podrobnosti o speciálním označování, přepravě, případné metodě rychlého zpracování, době odezvy a zvláštních kritériích pro sdělování výsledků, která je třeba dodržovat; zajištění, že všechny části vzorku musí být jednoznačně přiřaditelné k původnímu vzorku. Přístup do LIS NIS je umožněn na základě přístupových hesel. Přijímající pracovník signalizuje papírovou žádanku.

V laboratoři je materiál v co nejrychlejším čase připraven ke zpracování a následně zpracován.

7.2.6.2. Výjimky při přijímání vzorků

Je-li :  
nesprávná identifikace pacienta nebo vzorku;  
překročena teplota při skladování nebo manipulaci se vzorky  
nestabilita vzorku (např. zpoždění při přepravě)  
nevhodná odběrová nádoba či nedostatečný objem vzorku či jiná nestandartní situace,  
je proveden záznam do knihy neshod a telefonicky uvědoměno příslušné oddělení či lékař.

Jedná-li se o klinicky významný nebo nenahraditelný vzorek, je zpracován dle příslušných [SOP-OLM-O-01 Mani-pulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#), ale po zvážení rizik je v komentáři závěrečné zprávy proveden záznam o podstatě problému a případně doporučena opatrnost při interpretaci výsledků, které mohou být ovlivněny. Vždy je telefonicky uvědoměno odesílající oddělení

Postup pro řešení urgentních vzorků

Vyšetření v režimu STATIM na OLM nejsou.  
Doba odezvy je sledována a vyhodnocována a zaznamenávána vedoucí laborantkou.  
Je-li vzorek urgentnější, tedy z vitální indikace nebo rozhodnutí lékaře z jiného důvodu, je laboratoř o tomto vzorku informována a vzorek je neprodleně (je-li splněna preanalytická fáze) analyzován a výsledky propuštěny.

7.2.7 Zacházení, příprava a skladování před vyšetřením

7.2.7.1 Ochrana vzorku

Během doby před vyšetřením jsou vzorky na OLM uchovávány dle požadavků na uskladnění:  
v určených laboratorních prostorách, kde je teplota monitorována a udržována na hodnotách +15°C až +25 °C  
v monitorovaných chladících zařízeních při teplotě +2°C až +8 °C.  
v monitorovaných mrazících zařízeních při teplotě -15°C a nižší

V případě alikvotace primárního vzorku jsou všechny alikvoty jednoznačně sledovatelné k původnímu primárnímu vzorku .

Po analýze je materiál skladován při předepsané teplotě dle analytů po dobu určenou dle specifikace v SOP.

Při příjmu vzorků je také provedeno současně přezkoumání stavu dodaného vzorku.  
Přitom je brán zřetel na správné označení na štítku (jméno, příjmení, RČ, event. datum narození) vzorku, objem vzorku a jeho fyzikální stav, množství.  
neporušenost obalu vzorku.  
požadavky na vyšetření (žádanka).  
nezbytné údaje na žádance.

V případě, že některý z méně závažných atributů není splněn (vzorek nemusí být vyšetřen) je tato okolnost zapsána do výsledkové zprávy (např. v případě nedostatečného množství vzorku je ve výsledkové zprávě poznámka „málo mat.“, v případě chybného odběru je uvedeno „chybný odběr“ atd.).

7.2.7.2 Kritéria pro dodatečné požadavky na vyšetření

Laboratorní postupy OLM (SOP, LPK) obsahují časové rozpětí, ve kterém je možno požadovat dodatečná laboratorní vyšetření téhož vzorku, která jsou dána stabilitou analytů. Dodatečná vyšetření lze doordínovat po předchozí telefonické domluvě podle množství vzorku a stability požadovaného analytu. Následně je dodána žádanka pro toto vyšetření.

7.2.7.3 Stabilita vzorku

S ohledem na stabilitu analytu v primárním vzorku je stanovena, sledována a kontrolována doba mezi odběrem vzorku a provedením vyšetření. Stabilita vzorků je uvedena v Manuálu pro odběr primárních vzorků, který je součástí Laboratorní příručky kvality – [Příloha č.4](#).

7.3 Procesy laboratorních vyšetření

7.3.1 Obecně

Vedení laboratoře zavádí do provozu pouze takové metody, které byly validovány, mají jednoznačnou specifikaci a současně odpovídají momentálním i předpokládaným potřebám zákazníků. Pravidelně hodnotí metody z hlediska klinické potřeby a přesnosti. Specifikace výkonnosti je nastavena

Tyto postupy provádí pověření pracovníci laboratoře s odpovídající kvalifikací dle rozpisu VL, který je archivován. Postupy jsou pracovníky dodržovány a je dohledatelná osoba odpovídající za příslušný postup.

Všechny dokumentované postupy (INST, SOP a další) a používané dokumenty jsou aktualizovány a jsou dostupné všem pracovníkům, kteří jim porozuměli a prokazatelně zaznamenali seznámení. POCT není v nemocnici zavedeno.

V rámci principu nepřetržitého vzdělávání pracovníků laboratoře jsou sledovány na kongresech novinky v daném oboru, zvláště pak ty, které jsou publikovány v zavedených renomovaných časopisech, v mezinárodních či národních směrnicích. Dle potřeby kliniků jsou zaváděny do praxe.

7.3.2 Verifikace metod laboratorních vyšetření

Zavádění, verifikaci a validaci metod řídí vedoucí laboratoře nebo jím pověřený pracovník a postupuje přitom dle [SM-24 Návrh, vývoj a zavádění nových produktů.doc](#), [SOP-OLM-O-16 Validace a verifikace metod.doc](#), [SOP-OLM-O-11 Instalace parametrů vyšetření, kódů pojišťovny, formulářů pracovních listů, jednotek a standardních textů do číselníků NIS.doc](#), Validované postupy (převážně výrobcem) jsou implementovány do systému práce laboratoře po verifikaci a následném schválení či neschválení pro další použití.

V laboratoři jsou k dispozici aktuální informace od výrobce potvrzující výkonnostní charakteristiky daného postupu (příbalové letáky, certifikáty...).

Aby byl rozsah verifikace dostatečný, provádíme nezávislé verifikace jednotlivých metod dle doporučení odborných společností. Výsledky, včetně primární dokumentace, jsou pověřenými pracovníky vyhodnoceny a kompletně, včetně závěru o dosažení výkonnostních specifikací, jsou archivovány. [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#), [Ř-05 Skartační řád.doc](#)

Není-li dosaženo požadovaných parametrů, jsou zapsána opatření, která byla přijata.

Je-li metoda revidována vydávajícím orgánem, OLM zopakuje verifikaci v nezbytném rozsahu. Pro všechny používané metody jsou popsány podrobné standardní postupy ([SOP-OLM](#))

7.3.3 Validace metod laboratorních vyšetření

Validace postupu v laboratoři se provádí pouze v případě nestandardních metod, metod navržených či vyvinutých laboratoří, upravených metod nebo u postupů použitých mimo rámec jejich zamýšleného použití. Validace je tak rozsáhlá, jak je to nezbytné, musí potvrdit prostřednictvím poskytnutí objektivního důkazu ve formě výkonnostních charakteristik, že specifické požadavky na zamýšlené použití laboratorního vyšetření byly splněny. OLM musí zajistit, že rozsah validace metod laboratorních vyšetření je dostatečný k zajištění platnosti výsledků relevantních pro klinické rozhodování. Pracovníci s příslušným oprávněním a kompetencí přezkoumají výsledky validace a zaznamenají, zda výsledky splňují stanovené požadavky. Jestliže jsou navrženy změny validované metody laboratorního vyšetření, musí se přezkoumat jejich klinický dopad a rozhodnout, zda bude změněná metoda zavedena. Jsou uchovávány následující záznamy o validaci: použitý postup validace; specifické požadavky pro zamýšlené použití; stanovení výkonnostních specifikací metody; získané výsledky; prohlášení o platnosti metody podrobně popisující její vhodnost pro zamýšlené použití.

7.3.4 Vyhodnocení nejistoty měření

V případě, že výsledkem vyšetření je číselný výsledek, stanovuje se a vyhodnocuje (tam, kde je to možné) odhad nejistoty (viz Verifikační protokol k jednotlivým metodám), který se porovnává s výkonnostními charakteristikami a je dokumentován a archivován. [SOP-OLM-O-16 Validace a verifikace metod.doc](#),  
  
Nejistoty, pokud je to vhodné, jsou pravidelně přezkoumávány v rámci verifikace metod.  
  
U postupů laboratorních vyšetření, kde vyhodnocení nejistoty měření není možné nebo relevantní, je zdokumentováno, proč není prováděn odhad nejistoty měření. – viz doporučení odborných společností

7.3.5 Biologické referenční intervaly a klinické rozhodovací meze

Pro vyšetření nejsou definovány biologické referenční intervaly a /nebo klinické rozhodovací hodnoty.  
  
Tyto intervaly a meze nejsou v mikrobiologii relevantní  
  
Laborať se zabývá stanovením mezilehlé preciznosti a opakovatelnosti.

7.3.6 Dokumentace postupů laboratorních vyšetření

Všechny dokumenty související s prováděnými vyšetřeními jsou napsány srozumitelně, jsou řízeny, podléhají přesné a jednoznačné identifikaci [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#) a všichni zaměstnanci OLM jsou s nimi prokazatelně seznámeni.  
  
Je-li to vhodné, obsahují také následující položky:

- Účel laboratorního vyšetření
- Princip a postup
- Výkonnostní charakteristiky
- Druh vzorku
- Přípravu pacienta
- Druh odběrových přísad a odběrové nádoby

Požadované zařízení a reagentie  
Opatření pro bezpečnost a podmínky prostředí  
Kalibrační postupy (metrologická návaznost)  
Dílčí kroky postupu  
Postupy pro řízení kvality nebo odkaz na související SOP  
Interference  
Výpočet výsledků včetně nejistot nebo odkaz na související SOP  
Biologické referenční intervaly nebo klinické rozhodovací hodnoty.  
Pokyny pro stanovení kvantitativních výsledků, když výsledek není uvnitř měřicího rozsahu  
Varovné/kritické hodnoty  
Laboratorní klinickou interpretaci  
Možné zdroje variability

Odkazy/Informace z návodu k použití výrobku, obsahující dostatečné množství informací, mohou být do postupů začleněny formou odkazu.

Jestliže laboratoř provede takové změny v existujícím postupu, které by mohly vést ke změnám výsledku či interpretace, po validaci a uvedení do provozu jsou se změnami seznámeni uživatelé služeb.

Jakkoli zkrácený obsah dokumentu je vždy shodný s daným postupem.

*Pokud jsou pracovní návody, vývojové diagramy nebo jiné dokumenty shrnující klíčové informace pro použití, jako rychlý odkaz na pracovním stole, jsou vždy řízené a vždy je k dispozici úplný postup k nahlédnutí a zestručnělé informace jsou aktualizovány současně s aktualizací úplného postupu.*

7.3.7 Zajištění platnosti výsledků laboratorních vyšetření

7.3.7.1 Obecně

OLM má vypracované postupy pro monitorování a zabezpečení platnosti výsledků používaný [EXT-OLM-01 Náležitosti výsledku za SLM ČLS JEP a SEM ČLS JEP.doc](#), [EXT-OLM-02 Nepodkročitelná minima č. odbornosti 802, 804, 805, 822.doc](#)  
Vedení laboratoře sleduje výsledky těchto kontrolních mechanismů, vyhodnocuje je a činí vhodná opatření pro neustálé zlepšování tohoto systému.

7.3.7.2 Interní kontrola kvality (IKK)

Základem systému kvality je pravidelná analýza a vyhodnocení vhodných kontrolních vzorků s prokázanou návazností (tam, kde je to možné) na všeobecně uznávané etalony a účast v mezilaboratorním porovnání.  
[SOP-OLM-O-17 Systém interní kontroly kvality.doc](#), odborné SOP

Četnost se řídí doporučením odborných společností a výrobcem.

V rámci vyšetření pro transfuzní oddělení OLM používá i jiných metod IKK, např. opakované testování uchovávaných vzorků pacientů.

OLM má postup v rámci SOP o posuzování a uvolňování výsledků a jejich kontrole jak zabránit uvolnění výsledků pacientů v případě, že IKK nesplňuje definovaná kritéria přijatelnosti.

Jestliže definovaná kritéria přijatelnosti IKK nejsou splněna a ukazují, že výsledky pravděpodobně obsahují klinicky významné chyby, jsou výsledky odmítnuty a příslušné vzorky pacientů se po odstranění chyb znovu proměří.  
Pokud používaný systém vyšetření neumožňuje z různých důvodů organizaci EHK, je prestižním cílem laboratoře prokázat svoji návaznost vyšetřením kontrolních vzorků, popřípadě výměnou vzorků s jinými laboratořemi.

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 37</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Postup pro provedení kontrolních vyšetření je součástí SOP k příslušným metodám a viz [7.3.1 Obecně](#) , [INST-OLM-03 Management rizik \(FMEA\).doc](#)

V případě nevyhovujících výsledků kontroly kvality nejsou vzorky analyzovány a nejsou vydávány výsledky.

Jsou-li porušena pravidla kontroly kvality jsou již získané výsledky zamítnuty a po odstranění příčin je provedena jejich opakovaná analýza

Výsledky EHK jsou pravidelně vyhodnocovány dle SOP a zaznamenávány. Archivace dle archivačního řádu [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#)

Při nevyhovujících výsledcích jsou prováděna nápravná a preventivní opatření.

**7.3.7.3 Externí hodnocení kvality (EHK)**

Vedení OLM sleduje výkonnost svých metod laboratorních vyšetření a interpretaci výsledků také účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách, které zajišťuje SZU, příp firma SEKK s r.o..

OLM má stanoven postup pro přihlašování, účast a provádění EHK pro používané vyšetřovací metody, pokud jsou takové programy k dispozici.  
Vedoucí laboratoře plánuje rozsah a četnost zkoušek EHK na akreditační období, tj. minimálně na 3 roky při první akreditaci, následně vždy na 5 let. [P-OLM-05 Plán externího hodnocení kvality.doc](#)

Jednou ročně při smluvním objednání mezilaboratorního porovnání aktualizuje plán dle aktuálních doporučení odborných společností nebo nabídky EHK či SEKK.

Před odesláním výsledků EHK laboratorní pracovníci nediskutují danou problematiku s dalšími účastníky a neodesílají vzorky EHK ke konfirmačnímu vyšetření.

Vzorky EHK zpracovávají pracovníci OLM v rutinním provozu současně se vzorky pacientů, kteří běžně provádějí postupy před laboratorním vyšetřením, vlastní vyšetření a postupy po vyšetření.

Zvolené programy EHK umožňují:  
kontrolu procesů před laboratorním vyšetřením, při vyšetření a procesů po vyšetření;  
poskytují vzorky, které se blíží vzorkům pacientů pro klinicky relevantní situace;  
splňují požadavky ISO/IEC 17043.

Jestliže není program EHK k dispozici nebo není považován za vhodný, OLM použije alternativní metodiky pro monitorování výkonnosti metody laboratorního vyšetření a zdůvodní zvolenou alternativu a provede záznam o efektivnosti.

Mezi přijatelné alternativy patří:  
účast na výměně vzorků s jinými laboratořemi;

Každý výsledek účasti v EHK je vedením laboratoře přezkoumán a závěr je zapsán do formuláře, který je zakládán do složky s výsledky příslušného cyklu EHK.

O výsledcích a závěrech v EHK jsou vždy prokazatelně (proti podpisu) informováni pracovníci laboratoře na provozních poradách.

Pokud výsledek některého parametru nesplní požadovanou správnost, je klasifikován jako neshoda.

Vedoucím laboratoře jsou prověřovány uzlové body metody, resp. nedostatky v pracovním postupu a hledána příčina vzniklé chyby.

V případě neshody jsou po zjištění příčiny prováděna nápravná a preventivní opatření, jejichž efektivita je dále sledována.

Je proveden zápis do formuláře hodnocení příslušného cyklu EHK.  
Dokumentace k EHK je vedena u vedoucího laboratoře.

V případě, že neshoda má klinicky významný dopad, laboratoř přezkoumá výsledky pacientů, které mohly být ovlivněny a bude-li to potřebné upozorní uživatele.

7.3.7.4 Srovnatelnost výsledků laboratorních vyšetření

Jestliže jsou pro laboratorní vyšetření použity různé metody, nebo vybavení, nebo obojí a/nebo je vyšetření prováděno na různých místech, je stanoven postup IKK viz [7.3.1 Obecně](#), porovnatelnost, SOP, EHK pro porovnávání výsledků vzorků pacientů v klinicky významných intervalech.

OLM zaznamenává výsledky provedeného porovnání a jejich přijatelnost a pravidelně přezkoumává srovnatelnost výsledků

Jsou-li zjištěny rozdíly, je hodnocen dopad těchto rozdílů na biologické referenční intervaly a klinické rozhodovací meze a je přijato opatření.

Uživatelé jsou informováni o všech klinicky významných rozdílech ve srovnatelnosti výsledků.

7.4 Procesy po laboratorním vyšetření

7.4.1 Uvádění výsledků

7.4.1.1 Obecně

Výsledky laboratorního vyšetření jsou uváděny přesně, jasně, jednoznačně a v souladu se všemi specifickými pokyny uvedenými v postupu laboratorního vyšetření.

OLM má postup v LPK pro upozornění uživatelů v případě zpoždění výsledků vyšetření, a to na základě dopadu zpoždění na pacienta.  
Veškeré informace související s vydanými zprávami se uchovávají v souladu s požadavky systému managementu.

Automatický výběr výsledků se v laboratoři neprovádí.

7.4.1.2 Přezkoumání a uvolnění výsledků

Pověření laboratorní pracovníci OLM přezkoumávají výsledky laboratorních vyšetření před jejich uvolněním, hodnotí je ve vztahu k výsledkům předchozích laboratorních vyšetření.

Výsledky v NIS, LIS a primární dokumentace jsou archivovány dle [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#).

Výsledková zpráva OLM obsahuje všechny dostupné informace nezbytné pro interpretaci výsledků.  
OLM má zaveden postup pro upozornění uživatelů v případě zpoždění výsledků vyšetření, a to na základě dopadu zpoždění na pacienta.  
Veškeré informace související s vydanými zprávami jsou uchovávány v souladu s požadavky systému managementu .

OLM vydává výsledky tak, aby byla zaručena jejich přesnost, správnost, srozumitelnost, nerozpornost a objektivita v souladu se všemi návody uváděnými v postupech vyšetření a směrnicích (EISODX)

Převážná většina výsledků je přenášena do žádanek z analyzátorů elektronicky.  
Při ručním zápisu výsledků je správnost vždy ověřena po dokončení a uložení výsledků zpětnou kontrolou proti primární dokumentaci.

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 39</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Výsledky jsou po provedení, přenesení do žádanky v NIS a po verifikaci podpisem osoby pověřené uvolňováním výsledků zpřístupněny žadateli (oddělení).

7.4.1.3 Sdělování kritických výsledků

Výsledky laboratorních vyšetření na OLM nespádají do stanovených kritických rozhodovacích mezí. Vyšetření, která spadají do hlášení na oddělení či KHS jsou uvedena v [příloze č.3](#) LPK. Závažné výsledky (např. hepatitidy, syfilis, HIV) nelze pacientovi sdělit bez bližšího pohovoru s ním, proto je sděluje pacientovi pouze ošetřující lékař. Vždy je uveden záznam o volání výsledku, který se zapíše přímo do komentáře dané žádanky v LIS (F6).

Důležité!

Po provedení výše uvedených hlášení se laboratoř zříká odpovědnosti za případné zhoršení zdraví či úmrtí pacienta.

7.4.1.4 Zvláštní aspekty výsledků

Jestliže jsou výsledky předávány formou předběžné zprávy, je uživateli vždy zaslána závěrečná zpráva.

O všech výsledcích, které jsou poskytovány ústně, OLM vede záznamy, včetně podrobností o ověření správnosti komunikace (PIN lékaře) .

OLM neprovádí poradenství výsledků pro pacienty. Poradenství lze vést pouze formou dialogu s ošetřujícím lékařem.

Výsledky laboratorních vyšetření, které byly anonymizovány, smí být použity například pro epidemiologické, demografické nebo jiné statistické analýzy za předpokladu, že jsou snížena veškerá rizika pro soukromí pacienta a důvěrnost informací o pacientovi, a to v souladu s právními, nebo regulačními požadavky nebo obojím.

7.4.1.5 Automatizovaný výběr, přezkoumání, uvolnění a sdělování výsledků

Automatický výběr výsledků se na OLM neprovádí.

7.4.1.5 Požadavky na zprávy

Požadavky jsou uvedeny v : [SOP-OLM-O-03 Vydávání výsledků pacientům.doc](#), TISK Výsledků...

Každá zpráva OLM obsahuje:

- jedinečnou identifikaci pacienta, datum odběru primárního vzorku a datum vydání zprávy na každé straně zprávy;
- identifikaci laboratoře, která vydala zprávu;
- jméno nebo jiný jedinečný identifikátor uživatele;
- druh primárního vzorku a veškeré specifické informace nezbytné k popisu vzorku (např. zdroj, lokalizace vzorku, makroskopický popis);
- jasnou a jednoznačnou identifikaci provedených laboratorních vyšetření;

identifikaci použité metody laboratorního vyšetření, je-li to relevantní, včetně harmonizované (elektronické) identifikace měřené veličiny a principu měření, pokud je to možné a nezbytné;

výsledky laboratorního vyšetření s případnými jednotkami měření uváděnými v jednotkách SI, v jednotkách návazných na jednotky SI nebo v jiných použitelných jednotkách;

biologické referenční intervaly, klinické rozhodovací meze, pravděpodobnostní poměry nebo diagramy/nomogramy podporující klinické rozhodovací meze se na OLM neuvádí

identifikace osoby (osob), která provedla přezkoumání výsledků a schválila uvolnění zprávy

není-li tato informace zahrnuta ve zprávě, je na OLM v případě potřeby snadno dostupná;

jednoznačnou identifikaci, že všechny její části jsou součástí celkové zprávy a jasnou identifikaci konce (např. číslo strany k celkovému počtu stran).

7.4.1.7 Doplnující informace ke zprávám

Ve zprávě OLM je uveden:  
čas odběru primárního vzorku  
čas uvolnění zprávy, jestliže není zahrnut ve zprávě, je snadno dostupný v případě potřeby;  
Identifikace všech laboratorních vyšetření nebo jejich částí provedených smluvní laboratoří, včetně informací poskytnutých konzultanty, v nezměněné podobě, jakož i název laboratoře, která vyšetření provedla;

Zpráva OLM obsahuje případně interpretaci výsledků a komentáře týkající se:  
kvality a vhodnosti vzorku, které mohou ohrozit klinickou hodnotu výsledků laboratorního vyšetření;  
významné změny v čase.

7.4.1.8 Změny hlášených výsledků

Výsledky na OLM nelze bez předchozí kontroly VŠ propustit. Pokud by byl výsledek chybně nahlášen, je nutné okamžitě změnu výsledku nahlásit a hlášení zapsat. ( komentář F6, historie pacienta)

Postupy pro vydávání pozměněných nebo revidovaných výsledků OLM zajišťují, že je důvod změny zaznamenán a je uveden v revidované zprávě, je-li to relevantní (LPK)  
revidované výsledky jsou předány pouze ve formě dodatečného dokumentu nebo přenosu dat a jsou jasně označeny jako revidované a je uvedeno datum a totožnost pacienta z původní zprávy.  
Uživatel je na revizi upozorněn.  
Jestliže je potřebné vydat celou novou zprávu, je tato jednoznačně identifikovatelná a obsahuje odkaz a vazbu na původní zprávu, kterou nahrazuje.  
Jestliže není systém sdělování výsledků schopen začlenit revize, uchovává se o nich záznam

7.4.2 Zacházení se vzorky po laboratorním vyšetření

OLM má stanovenou dobu, po kterou jsou vzorky uchovávány po laboratorním vyšetření, a podmínky, za kterých jsou vzorky skladovány. [SOP-OLM-O-01 Manipulace se vzorky, příjem biologického materiálu.doc](#)  
Po vyšetření je na OLM zajištěno:  
zachování identifikace pacienta a zdroje vzorku,  
Je známa vhodnost vzorku pro další laboratorní vyšetření,  
vzorek je uchováván způsobem, který optimálně zachovává vhodnost pro další vyšetření,  
vzorek je dohledatelný a získatelný  
vzorek je odpovídajícím způsobem likvidován.

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 41</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

V SOP a LPK je podrobně popsán postup pro identifikaci, odběr, uchování, třídění, přístup, skladování, je stanovena doba a teplota uchování.

Je popsán bezpečný způsob likvidace klinických vzorků dle [SM-28 Nakládání s odpady v Nemocnici Břeclav.doc](#), [SM-38 Nakládání s chemickými látkami a směsmi.doc](#)

7.5 Neshodná práce

OLM má zavedeny postupy pro případy, kdy některé hledisko jejích laboratorních činností nebo výsledky laboratorních vyšetření neodpovídají jejím požadavkům na kvalitu nebo požadavkům uživatele (např. zařízení nebo podmínky prostředí jsou mimo stanovené meze, výsledky monitorování nesplňují stanovená kritéria). [SM-33 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizika práce.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#), [SOP-OLM-O-21 Neshody na OLM.doc](#), [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#).

Při takovém postupu :

jsou určeny odpovědnosti a pravomoci při managementu neshodné práce

na procesu analýzy rizik stanoveném laboratoří jsou specifikována okamžitá a dlouhodobá opatření

jsou vyšetření zastavena a zprávy jsou zadrženy, hrozí-li riziko poškození pacientů;

je provedeno zhodnocení klinického významu neshodné práce, včetně analýzy dopadu na výsledky vyšetření, které byly nebo mohly být uvolněny před zjištěním neshody;

je učiněno rozhodnutí o přijatelnosti neshodné práce;

v případě potřeby jsou výsledky vyšetření revidovány a uživatel je o tom informován;

je určena odpovědnost pro pověření k opětovnému zahájení prací.

jsou uchovány záznamy o neshodné práci a opatřeních

V případě rizika opětovného výskytu neshodné práce jsou zaváděna případná vhodná nápravná opatření

7.6 Řízení dat a management informací

7.6.1 Obecně

Pracovníci OLM mají řízený přístup k datům a informacím potřebným k provádění laboratorních činností.

Všichni pracovníci OLM, pracovníci ONIT, OZT a další dotčení pracovníci, písemně stvrzují zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích pacientů.

[SM-42 Povinnosti osob při zpracování osobních údajů.doc](#), [SM-43 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů.doc](#), [SM-44 Bezpečnost ICT.DOC](#), [INST-OLM-02-Pr-01 GDPR.xls](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#), [SM-17 Bezpečnost informací včetně integrity dat.doc](#)

Verifikace přenosu dat z analyzátoru do LIS je zkontrolován při pravidelném auditu laboratoře

V laboratořích OLM jsou používány nemocniční informační systémy NIS–AMIS HD, AMIS\* a LIS -TIS.

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 42   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

7.6.2 Pravomoci a odpovědnosti pro management informací

OLM má určeny pravomoci a odpovědnosti [SM-17 Bezpečnost informací včetně integrity dat.doc](#), [SM-44 Bezpečnost ICT.doc](#) za řízení informačních systémů včetně údržby a modifikací informačních systémů, které by mohly mít vliv na péči o pacienta. (deklarační a validační protokoly firem, smlouvy uzavřené s Nemocnicí, p.o. a další

Za laboratorní informační systémy je v konečném důsledku odpovědný vedoucí pracovník laboratoře.

7.6.3 Management informačních systémů

LIS TIS a NIS AMIS\*HD jsou systémy implementované s ohledem na kyberbezpečnost [SM-44 Bezpečnost ICT.DOC](#) , [INST-OLM-02-Pr-01 GDPR.xls](#), [SM-43 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů.doc](#), [SM-42 Povinnosti osob při zpracování osobních údajů.doc](#), [INST-KIB-03 Metodika identifikace a správy informačních aktiv.docx](#) a jsou používány pro sběr, zpracování, záznam, sdělování, uchovávání nebo vyhledávání dat a informací o laboratorních vyšetřeních, [SOP-OLM-O-06 Provozní opatření při havárii počítačového systému.doc](#) Tyto systémy jsou validovány dodavatelem a před zavedením verifikovány laboratoří z hlediska funkčnosti., jsou uchovávány záznamy. Je zajištěna integrita dat, [SM-17 Bezpečnost informací včetně integrity dat.doc](#)

Řízení NIS AMIS \*HD je plně v kompetenci Oddělení nemocničních informačních technologií (ONIT).

Vedoucím ONIT je Ing. Michal Ragan, MBA, jmenovaný ředitelem nemocnice.

Programy jsou chráněny před přístupem nepovolaných osob udělením přístupových práv, která stanovuje vedoucí příslušného oddělení ve spolupráci s ONIT.  
Je zavedeno automatické odhlášení při nepoužívání systému.

NIS AMIS\*HD a LIS TIS je pravidelně dodavatelem validován a v laboratoři verifikován z hlediska funkčnosti odpovědnými pracovníky. Validace a verifikace zahrnuje také fungování rozhraní mezi jinými systémy (např. analyzátory) LIS a NIS (AMIS HD).Změny nebo úpravy v systému jsou schváleny, dokumentovány a validovány před zavedením

Na OLM jsou určeny pravomoci a odpovědnosti všech pracovníků, kteří tento systém používají.

Elektronické zálohování dat na externí server je v kompetenci vedoucího ONIT.

V laboratoři jsou dostupné nouzové plány pro případ výpadku NIS [SOP-OLM-O-06 Provozní opatření při havárii počítačového systému.doc](#)

Výpočty a datové přenosy se kontrolují vhodným a systematickým způsobem, vždy při verifikaci metod, při nasazení nových verzí IS systémů a vždy uzná-li to vedení laboratoře za vhodné.

Systém je dokumentován a dokumentace je snadno dostupná oprávněným uživatelům. Systém je provozován ve vhodném prostředí, je udržován způsobem, který zajišťuje integritu dat a informací. Záznamy o případném selhání a případných nápravných opatřeních jsou vedeny.

7.6.4 Plány odstávek

OLM má zavedené postupy [SOP-OLM-O-06 Provozní opatření při havárii počítačového systému.doc](#) pro zachování provozu v případě poruchy nebo během odstávky informačních systémů, které ovlivňují činnosti laboratoře. To zahrnuje sdělování výsledků.

7.6.5 Vzdálená správa

Laboratorní systém (systémy) managementu informací OLM jsou spravovány a udržovány vzdáleně nebo prostřednictvím externího poskytovatele.

Poskytovatelé nebo provozovatelé systémů splňují všechny relevantní požadavky tohoto dokumentu a platné legislativy.

7.7 Stížnosti

7.7.1 Proces

OLM má postup pro vyřizování stížností [SM-05 Vyřizování stížností a podnětů.doc](#), který zahrnuje alespoň následující:

popis procesu přijímání,  
doložení a prošetřování stížnosti a rozhodování o tom, jaká opatření budou přijata v reakci na stížnost;  
sledování a zaznamenávání stížností, včetně opatření podniknutých k jejich vyřešení; zajištění realizace příslušného opatření.

Řešení stížností vede k přijetí nápravných opatření nebo může být použito jako podnět pro zlepšování.

Popis procesu vyřizování stížností je veřejně dostupný na webových stránkách nemocnice.

7.7.2 Přijetí stížnosti

[SM-05 Vyřizování stížností a podnětů.doc](#), [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#),

Po obdržení stížnosti OLM potvrdí, zda se stížnost týká činností laboratoře, za které odpovídá, a pokud ano, je stížnost neprodleně řešena.

Vedení OLM zodpovídá za shromažďování všech informací nezbytných pro určení oprávněnosti stížnosti.

OLM potvrdí přijetí stížnosti a poskytne stěžovateli zprávy o výsledku, a je-li to vhodné, i o stavu vyřizování.

7.7.3 Řešení stížnosti

[SM-05 Vyřizování stížností a podnětů.doc](#)

Prošetřování a řešení stížností OLM nevede k diskriminačním opatřením.

Řešení stížností provádí nebo přezkoumávají a schvalují osoby, které nejsou zapojeny do předmětu dané stížnosti. Pokud to zdroje neumožní, nesmí žádný alternativní přístup ohrozit nestrannost.

7.8 Plánování kontinuity a připravenosti na mimořádné události

OLM zajišťuje, že jsou identifikována rizika spojená s mimořádnými situacemi nebo jinými podmínkami, které omezují nebo znemožňují laboratorní činnost.

V Nemocnici Břeclav je vypracována [SOP-OLM-O-06 Provozní opatření při havárii počítačového systému.doc](#), [SOP-OLM-O-07 Postup při výpadku elektrické sítě.doc](#), [SM-44 Bezpečnost ICT.doc](#), [P-OLM-04 Svolávací a havarijní plán.doc](#), [P-04 Traumatologický plán.doc](#), [P-06 Plán krizové připravenosti.doc](#) strategie zahrnující plány, postupy a technická opatření umožňující pokračování provozu po přerušení.

Plány se pravidelně testují a schopnost reakce je procvičována, je-li to realizovatelné.

OLM má stanovenou:  
plánovanou reakci na mimořádné situace s ohledem na potřeby a schopnosti všech příslušných pracovníků laboratoře;  
poskytuje příslušným pracovníkům laboratoře informace a školení;  
reaguje na reálné nouzové situace;  
přijímá opatření k prevenci nebo zmírnění následků mimořádných událostí, přiměřená rozsahu mimořádné události a jejímu potenciálnímu dopadu.

8 Požadavky na systém managementu

8.1 Obecné požadavky

8.1.1 Obecně

Systém managementu kvality OLM zahrnuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků a stanovuje cíle a politiku laboratoře.

Všechny procesy nutné pro plnění politiky a cílů kvality a k uspokojení potřeb a požadavků uživatelů jsou schematicky uvedeny v [INST-OLM-01 Mapa procesů.doc](#)

Zde je určen sled a vzájemné působení procesů, v odkazech na další řízené dokumenty (SOP, Ř, P, INST, CU...): [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#), [Ř-OLM-02 Provozní a hygienický řád.doc](#), [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#), [SM-21 Systém řízení rizik v Nemocnici Břeclav.doc](#), [SM-09 Interní audity.doc](#), [SM-39 Externí a interní komunikace v Nemocnici Břeclav.doc](#), [P-01 Politika integrovaného manažerského systému \(IMS\); Program zvyšování kvality, péče a bezpečí pacientů.doc](#), [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#), [SOP-OLM-O-18 Porady.doc](#)

Jsou stanovena kritéria a metody potřebné k zajištění efektivity, dostupnosti zdrojů a potřebných informací pro provádění, sledování a vyhodnocení, opatření nutná k dosažení plánovaných výsledků, řešení rizik a neustálého zlepšování procesů. Systém managementu obsahuje i postupy pro nápravná opatření a hodnocení

Pravidelně jsou prováděny interní audity a přezkoumání systému managementu kvality vedením.

8.1.2 Plnění požadavků na systém managementu

Systém managementu kvality OLM je navržen v souladu s normou ISO 15189 v aktuálním znění, jejíž požadavky jsou prokazatelně plněny a dokumentovány.. [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

Management kvality celé Nemocnice Břeclav je řízen a certifikován dle ISO 9001 v aktuálním znění.

8.1.3 Povědomí o systému managementu

Každý pracovník OLM je prokazatelně seznámen s politikou laboratoře, jednotlivými cíli, efektivně se podílí na systému managementu , včetně přínosů pro zlepšení výkonnosti a uvědomuje si důsledky nesplnění požadavků systému managementu.

8.2 Dokumentace systému managementu

8.2.1 Obecně

Dokumentace systému managementu v Nemocnici Břeclav je implementována prostřednictvím řízené dokumentace ([SM-01 O dokumentaci.doc](#), [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [P-OLM-03 Plán vzdělávání.doc](#)), která zcela popisuje systém řízení kvality v nemocnici a na OLM.

Součástí dokumentace je prohlášení o politice a cílech kvality, laboratorní příručka kvality (LPK), postupy (SOP, INST, ...), dokumenty a záznamy vyžadované normou ISO 15189, platnou legislativou a vnitřními předpisy, kopie právních předpisů a doporučení odborné společnosti.

Každý pracovník laboratoře je prokazatelně seznámen s těmito dokumenty a je povinen se řídit stanovenými pokyny a směrnicemi. Cíle a politiky jsou brány na vědomí a jsou realizovány na všech organizačních úrovních laboratoře.

8.2.2 Kompetence a kvalita

V prohlášení o politice a cílech OLM je zdokumentována primární snaha laboratoře zajistit způsobilost, stabilitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb – LPK. Je zde zdůrazněna kompetence, kvalita a konzistence činnosti laboratoře.

8.2.3 Důkaz o závazku

Vedení OLM uvádí v LPK závazek k vývoji a zavedení systému managementu a k trvalému zlepšování jeho efektivnosti.

8.2.4 Dokumentace

Veškerá dokumentace OLM, procesy, systémy a záznamy týkající se plnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 jsou zahrnuty do systému managementu a odkazovány na něj nebo jsou s ním propojeny.

Klíčovým dokumentem OLM popisujícím tento systém je Laboratorní příručka kvality.

Vedení nemocnice jmenovalo manažera kvality OLM MUDr. Kateřinu Wagnerovou, která dbá o její aktualizaci, provádí kontrolu zajištění shody mezi LPK a způsobem jejího naplňování v laboratoři.

Součástí LPK je politika kvality, rozsah působnosti SMK na všechny procesy v laboratoři, organizační struktura nemocnice, organizační a funkční schéma OLM, které je její součástí, popis funkcí a odpovědností managementu laboratoře, popis systému a vedení dokumentace. LPK obsahuje obecné zásady SMK s odkazy na manažerské a odborné dokumenty, podle kterých jsou zásady naplňovány.

8.2.5 Přístup pracovníků

Všichni zaměstnanci OLM mají přístup jak k LPK, SOP, tak i ke všem ostatním dokumentům v elektronickém systému řízené dokumentace EISODX s celo nemocniční působností. Jsou poučeni o jejich použití a aplikaci, jsou seznámeni s dokumentací a s jejím pochopením, což stvrzují elektronicky (prokazatelně) akceptací dokumentu.

8.3 Řízení dokumentů systému managementu

8.3.1.Obecně

Dokumentace vedená v nemocnici a v laboratoři má strukturu dle [SM-01 O dokumentaci.doc](#).

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 46</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Seznam dokumentů, záznamů a způsob archivace se řídí dle [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#), [SM-02 Řízení záznamů.doc](#)

Laboratoř řídí veškerou svoji dokumentaci, interní i externí, elektronickou a mohou být pořízeny řízené kopie v papírové podobě.

Postupy pro řízení dokumentace, její přezkoumání, schvalování, vydávání a provádění změn dříve schválených dokumentů jsou uvedeny v [SM-01 O dokumentaci.doc](#), [SM-02 Řízení záznamů.doc](#), [SM-05 Vyřizování stížností a podnětů.doc](#)

8.3.2.Řízení dokumentů

Vedení OLM zajistilo, že:  
dokumenty jsou jednoznačně identifikovány;  
dokumenty jsou před vydáním schváleny z hlediska jejich vhodnosti pověřenými pracovníky, kteří mají odborné znalosti a kompetence k posouzení jejich vhodnosti;  
dokumenty jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány podle potřeby;  
příslušné verze používaných dokumentů jsou k dispozici na místech použití a v případě potřeby je řízena jejich distribuce;  
změny a aktuální stav revize dokumentů jsou identifikovány;  
dokumenty jsou chráněny před neoprávněnými změnami a jakýmkoli vymazáním nebo odstraněním;  
dokumenty jsou chráněny před neoprávněným přístupem;  
je zabráněno neúmyslnému použití zastaralých dokumentů a při jejich uchovávání pro jakýkoli účel je používána vhodná identifikace; hesla do PC analyzátorů, přístupová práva pro TIS, automatické odhlašování po časovém intervalu [SM-44 Bezpečnost ICT.doc](#)  
nejméně jedna tištěná nebo elektronická kopie zastaralého řízeného dokumentu je uchovávána po stanovenou dobu nebo v souladu s příslušnými specifikovanými požadavky.

Veškeré dokumenty OLM, dříve než nabudou svoji platnost, jsou předány odpovědným pracovníkům uvedeným na krycím listě, kteří je přezkoumají a schválí.

Dokumenty s celo nemocniční působností schvaluje ředitel nemocnice a jsou závazné pro všechna oddělení. Příslušná verze dokumentu je ihned převedena do EISODX a tím evidována v Seznamu řízených, aktuálních, schválených dokumentů, včetně distribuce. Systémem EISODX je tak zajištěno, že na pracovištích jsou pouze aktuální schválené verze dokumentů.

Pro dokumenty OLM platí, že:  
jsou schvalovány, datovány a parafovány.  
zpracovává je pověřený pracovník laboratoře (v dokumentu označeno „zpracoval“).  
zpracované nebo změněné dokumenty (vždy nová verze) přezkoumává a schvaluje vedoucí laboratoře nebo jím pověřený kompetentní pracovník s odbornými znalostmi (v dokumentu označeno „revidoval“ a „schválil“)  
související se systémem kvality (LPK a její přílohy, postupy atd.) přezkoumává MK a schvaluje vedoucí laboratoře.  
související s metrologickými postupy ([SM-18 Metrologie v Nemocnici Břeclav.doc](#), některé související dokumenty) přezkoumává metrolog a vedoucí laboratoře, schvaluje vedoucí OZT.  
pravidelně (podle povahy dokumentu - obvykle 1x ročně) - přezkoumává (a kde je to nezbytné i reviduje) ten pracovník, který dokument původně přezkoumal, za účelem zajištění jeho trvalé vhodnosti a shody s požadavky.  
Tento pracovník pak následně provádí záznam do EISODX a distribuci nových listů nebo celého nového vydání dokumentu (je-li to třeba v papírové podobě), stažení neplatného znění a archivaci jednoho neplatného znění, skartaci ostatních neplatných znění, provedení zápisu o změně v seznamu změn u dokumentu, který je u něho uložen.

Neaktuální dokument (nejméně jeden exemplář), jehož platnost již skončila a který je nebo bude archivován (v papírové podobě), je označen „NEPLATNÉ“ a datem ukončení platnosti.


Schvalovatel dokumentu zajistí stažení dokumentů, které pozbyly platnost a jejich nahrazení aktuálními. Takové dokumenty nejsou dále používány a jsou uloženy do archivu dle skartačního řádu.

Dokumenty, které OLM vytváří, jsou nezaměnitelným způsobem označeny.  
Způsob označení dokumentů je popsán ve směrnici [SM-01 O dokumentaci.doc](#), [SM-02 Řízení záznamů.doc](#)

Každý dokument má název, unikátní označení na každé straně, datum současného vydání a číslo vydání (verze), číslo stránky z celkového počtu stran a subjekt schvalující dokument.

Změny v elektronických systémech jsou popsány v [SM-01 O dokumentaci.doc](#) a jsou odlišeny tak, aby byly identifikovatelné.

Vedení OLM zabezpečuje, že všechny dokumenty potřebné pro činnost laboratoře:  
jsou dostupné pro personál v takové míře, která zabezpečí správné provádění laboratorních vyšetření  
jsou pravidelně přezkoumávány, popř. revidovány či vyřazovány , za účelem zajištění jejich trvalé aktuálnosti, vhodnosti a shody s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2023  
jsou zabezpečeny vhodným způsobem před neoprávněným přístupem, neoprávněnými změnami, vymazáním či odstraněním a jejich zneužitím.





8.4 Řízení záznamů

8.4.1 Vytváření záznamů

OLM vytváří a uchovává čitelné záznamy prokazující splnění požadavků ISO 15189:2023, [SM-02 Řízení záznamů.doc](#), [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#)

Záznamy jsou vytvářeny v okamžiku provádění každé činnosti, která ovlivňuje kvalitu laboratorního vyšetření.

Záznamy mohou být v jakékoli formě nebo na libovolném mediu.

8.4.2 Změny v záznamech

OLM má zajištěno, aby změny v záznamech bylo možné vysledovat vůči předchozím verzím nebo k původním pozorováním.

Uchovávají se jak původní, tak i změněné údaje a soubory, včetně data a případně času změny, označení změněných výrazů a pracovníků, kteří změny provedli.

8.4.3 Uchovávání záznamů

[SM-02 Řízení záznamů.doc](#), [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#), [SM-01 O dokumentaci.doc](#), [Ř-05 Skartační řád.doc](#), [SM-17 Bezpečnost informací včetně integrity dat.doc](#), [SM-44 Bezpečnost ICT.doc](#)

OLM má zavedeny postupy potřebné pro identifikaci, uchovávání, ochranu před neoprávněným přístupem a změnami, zálohování, archivaci, vyhledávání, dobu uchovávání a likvidaci svých záznamů.

Jsou stanoveny doby uchovávání záznamů.

Zprávy o výsledcích laboratorních vyšetření jsou dostupné tak dlouho, jak je zapotřebí, nebo jak je požadováno legislativou.

Všechny záznamy OLM jsou přístupné po celou dobu uchovávání, čitelné na jakémkoli mediu, na kterém je OLM uchovává, a dostupné pro přezkoumání systému managementu laboratoře.

Požadavky právní odpovědnosti týkající se určitých typů postupů (např. dárce krve, genetická vyšetření, pediatrická vyšetření) vyžadují uchovávání určitých záznamů delší dobu, než je tomu u ostatních záznamů, která je dána legislativou.

8.5 Opatření k řešení rizik a příležitostí ke zlepšení

8.5.1 Identifikace rizik a příležitostí ke zlepšení

OLM identifikuje rizika a příležitosti ke zlepšení související s činností laboratoře viz. [SM-21 Systém řízení rizik v Nemocnici Břeclav.doc](#), [SM-33 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizika práce.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#), [INST-BOZPPO-16-20 Hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců - MIKRO.doc](#)

|                                                                                                                                      |                         |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i>   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <i>Strana 49</i>   |
|                                                                                                                                      | <i>Číslo dokumentu:</i> | <i>LP / MIKROBIOLOGIE</i>      | <i>(celkem 86)</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Oblast využití:</i>  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                    |
|                                                                                                                                      | <i>Verze č.:</i>        | <i>22.0</i>                    | <i>Platnost od</i> |
|                                                                                                                                      | <i>Interval revizí:</i> | <i>1/rok</i>                   | <b>30.6.2025</b>   |

Cílem je, předcházet a minimalizovat nežádoucí události a s tím související potenciální selhání laboratorních činností, reagovat na příležitosti vedoucí ke zlepšení a současně zajistit, že systém managementu dosahuje zamyšlených výsledků, zmírňování rizik v péči o pacienty; pomáhat dosáhnout zaměření a cílů laboratoře.

8.5.2 Reakce na rizika a příležitosti ke zlepšení.

OLM má na základě identifikovaných rizik nastavená opatření k jejich řešení (viz výše), která jsou úměrná potenciálnímu dopadu jednak na výsledky laboratorního vyšetření pacientů a jejich bezpečnost a také bezpečnost pracovníků. Výroční hodnotící porada, FMEA.

OLM vede záznamy o přijatých opatřeních souvisejících s riziky a příležitostmi ke zlepšení začleňuje do svého systému managementu kvality a vyhodnocuje pravidelně jeho efektivnost. Na základě identifikovaných rizik jsou stanoveny priority a činnosti. Rozhodnutí, příležitosti a opatření jsou pravidelně zaznamenávána. [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)

8.6 Zlepšování

8.6.1 Neustálé zlepšování

OLM neustále zlepšuje efektivitu systému managementu, včetně procesů před laboratorním vyšetřením, během vyšetření a po něm [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)

OLM identifikuje a zvolí příležitosti ke zlepšení a vypracovává, dokumentuje a zavádí potřebná opatření. Činnosti pro zlepšování se zaměřují na oblasti s nejvyšší prioritou na základě posouzení rizik a zjištěných příležitostí ke zlepšení. [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

Příležitosti ke zlepšování jsou identifikovány na základě posuzování rizik, přezkoumání provozních postupů, celkových cílů, zpráv z externího posuzování, zjištění interních auditů, stížností, nápravných opatření, přezkoumání systému managementu, návrhů pracovníků, návrhů nebo zpětné vazby od pacientů a uživatelů, analýzy údajů a výsledků EHK.

Laboratoř vyhodnocuje efektivnost přijatých opatření. Vedení OLM zajišťuje, že se laboratoř zapojuje do činností neustálého zlepšování, zahrnujících relevantní oblasti a výstupy péče o pacienta. Informuje pracovníky OLM o svých plánech na zlepšování a o souvisejících cílech. (pravidelné porady oddělení, Výroční hodnotící porada, aktuálně dle potřeby).

8.6.2 Zpětná vazba od pacientů, uživatelů a pracovníků laboratoře

OLM má zájem o zpětnou vazbu od svých pacientů, uživatelů a pracovníků (dotazníkové šetření, kniha přání a stížností, porady...).

Zpětná vazba je analyzována ve spolupráci s oddělením Interního auditu a je využívána za účelem zlepšování systému managementu, laboratorních činností a služeb uživatelům. [SM-13 Stanovení kritérií pro monitorování procesů.doc](#), [SM-15 Zjišťování spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.doc](#), [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#), [SM-39 Externí a interní komunikace v Nemocnici Břeclav.doc](#)

Jsou vedeny záznamy, včetně přijatých opatření. Pracovníci OLM jsou informováni o opatřeních přijatých na základě jejich zpětné vazby na pracovních poradách.

8.7 Neshody a nápravná opatření

8.7.1. Opatření při výskytu neshody

V případě zjištěných neshod nebo potenciálních neshod na ně vedení OLM neprodleně reaguje, stanoví nápravná nebo preventivní opatření. [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#), [INST-OLM-03 Management rizik.doc](#)

Vedení OLM řeší následky se zvláštním zaměřením na bezpečnost pacientů a zaměří se na určení/ zjištění příčin neshody.

Přezkoumáním, analýzou neshody a nápravným opatřením vedení OLM zajistí snížení pravděpodobnosti jejího opakování, prošetří existenci podobné neshody a současně posoudí možnost rizika včetně následku, pokud by se již daná neshoda opakovala.

V případě potřeby zajistí aktualizaci rizik a provede změny v systému managementu.

Jsou vedeny záznamy související s danou neshodou a uchovávány dle platného archivačního řádu.

8.7.2 Efektivnost nápravných opatření

OLM stanovuje nápravná opatření, která se vztahují k následkům neshody a tím je zajištěno zmírnění vzniklé příčiny.

V případě potřeby zavádí nová efektivní nápravná opatření a ověřuje jejich účinnost.

8.7.3 Záznamy o neshodách a nápravných opatřeních

Vedení OLM musí uchovávat záznamy jako důkazy o povaze neshod, příčině (příčinách) a o všech přijatých následných opatřeních a vyhodnocení efektivnosti všech nápravných opatření

Záznam o nich se uchovávají dle platného [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#), [SM-02 Řízení záznamů.doc](#), [Ř-05 Skartační řád.doc](#), [SM-10 Řízení neshod, incidentů, nežádoucích událostí; Nápravná a preventivní opatření.doc](#)

8.8 Hodnocení

8.8.1 Obecně

OLM provádí v plánovaných intervalech hodnocení činností, aby prokázala, že management, podpora a procesy před laboratorním vyšetřením, při vyšetření a po vyšetření vyhovují potřebám a požadavkům pacientů a uživatelů laboratoře, a aby zajistila shodu s požadavky tohoto dokumentu, [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

8.8.2 Indikátory kvality

Postupy jsou uvedeny v [P-05 Plán interních auditů.doc](#), [P-OLM-06 Plán kontrol.docx](#), [P-OLM-02 Cíle IMS.doc](#), [P-OLM-01 Politika IMS.doc](#), [P-01 Politika integrovaného manažerského systému \(IMS\); Program zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů.doc](#)

Proces monitorování indikátorů kvality je plánovaný, což zahrnuje stanovení cílů, metodiky, interpretace, mezí, plánů opatření a délky monitorování.

Indikátory jsou periodicky přezkoumávány, aby se zajistila jejich trvalá vhodnost, [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

8.8.3 Interní audity

8.8.3.1

OLM provádí interní audity v plánovaných intervalech, viz. [P-OLM-06 Plán kontrol.docx](#), [SM-09 Interní audit.doc](#), aby získala informace, zda systém managementu: odpovídá vlastním požadavkům laboratoře na její systém managementu, včetně laboratorních činností; odpovídá požadavkům tohoto dokumentu a je efektivně zaveden a udržován.

8.8.3.2

OLM plánuje, vytváří, zavádí a udržuje program interních auditů, který zahrnuje: Prioritní zaměření na rizika pro pacienty plynoucí z laboratorních činností; Plán [P-OLM-06 Plán kontrol.docx](#), [P-05 Plán interních auditů.doc](#), který zohledňuje identifikovaná rizika; výsledky externích hodnocení i předchozích interních auditů; výskyt neshod; incidentů a stížností a změny ovlivňující činnosti laboratoře; stanovené cíle auditu, kritéria a rozsah pro každý audit [SPT-IA-03 Dotazníky k auditu ISO 15189.doc](#), [SPT-IA-01 Dotazníky k auditu IMS.doc](#), [SPT-IA-02 Záznamy z auditu.doc](#) výběr auditorů, kteří jsou vyškolení, kvalifikováni a pověřeni posuzovat výkonnost systému managementu laboratoře, a pokud to zdroje umožňují, jsou nezávislí na auditované činnosti; zajištění objektivity a nestrannosti procesu auditu; zajištění, aby výsledky auditů byly sděleny příslušným pracovníkům; zavedení vhodných náprav a nápravných opatření bez zbytečného odkladu; uchovávání záznamů jako důkazu o realizaci programu auditů a o výsledcích auditů.

8.9 Přezkoumání systému managementu

8.9.1 Obecně

Vedení OLM má zpracovaný postup přezkoumávání systému kvality ve formě strukturované zprávy za účelem zajištění vhodnosti, přiměřenosti a efektivity používaných postupů [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

Tuto činnost realizuje obvykle v jednoročních intervalech.

V případě, že vedení OLM zjistí potřebu provedení mimořádného přezkoumání systému kvality, může být toto přezkoumání provedeno i v jiném, mimořádném termínu.

V plánu tohoto přezkoumávání jsou zahrnuty postupy pro zavádění nezbytných změn a zlepšení systému kvality, prověření nastavení politik a cílů kvality.

Při přezkoumávání jsou vzaty v úvahu připomínky a poznatky vedení laboratoře, výsledky interních i externích prověrek, výsledky nápravných a preventivních opatření, EHK, změny v objemu prováděných výkonů v laboratořích, kvalifikační růst pracovníků, zpětná vazba od zákazníků aj.

8.9.2.Vstupy pro přezkoumání

Přezkoumávání systému kvality OLM je prováděno průběžně dle procesů a plánu, nejméně však 1x za 12 měsíců komplexně, [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc](#)

Je vedeno systematicky podle tohoto formálního rámce:

Následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumávání SMK  
Změny v pracovním prostředí a infrastruktuře  
Změny objemu a druhu laboratorních prací  
Plnění cílů  
Vhodnost politiky a postupů  
Výsledky nedávných hodnocení  
Hodnocení procesů dle indikátorů kvality  
Závěry a opatření vyplývající z interních auditů  
Výsledky analýzy neshod  
Vyhodnocení nápravných opatření  
Závěry z hodnocení externími orgány  
Sledování a posuzování odezvy od pacientů a uživatelů  
Připomínky personálu  
Sledování a řešení stížností  
Zajišťování platnosti výsledků  
Hodnocení efektivnosti zlepšení a opatření přijatých k řešení rizik a příležitosti ke zlepšení  
Hodnocení externích poskytovatelů  
Výsledky EHK  
Monitorovací činnost a školení  
Školení nového a stávajícího personálu.  
Přezkoumávání POCT, bude-li někdy v budoucnu zavedeno

8.9.3 Výstupy z přezkoumání

Výsledkem přezkoumání je dokument Výroční zpráva o přezkoumání managementu [SM-04 Porada; Výroční porada vedení nemocnice, oddělení, úseku.doc.](#), v němž jsou zaznamenána všechna rozhodnutí a opatření související se systémem managementu a jeho efektivností, s laboratorní činností a splnění jejich požadavků, zlepšování služeb pro pacienty a uživatele a plněním požadavků normy, ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023  
Je zde zaznamenáno i zajištění požadovaných zdrojů a dokumentovány případné změny.  
Vedení OLM zodpovídá za splnění veškerých opatření vyplývajících z přezkoumání systému managementu a za to, zda jsou dokončena ve stanovém termínu.

Záznam z přezkoumání zpracovává vedoucí OLM /nebo MK (manager kvality), je přístupný všem pracovníkům laboratoře. Pracovníci jsou o záznamu prokazatelně informováni.

Je uchováván po schválené časové období dle [INST-OLM-02 Seznam záznamů.doc](#).

Závazky vyplývající z akreditace

Vedení Nemocnice Břeclav, p.o., a Oddělení laboratorní mikrobiologie se zavazuje k tomu, že bude trvale pracovat v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15189:2023

Zejména se zavazuje:

- 1. Nevystupovat jako akreditovaná zkušební laboratoř v oblasti pro níž není akreditované vyšetření.
- 2. Uhradit náklady na posuzování plnění akreditačních kritérií, dozor nad jejich plněním, popř. jiné služby spojené s akreditací.
- 3. Vykonávat činnost v rozsahu své akreditace tak, aby nevznikly námitky ze strany

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 53   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

zákazníka na podjatost, jeho diskriminaci, nedůvěra k vydanému výsledkovému listu, popř. k akreditačnímu systému ČR.

4. Bezodkladně informovat akreditační orgán o změnách ve statutu, organizačním členění, systému zabezpečování kvality, způsobilosti při provádění vyšetření.
5. Při ukončení akreditace, popř. při jejím pozastavení nebo zrušení, přestat dále využívat oprávnění z osvědčení a toto osvědčení bezodkladně vrátit akreditačnímu orgánu.
6. Zajistit řádné projednání uplatnění stížností nebo námitek a činit rozhodnutí, která vyplývají z písemných pravidel pro vyřizování stížností.
7. Při používání značky akreditačního orgánu se laboratoř řídí ustanovením dokumentu MPA 00-04 –v platném znění „Podmínky pro používání loga ČIA, akreditačních značek, odkazů na akreditaci a kombinovaného loga a značky“, přičemž značka nebo jakékoliv jiné odkazy na akreditaci se mohou používat na protokolech o výsledku zkoušek, hlavičkových dopisních papírech a propagačních materiálech po dobu platnosti akreditace.

## **Zásady užívání odkazu na akreditaci**

Vedení Oddělení laboratorní mikrobiologie Nemocnice Břeclav, p.o., se zavazuje k tomu, že bude užívat po dobu platnosti osvědčení o akreditaci v souladu s požadavky MPA 00-04—v platném znění „Pravidla používání odkazu na akreditaci“, současně s obchodním jménem *akreditační značku* a/nebo text: „**Zdravotnická laboratoř č. 8199 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189 ed.2:2023**“ na svých zprávách o výsledku vyšetření, na hlavičkových papírech, v nabídkách na činnost nebo inzerátech, v propagačních materiálech a na webových stránkách oddělení.

Na zprávách o výsledku vyšetření v případě pozastavení nebo odebrání akreditačního osvědčení, nebude kombinovaná akreditační značka ani textový odkaz na akreditaci používán.

## **Flexibilní rozsah akreditace:**

[SOP-OLM-O-23 Flexibilní rozsah akreditace.doc](#)

## **Příloha č. 1**

### **Seznam vyšetření prováděných v mikrobiologické laboratoři** **Sérologie**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení protilátek proti anti-streptolysin O</b>                            |
| Zkrácený název: <b>ASLO</b>                                                                       |
| Popis metody: Kvantitativní stanovení protilátek proti streptolysin O metodou latexové aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny                                                               |
| Jednotky: IU/ml                                                                                   |
| Hodnocení : méně než 200 IU/ml negativní, nad 200IU/ml pozitivní                                  |
| Provádí se: Denně                                                                                 |
| Doba odezvy: 5 dnů                                                                                |
| Odbornost: 802                                                                                    |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 54</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                                                                                                                     |   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM protilátek proti kapsidovému antigenu EBV</b>                                       |   |                                                                                  |
| Zkrácený název: VCA IgM                                                                                             |   |                                                                                  |
| Popis metody: kvantitativní stanovení protilátek IgM proti kapsidovému antigenu viru Epstein –Barrové metodou ELISA |   |                                                                                  |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                  |   |                                                                                  |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                        |   |                                                                                  |
| Jednotky: AU/ml                                                                                                     |   |                                                                                  |
| Hodnocení                                                                                                           | : | méně než 18 AU/ml negativní<br>18 až 22 AU/ml hraniční<br>Nad 22 AU/ml pozitivní |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                                |   |                                                                                  |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                                                 |   |                                                                                  |
| Odbornost: 802                                                                                                      |   |                                                                                  |

|                                                                                                                     |   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgG protilátek proti kapsidovému antigenu EBV</b>                                       |   |                                                                                  |
| Zkrácený název: anti VCA IgG                                                                                        |   |                                                                                  |
| Popis metody: kvantitativní stanovení protilátek IgG proti kapsidovému antigenu viru Epstein –Barrové metodou ELISA |   |                                                                                  |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                  |   |                                                                                  |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                        |   |                                                                                  |
| Jednotky: AU/ml                                                                                                     |   |                                                                                  |
| Hodnocení                                                                                                           | : | méně než 18 AU/ml negativní<br>18 až 22 AU/ml hraniční<br>Nad 22 AU/ml pozitivní |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                                |   |                                                                                  |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                                                 |   |                                                                                  |
| Odbornost: 802                                                                                                      |   |                                                                                  |

|                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgG protilátek proti nukleárnímu antigenu EBV</b>                                      |  |  |
| Zkrácený název: anti EBNA IgG                                                                                      |  |  |
| Popis metody: kvalitativní stanovení protilátek IgG proti nukleárnímu antigenu viru Epstein –Barrové metodou ELISA |  |  |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                 |  |  |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                       |  |  |
| Jednotky: ---                                                                                                      |  |  |
| Hodnocení: pozitivní, negativní                                                                                    |  |  |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                               |  |  |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                                                |  |  |
| Odbornost: 802                                                                                                     |  |  |

Stanovení anti VCA IgM, anti VCA IgG a anti EBNA IgG se provádí jako celek EBV

|                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM protilátek proti cytomegaloviru</b>                        |  |  |
| Zkrácený název: anti CMV IgM                                                               |  |  |
| Popis metody: semikvantitativní stanovení protilátek IgM proti cytomegaloviru metodou ELI- |  |  |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 55   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| SA                                                                            |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                            |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                  |
| Jednotky: bez jednotek- jako index positivity                                 |
| Hodnocení : negativní méně než 0,9<br>hraniční 0,9 – 1,1<br>pozitivní nad 1,1 |
| Provádí se: 1 x týdně                                                         |
| Doba odezvy: 15 dní                                                           |
| Odbornost: 802                                                                |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgG protilátek proti cytomegaloviru</b>                         |
| Zkrácený název: anti CMV IgG                                                                |
| Popis metody: semikvantitativní stanovení protilátek IgG proti cytomegaloviru metodou ELISA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                          |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                |
| Jednotky: jako index positivity                                                             |
| Hodnocení : negativní méně než 0,9<br>hraniční 0,9 – 1,1<br>pozitivní nad 1,1               |
| Provádí se: 1x týdně                                                                        |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                         |
| Odbornost: 802                                                                              |

Stanovení anti CMV IgM a anti CMV IgG se provádí jako celek CMV

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM protilátek proti <i>Toxoplasma gondii</i></b>           |
| Zkrácený název: anti TG IgM                                                             |
| Popis metody: semikvantitativní stanovení protilátek IgM proti <i>Toxoplasma gondii</i> |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                      |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                            |
| Jednotky: jako index positivity                                                         |
| Hodnocení :negativní méně než 0,8<br>hraniční 0,8 – 0,99<br>pozitivní nad 1,0           |
| Provádí se: 1x týdně                                                                    |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                     |
| Odbornost: 802                                                                          |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgG protilátek proti <i>Toxoplasma gondii</i></b> |
| Zkrácený název: anti TG IgG                                                   |

|                                                                                                                                      |                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | Typ dokumentu: <b>Laboratorní příručka</b>     | Strana 56<br>(celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: LP / MIKROBIOLOGIE            |                          |
|                                                                                                                                      | Oblast využití: <b>Spolupracující subjekty</b> |                          |
|                                                                                                                                      | Verze č.: 22.0<br>Interval revizí: 1/rok       | Platnost od<br>30.6.2025 |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis metody: kvantitativní stanovení protilátek IgG proti Toxoplasma gondii                            |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                      |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny                                                                     |
| Jednotky: IU/ml                                                                                         |
| Hodnocení: negativní (je-li méně než 6 IU/ml)<br>hraniční (6 – 9 IU/ml)<br>pozitivní (více než 9 IU/ml) |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                    |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                                     |
| Odbornost: 802                                                                                          |

Stanovení anti TG IgM a anti TG IgG se provádí jako celek TOXO

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení HIV antigenu p24 a protilátek proti HIV 1,2,</b>          |
| Zkrácený název: anti HIV                                                                |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení antigenu p24HIV a protilátek HIV 1,2 metodou ELISA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                      |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                            |
| Jednotky: ----                                                                          |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                                      |
| Provádí se: 3x týdně , platí pro dárce                                                  |
| Doba odezvy: 3 dny, v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha 15 dní                     |
| Odbornost: 802                                                                          |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení HIV antigenu p24 a protilátek proti HIV 1,2</b>          |
| Zkrácený název: anti HIV.                                                              |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení antigenu p24HIV a protilátek HIV 1,2 metodou CMIA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                     |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                           |
| Jednotky: ----                                                                         |
| Hodnocení : Negativní<br>Pozitivní                                                     |
| Provádí se: 2-3x týdně dle požadavků                                                   |
| Doba odezvy: 4 dny, v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha 15 dní                    |
| Odbornost: 802                                                                         |

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Kvalitativní stanovení celkových protilátek proti viru hepatitidy A</b> |
| Zkrácený název: anti HAV IgG                                                                |
| Popis metody: kvalitativní stanovení IgG protilátek metodou CMIA                            |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                          |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 57</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Jednotky: --                         |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní   |
| Provádí se: 2-3x týdně dle požadavků |
| Doba odezvy: 4 dny                   |
| Odbornost: 802                       |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Kvalitativní stanovení IgM protilátek proti hepatitidě A</b> |
| Zkrácený název: anti HAV IgM                                                     |
| Popis metody: kvalitativní stanovení IgM protilátek metodou CMIA                 |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                               |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                     |
| Jednotky: --                                                                     |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                               |
| Provádí se: 2-3x týdně dle požadavků                                             |
| Doba odezvy: 4 dny                                                               |
| Odbornost: 802                                                                   |

Stanovení anti HAV IgG a anti HAV IgM se provádí jako celek HAV

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení přítomnosti povrchového antigenu viru hepatitidy B</b>                  |
| Zkrácený název: HbsAg                                                                                 |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení přítomnosti povrchového antigenu viru hepatitidy B metodou ELISA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                    |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                                          |
| Jednotky: ----                                                                                        |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                                                    |
| Provádí se: 3x týdně - dárce                                                                          |
| Doba odezvy: 3 dny, v případě nutnosti confirmaci v NRL Praha až 28 dní                               |
| Odbornost: 802                                                                                        |

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení přítomnosti povrchového antigenu viru hepatitidy B</b>                 |
| Zkrácený název: HB.                                                                                  |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení přítomnosti povrchového antigenu viru hepatitidy B metodou CMIA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                   |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                                         |
| Jednotky: ----                                                                                       |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                                                   |
| Provádí se: 2-3x týdně dle požadavku                                                                 |
| Doba odezvy: 4 dny                                                                                   |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 58<br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                          |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                          |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                          |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                          |

|                |
|----------------|
| Odbornost: 802 |
|----------------|

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení protilátek proti povrchovému antigenu hepatitidy B</b>                       |
| Zkrácený název: AHB                                                                                        |
| Popis metody: Kvantitativní stanovení protilátek proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B metodou CMIA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                         |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                               |
| Jednotky: mIU/ml                                                                                           |
| Hodnocení: negativní je-li méně než 10 mIU/ml<br>pozitivní je-li více než 10mIU/mml                        |
| Provádí se: 1x za týden event. dle domluvy                                                                 |
| Doba odezvy: 10 dní                                                                                        |
| Odbornost: 802                                                                                             |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti virové hepatitidě C a detekce kapsidového antigenu virové hepatitidy C</b> |
| Zkrácený název: HCV                                                                                                     |
| Popis metody: kvalitativní stanovení protilátek proti hep.C a kapsidovému antigenu metodou ELISA                        |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                      |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                            |
| Jednotky: ---                                                                                                           |
| Hodnocení: pozitivní<br>negativní                                                                                       |
| Provádí se: 3x týdně                                                                                                    |
| Doba odezvy: 3 dny, v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha až 28 dní                                                  |
| Odbornost: 802                                                                                                          |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti virové hepatitidě C</b>     |
| Zkrácený název: HCV.                                                     |
| Popis metody: kvalitativní stanovení protilátek proti hep.C metodou CMIA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                       |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc             |
| Jednotky: ---                                                            |
| Hodnocení: pozitivní<br>negativní                                        |
| Provádí se: 2-3x týdně, dle požadavku                                    |
| Doba odezvy: 4 dny, v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha až 28 dní   |
| Odbornost: 802                                                           |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti Treponema pallidum</b>                   |
| Zkrácený název: anti SYF                                                              |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou CMIA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                    |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 59</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, , v mrazicím boxu 1 měsíc      |
| Jednotky: --                                                        |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní                                  |
| Provádí se: 2-3x týdně dle požadavku lékaře                         |
| Doba odezvy: 4 dny ,v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha 15 dní |
| Odbornost: 802                                                      |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti Treponema pallidum</b>                    |
| Zkrácený název: anti SYF                                                               |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení protilátek proti Treponema pallidum metodou ELISA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                     |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                           |
| Jednotky: --                                                                           |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní                                                     |
| Provádí se: 3x týdně dárce                                                             |
| Doba odezvy: 3 dny, v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha 15 dní                    |
| Odbornost: 802                                                                         |

Stanovení anti SYF se samostatně provádí jen u dárců krve.

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce netreponemových protilátek</b>                                      |
| Zkrácený název: RPR                                                                             |
| Popis metody: semikvantitativní stanovení netreponemových protilátek metodou pasivní aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                              |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                                    |
| Jednotky: titr ředění                                                                           |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní                                                              |
| Provádí se: 2-3x týdně                                                                          |
| Doba odezvy: 4 dny v případě nutnosti potvrzení v NRL Praha 15 dní                              |
| Odbornost: 802                                                                                  |

Stanovení RPR a anti SYF se provádí jako celek SYF u ostatních pacientů

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM, IgA a IgG protilátek proti <i>Mycoplasma pneumoniae</i></b>                   |
| Zkrácený název: MYKO                                                                                           |
| Popis metody: Semikvantitativní stanovení protilátek IgM, IgA, IgG proti M. pneumonie metodou ELISA            |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                             |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazicím boxu 1 měsíc                                                   |
| Jednotky: index positivity                                                                                     |
| Hodnocení : pozitivní je-li IP více než 1,1<br>hraniční je-li IP 0,9 až 1,1<br>negativní je-li IP méně než 0,9 |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 60   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

|                      |
|----------------------|
| Provádí se: á 10 dní |
| Doba odezvy: 15 dní  |
| Odbornost: 802       |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM, IgA a IgG protilátek proti <i>Chlamydia pneumoniae</i></b>                      |
| Zkrácený název: CHPN                                                                                             |
| Popis metody: Semikvantitativní stanovení protilátek IgM, IgA, IgG proti Ch.pneumonie metodou ELISA              |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                               |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                     |
| Jednotky: index positivity                                                                                       |
| Hodnocení : : pozitivní je-li IP více než 1,1<br>hraniční je-li IP 0,9 až 1,1<br>negativní je-li IP méně než 0,9 |
| Provádí se: á 10 dní                                                                                             |
| Doba odezvy: 15 dní                                                                                              |
| Odbornost: 802                                                                                                   |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM a IgG protilátek proti boreliím pomocí rekombinantního EIA testu</b>             |
| Zkrácený název: BOR                                                                                              |
| Popis metody: Stanovení protilátek IgM a IgG proti boreliím pomocí rekombinantního EIA testu metodou ELISA       |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                               |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                     |
| Jednotky: relativní látkový poměr                                                                                |
| Hodnocení : : pozitivní je-li IP více než 1,1<br>hraniční je-li IP 0,9 až 1,1<br>negativní je-li IP méně než 0,9 |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                             |
| Doba odezvy: 12 dní                                                                                              |
| Odbornost: 802                                                                                                   |
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM a IgG protilátek proti <i>Borrelia afzelii</i></b>                               |
| Zkrácený název: BA                                                                                               |
| Popis metody: : Semikvantitativní stanovení protilátek IgM a IgG proti Borrelia afzelii metodou ELISA            |
| Biologický materiál: srážlivá krev, kloubní výpotek, likvor                                                      |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                     |
| Jednotky: relativní látkový poměr                                                                                |
| Hodnocení : : pozitivní je-li IP více než 1,1<br>hraniční je-li IP 0,9 až 1,1<br>negativní je-li IP méně než 0,9 |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                             |
| Doba odezvy: 12 dní                                                                                              |
| Odbornost: 802                                                                                                   |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 61<br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                          |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                          |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                          |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                          |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: Detekce IgM a IgG protilátek proti <i>Borrelia garinii</i>                                       |
| Zkrácený název: BG                                                                                                |
| Popis metody: <b>Semikvantitativní stanovení protilátek IgM a IgG proti <i>Borrelia garinii</i> metodou ELISA</b> |
| Biologický materiál: srážlivá krev, kloubní výpotek, likvor                                                       |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                      |
| Jednotky: relativní látkový poměr                                                                                 |
| Hodnocení : : pozitivní je-li IP více než 1,1<br>hraniční je-li IP 0,9 až 1,1<br>negativní je-li IP méně než 0,9  |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                              |
| Doba odezvy: 12 dní                                                                                               |
| Odbornost: 802                                                                                                    |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM a IgG protilátek proti <i>Borrelia garinii</i> WB</b>                                      |
| Zkrácený název: BGWB                                                                                                       |
| Popis metody: : Kvalitativní stanovení protilátek IgM a IgG proti antigenům <i>Borrelia garinii</i> metodou westernblot    |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                         |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                               |
| Jednotky: ----                                                                                                             |
| Hodnocení: pozitivní<br>negativní<br>hraniční<br>U pozitivních a hraničních výsledků jsou vždy uvedeny pozitivní antigeny  |
| Provádí se: 2x týdně                                                                                                       |
| Doba odezvy: 20 dní                                                                                                        |
| Odbornost: 802                                                                                                             |
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM a IgG protilátek proti <i>Borrelia afzelii</i> WB</b>                                      |
| Zkrácený název: BAWB                                                                                                       |
| Popis metody: : Kvalitativní stanovení protilátek IgM a IgG proti antigenům <i>Borrelia afzelii</i> metodou westernblot    |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                         |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                               |
| Jednotky: ----                                                                                                             |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní<br>hraniční<br>U pozitivních a hraničních výsledků jsou vždy uvedeny pozitivní antigeny |
| Provádí se: 2x týdně                                                                                                       |
| Doba odezvy: 20 dní                                                                                                        |
| Odbornost: 802                                                                                                             |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce IgM a IgG protilátek proti <i>Borrelia burgdorferi</i> sensu stricto WB</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 62   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zkrácený název: BBWB                                                                                                             |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení protilátek IgM a IgG proti antigenům Borrelia burgdorferi sensu stricto metodou westernblot |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                               |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                                     |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní<br>hraniční                                                                                   |
| U pozitivních a hraničních výsledků jsou vždy uvedeny pozitivní antigeny                                                         |
| Provádí se: 2x týdně                                                                                                             |
| Doba odezvy: 20 dní                                                                                                              |
| Odbornost: 802                                                                                                                   |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti <i>Brucella abortus</i></b>                              |
| Zkrácený název: BRU                                                                                   |
| Popis metody: Semikvantitativní stanovení protilátek proti Brucella abortus metodou pomalé aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                    |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                          |
| Jednotky: titr                                                                                        |
| Hodnocení :pozitivní<br>negativní                                                                     |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                  |
| Doba odezvy: 10 dní                                                                                   |
| Odbornost: 802                                                                                        |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti <i>Francisella tularensis</i></b>                              |
| Zkrácený název: TUL                                                                                         |
| Popis metody: Semikvantitativní stanovení protilátek proti Francisella tularensis metodou pomalé aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                          |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                |
| Jednotky: titr                                                                                              |
| Hodnocení :pozitivní<br>negativní                                                                           |
| Provádí se: 1x týdně                                                                                        |
| Doba odezvy: 10 dní                                                                                         |
| Odbornost: 802                                                                                              |

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Detekce protilátek proti <i>Listeria monocytogenes</i></b>                                                 |
| Zkrácený název: LIS                                                                                                            |
| Popis metody: Semikvantitativní stanovení protilátek proti antigenům I,II a V Listeria monocytogenes metodou pomalé aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                                             |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                                   |
| Jednotky: titr                                                                                                                 |
| Hodnocení : pozitivní                                                                                                          |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 63</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                      |
|----------------------|
| negativní            |
| Provádí se: 1x týdně |
| Doba odezvy: 10 dní  |
| Odbornost: 802       |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení antinukleárních protilátek</b>                  |
| Zkrácený název: ANA                                                           |
| Popis metody: Kvalitativní stanovení antinukleárních protilátek metodou ELISA |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                            |
| Stabilita vzorku: 2 až 8 °C 2 dny                                             |
| Jednotky: ---                                                                 |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní<br>hraniční                                |
| Provádí se: 1x 14 dní                                                         |
| Doba odezvy: 20 dní                                                           |
| Odbornost: 802                                                                |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení autoprotilátek typu revmatoidních faktorů</b>                                 |
| Zkrácený název: RF                                                                                          |
| Popis metody: Kvantitativní stanovení autoprotilátek typu revmatoidních faktorů metodou latexové aglutinace |
| Biologický materiál: srážlivá krev                                                                          |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 2 dny, v mrazícím boxu 1 měsíc                                                |
| Jednotky: IU/ml                                                                                             |
| Hodnocení : negativní je-li méně než 8 IU/ml<br>pozitivní je-li více než 8IU/ml                             |
| Provádí se: denně                                                                                           |
| Doba odezvy: 4 dny                                                                                          |
| Odbornost: 802                                                                                              |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Vyšetření nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR</b>                |
| Zkrácený název: COVID                                                                             |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR              |
| Biologický materiál: výtěr z nosohltanu, nosní výplach/aspirát ve virologickém transportním mediu |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 7 dní, +15 až +30°C 8 hod                                           |
| Jednotky: pouze kvalitativně, u pozitivních výsledků i hodnota Ct                                 |
| Hodnocení : negativní<br>nejasný<br>pozitivní                                                     |
| Provádí se: denně                                                                                 |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 64</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                    |
|--------------------|
| Doba odezvy: 1 den |
| Odbornost: 802     |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Vyšetření nukleové kyseliny Influenza A,B a RSV metodou PCR</b>               |
| Zkrácený název: INRS                                                                              |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti Influenza A,B a RSV metodou PCR                               |
| Biologický materiál: výtěr z nosohltanu, nosní výplach/aspirát ve virologickém transportním mediu |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 7 dní, +15 až +30°C 8 hod                                           |
| Jednotky: pouze kvalitativně                                                                      |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                                                |
| Provádí se: denně                                                                                 |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                                                              |
| Odbornost: 802                                                                                    |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Mycobacterium tuberculosis</b>       |
| Zkrácený název: TBC                                      |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti TBC metodou PCR      |
| Biologický materiál: sputum, výplach z bronchů, punktát, |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 7 dní, +15 až +30°C 8 hod  |
| Jednotky: pouze kvalitativně                             |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                       |
| Provádí se: denně                                        |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                     |
| Odbornost: 802                                           |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Bordetella pertussis - PCR</b>                                    |
| Zkrácený název: PERT                                                                  |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti Bordetella pertussis, (parapertussis) metodou PCR |
| Biologický materiál: výtěr z nosohltanu                                               |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 5 dní,                                                  |
| Jednotky: pouze kvalitativně                                                          |
| Hodnocení : pozitivní<br>negativní<br>nejasný                                         |
| Provádí se: pracovní dny, ev po tel domluvě i ve svátek                               |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                                                  |
| Odbornost: 802                                                                        |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Vyšetření Clostridium difficile – toxiny PCR</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 65</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zkrácený název: CDPCR                                                          |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti toxinů A, B a binárního toxinu metodou PCR |
| Biologický materiál: stolice                                                   |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 7 dní, +15 až +30°C 8 hod                        |
| Jednotky: pouze kvalitativně                                                   |
| Hodnocení : negativní<br>nejasný<br>pozitivní                                  |
| Provádí se: denně                                                              |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                                           |
| Odbornost: 802                                                                 |

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Pneumonia panel PCR</b>                                                                                             |
| Zkrácený název: PNEU                                                                                                                    |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti vybraných bakterií, virů, atypických bakterií a genů rezistence v biologickém materiálu metodou PCR |
| Biologický materiál: sputum, BAL, tracheální aspirát                                                                                    |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 3 dny, +15 až +30°C 4 hod, zmrazené až 1 měsíc                                                            |
| Jednotky: kvalitativně, bakterie kvantitativně                                                                                          |
| Hodnocení : negativní<br>název patogena, u bakterií i množství kopií                                                                    |
| Provádí se: denně                                                                                                                       |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                                                                                                    |
| Odbornost: 802                                                                                                                          |

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Respirační panel PCR</b>                                                                 |
| Zkrácený název: RESP                                                                                         |
| Popis metody: Stanovení přítomnosti vybraných virů a atypických bakterií v biologickém materiálu metodou PCR |
| Biologický materiál: nasofaryngeální výtěr                                                                   |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C 3 dní, +15 až +30°C 4 hod                                                      |
| Jednotky: pouze kvalitativně                                                                                 |
| Hodnocení : negativní<br>pozitivní                                                                           |
| Provádí se: denně                                                                                            |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                                                                         |
| Odbornost: 802                                                                                               |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení hladiny vancomycinu</b>        |
| Zkrácený název: VAN                                          |
| Popis metody: Stanovení hladiny vancomycinu v krvi           |
| Biologický materiál: sérum                                   |
| Stabilita vzorku: +2 až +8 °C do 8 dní, zmrazené až 3 měsíce |
| Jednotky: µg/l                                               |
| Hodnocení : číselná hodnota                                  |
| Provádí se: v pracovní dny                                   |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                         |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 66   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

Odbornost: 802

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Název vyšetření: <b>Stanovení hladiny gentamicinu</b>             |
| Zkrácený název: GEN                                               |
| Popis metody: Stanovení hladiny gentamicinu v krvi                |
| Biologický materiál: sérum                                        |
| Stabilita vzorku: pokojová teplota do 8 hod, zmrazené až 3 měsíce |
| Jednotky: µg/l                                                    |
| Hodnocení : číselná hodnota                                       |
| Provádí se: v pracovní dny                                        |
| Doba odezvy: 1-2 dny                                              |
| Odbornost: 802                                                    |

**V případě požadavku lékaře a po telefonické domluvě je možno vyšetření provést i dříve (hepatitidy , SYF a HIV i týž den)**

## **BAKTERIOLOGIE**

Kultivační bakteriologická a mikroskopická vyšetření, virologická vyšetření

| Typ vzorku                                                                            | Doporučená odběrová souprava                                  | Teplota úschovy do transportu*                      | Předběžný výsledek                       | Doba odezvy          | Poznámka                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily)                         | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu                 | Pokojová teplota                                    | 24 hod                                   | 5 dní                |                                                      |
| Sputum, BAL, endotracheální aspirát                                                   | Sterilní zkumavka 30 ml (spuťovka)                            | Pokojová teplota                                    | 24 hod                                   | 5 dní                |                                                      |
| Stolice – výtěr z rektu                                                               | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu                 | Pokojová teplota                                    | 48 hod                                   | 3 dny                | Podezření na Vibrio cholerae konzultovat telefonicky |
| Stolice na průkaz adenovirů, rotavirů, norovirů, yersinií, helicobaktera a klostridií | Stolice o velikosti lískového oříšku v odběrovce s lopatičkou | +2 až +8 °C                                         | V prac. dny v den přijetí do laboratoře, | 1 den                | Dle počtu vyšetření odpovídající množství stolice    |
| Moč – semikvantitativní vyšetření                                                     | Sterilní zkumavka                                             | +2 až +8 °C, doručit do 2 hod                       | 24 hod                                   | 72 hod3 dny          |                                                      |
| Moč-Str.pneumoniae Ag                                                                 | Sterilní zkumavka                                             | Pokojová teplota<br>+2 až +8 °C-24 hod, déle -20 °C |                                          | 1 hod                |                                                      |
| Moč-Legionella pneumophila -Ag                                                        | Sterilní zkumavka                                             | Pokojová teplota                                    |                                          | 2 hod                |                                                      |
| Krev na kultivaci                                                                     | Hemokultivační lahvičky BacTa-                                | Pokojová teplota                                    | 1 - 5 dní<br>Telefonické                 | 5 dní u negativních, | Nejlépe 3 odběry, odběr provádět                     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <b>Typ dokumentu:</b> <b>Laboratorní příručka</b><br><b>Číslo dokumentu:</b> LP / MIKROBIOLOGIE<br><b>Oblast využití:</b> <b>Spolupracující subjekty</b><br><b>Verze č.:</b> 22.0<br><b>Interval revizí:</b> 1/rok | <b>Strana 67</b><br>(celkem 86)<br><br><b>Platnost od</b><br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |

| Typ vzorku                                                             | Doporučená odběrová souprava                                                                                                        | Teplota úschovy do transportu* | Předběžný výsledek              | Doba odezvy                | Poznámka                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Iert                                                                                                                                |                                | hlášení při pozitivní kultivaci | 8 dní u pozitivních nálezů | před podáním ATB<br>Odběr z periferní žíly                  |
| Stěry, hnisy, punktáty                                                 | Stěr - sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tekutý materiál – stříkačka, sterilní zkumavka<br>Nátěr na podložní sklíčko | Pokojová teplota               | 24 – 48 hod                     | 4 až 5 dní                 | Po telefonické dohodě mikroskopie v den přijetí             |
| Tkáň                                                                   | Sterilní zkumavka (event. s fyziologickým roztokem)                                                                                 | Pokojová teplota               | 24 – 48 hod                     | 4 dny                      |                                                             |
| Anaerobní vyšetření (stěry, hnisy, punktáty, sekční materiál)          | Stěr - sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tekutý materiál – stříkačka, sterilní zkumavka<br>Nátěr na podložní sklíčko | Pokojová teplota               | 48 – 72 hod                     | 9 dní                      | Po telefonické dohodě mikroskopie v den přijetí             |
| Sperma                                                                 | Sterilní zkumavka nebo sputovka                                                                                                     | Pokojová teplota               | 24 hod                          | 4 dny                      |                                                             |
| Výtěr z urogenitálního traktu (pochva, cervix, mužská a ženská uretra) | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu                                                                                       | Pokojová teplota               | 24 hod                          | 4 dny                      | Při podezření na GO vyznačit na žádance                     |
| Výtěr na průkaz <i>Chlamydia trachomatis</i> (uretra, cervix)          | Razantně setřít povrch sliznice                                                                                                     | Pokojová teplota               | 24 hod                          | 2 dny                      |                                                             |
| Výtěr na průkaz <i>Trichomonas vaginalis</i> (uretra, cervix)          | Razantně setřít povrch sliznice                                                                                                     | Pokojová teplota,              |                                 | 1 -2 hod                   |                                                             |
| MOP – mikrobiální obraz poševní                                        | Nátěr na dvě podložní sklíčka                                                                                                       | Pokojová teplota               | -                               | 7 dní                      | Druhé sklíčko slouží na průkaz <i>Trichomonas vaginalis</i> |
| Biopsie – průkaz <i>Helicobacter pylori</i>                            | Sterilní zkumavka s transportním médiem pro <i>Helicobacter pylori</i>                                                              | Pokojová teplota +2 až +8°C    | 24 hod                          | 2 dny                      |                                                             |
| Nasofaryngeální výtěr (Covid, chřipka, RSV ,                           | Transportní virologické médium                                                                                                      | chladnička                     |                                 | 1-2dny                     |                                                             |

|                                                                                                                                      |                  |                             |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b> | <b>Strana 68</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE          |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | Spolupracující subjekty     |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                        |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                       |                                                                 |

| Typ vzorku                                                | Doporučená odběrová souprava        | Teplota úschovy do transportu*            | Předběžný výsledek                        | Doba odezvy | Poznámka                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pertuse)metodou PCR                                       |                                     |                                           |                                           |             |                                                                                                                                          |
| Stolice na půkaz toxinů Clostridium difficile metodou PCR | Sterilní zkumavka s obsahem stolice | chladnička                                |                                           | 1-2dny      |                                                                                                                                          |
| Spůtum, BAL, výpotek na průkaz TBC metodou PCR            | Sterilní zkumavka                   | chladnička                                |                                           | 1-2dny      |                                                                                                                                          |
| Likvor                                                    | Sterilní zkumavka                   | Pokožová teplota, doručit ihned po odběru | Latexová aglutinace, mikroskopie do 2 hod | 3 dny       | Likvor je třeba předat na laboratoři přímo do ruky laborantky, požadavek na latexovou aglutinaci uvést do počítače, ev.domluvit telefon. |

### Parazitologická vyšetření

| Typ vzorku                                                          | Doporučená odběrová souprava                                  | Teplota úschovy do transportu* | Předběžný výsledek | Doba odezvy | Poznámka           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Vyšetření na enterobiózu                                            | Podložní sklíčko s otiskem perianální řasy na lepící pásce    | Pokožová teplota               | 24 hod             | 2 dny       | Odběr nejlépe ráno |
| Vyšetření stolice na střevní parazity (vajíčka červů, cysty prvoků) | Stolice o velikosti lískového oříšku v odběrovce s lopatičkou | 2-8°C                          | -                  | 3- 4 dny    |                    |

### Mykologická vyšetření

| Typ vzorku                                                    | Doporučená odběrová souprava                  | Teplota úschovy do transportu* | Předběžný výsledek | Doba odezvy | Poznámka |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| Výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily) | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu | Pokožová teplota               | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Sputum, BAL, endotracheální aspirát                           | Sterilní zkumavka 30 ml (sputovka)            | +2 až ++8 °C                   | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Stolice – výtěr                                               | Sterilní tampon                               | Pokožová                       | 48 hod             | 14 dní      |          |

|                                                                                                                                      |                  |                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | <b>Strana 69</b><br>(celkem 86)<br><br>Platnost od<br>30.6.2025 |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           |                                                                 |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          |                                                                 |

| Typ vzorku                                                             | Doporučená odběrová souprava                                                                    | Teplota úschovy do transportu*            | Předběžný výsledek | Doba odezvy | Poznámka |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
| z rekta                                                                | v Amiesově transportním médiu                                                                   | teplota                                   |                    |             |          |
| Moč                                                                    | Sterilní zkumavka                                                                               | +2 až +8 °C                               | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Stěry, hnisy, punktáty                                                 | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tekutý materiál – stříkačka, sterilní zkumavka | Pokožová teplota<br><br>2-8 °C            | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Výtěr z urogenitálního traktu (pochva, cervix, mužská a ženská uretra) | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu                                                   | Pokožová teplota                          | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Výtěr z oka                                                            | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu                                                   | Pokožová teplota                          | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Tkáň                                                                   | Sterilní zkumavka (event. s fyziologickým roztokem)                                             | Lépe 4 až 8°C, lze i při pokojové teplotě | 48 hod             | 14 dní      |          |
| Šupiny kůže, nehtová drť, vlasy, vousy – průkaz dermatofytů            | Sterilní zkumavka nebo miska                                                                    | Pokožová teplota                          | 1 – 4 týdny        | 5 týdnů     |          |

## Způsob odběru

| Typ vzorku                                                                   | Způsob odběru                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily)                | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Valivým pohybem setřít povrch sliznice           |
| Sputum, BAL, endotracheální aspirát                                          | Sterilní zkumavka 30 ml (sputovka)<br>Nejlépe ranní sputum po výplachu dutiny ústní vlažnou vodou |
| Stolice – výtěr z recta                                                      | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Výtěr z recta                                    |
| Stolice na průkaz adenovirů, rotavirů, norovirů, helikobakteria aklostriidií | Stolice o velikosti lískového oříšku v odběrovce s lopatičkou pro jedno vyšetření                 |

|                                                                                                                                      |                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu: <b>Laboratorní příručka</b>     | Strana 70   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: LP / MIKROBIOLOGIE            | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití: <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.: 22.0                                 | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: 1/rok                         | 30.6.2025   |

| Typ vzorku                                                             | Způsob odběru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moč – semikvantitativní vyšetření                                      | Sterilní zkumavka<br>Po omytí ústí uretry zachytit střední proud nejlépe ranní moče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krev na kultivaci                                                      | Hemokultivační lahvičky BacTAlert<br>Dospělí - krev o objemu 10 ml odebrat asepticky do 2 hemokultivačních nádobek (aerobní + anaerobní), děti – 4 ml do jedné dětské hemokultivační nádoby. Ponechat při pokojové teplotě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stěry, hnisy, punktáty                                                 | Stěr - sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tekutý materiál – stříkačka, sterilní zkumavka<br>Nátěr na podložní sklíčko<br>Větší množství odebraného materiálu (ve zkumavce, stříkačce) umožňuje zhotovení preparátu.<br>Stěry – tamponem setřít povrch rány nebo sekret a uložit do transportní půdy, rány pokryté nekrotickou tkání opláchnout fyziologickým roztokem, stěr ze spodiny, zánětlivého místa                                                                                                                                                                                 |
| Tkáň                                                                   | Sterilní zkumavka (event. s fyziologickým roztokem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anaerobní vyšetření (stěry, hnisy, punktáty, sekční materiál)          | Stěr - sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tekutý materiál – stříkačka bez přístupu vzduchu, jehla zabodnutá do gumové zátky, sterilní zkumavka<br><br>Nátěr na podložní sklíčko<br>Větší množství odebraného materiálu (ve zkumavce, stříkačce oboje bez přístupu vzduchu) umožňuje zhotovení preparátu.<br>Stěry – tamponem setřít povrch rány nebo sekret a uložit do transportní půdy, rány pokryté nekrotickou tkání opláchnout fyziologickým roztokem, stěr ze spodiny, zánětlivého místa<br>Tekutý materiál získaný odsátím ponechat v injekční stříkačce s čistou jehlou a krytkou |
| Sperma                                                                 | Sterilní zkumavka nebo sputovka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Výtěr z urogenitálního traktu (pochva, cervix, mužská a ženská uretra) | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tamponem setřít sliznici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Výtěr na urogenitální mykoplazmata                                     | Sterilní tampon v Amiesově transportním médiu<br>Tamponem setřít povrch sliznice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Výtěr na průkaz <i>Chlamydia trachomatis</i> (uretra, cervix)          | Speciální odběrová souprava pro chlamydie<br>Razantně setřít povrch sliznice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MOP – mikrobiální obraz poševní                                        | Nátěr na dvě podložní sklíčka<br>Tamponem provést stěr poševní sliznice, sklíčka po zaschnutí odeslat v obálce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biopsie – průkaz <i>Helicobacter pylori</i>                            | Sterilní zkumavka s transportním médiem pro <i>Helicobacter pylori</i><br>Bioptický materiál ze žaludeční sliznice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Likvor                                                                 | Sterilní zkumavka<br>Odebírá se asepticky lumbální punkcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vyšetření na enterobiózu                                               | Podložní sklíčko s otiskem perianální řasy na lepící pásce.<br>Ráno přelepit perianální řasu lepící páskou a nalepit na podložní sklíčko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vyšetření stolice na střevní parazity (vajíčka červů, cysty prvoků)    | Stolice o velikosti lískového oříšku v odběrovce s lopatičkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*Platí pro odběr v den transportu

Pozn. Bakteriologická vyšetření provádíme na vyžádání i u veterinárních vzorků viz. [SOP-OLM-B-56 Zpracování vzorků zvířat za účelem kultivace a vyšetření citlivosti.doc](#)

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE<br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> 22.0<br><i>Interval revizí:</i> 1/rok | <i>Strana</i> 71<br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br>30.6.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Příloha č. 2

### Seznam vyšetření v rozsahu akreditace

### [Seznam činnosti laboratoře v rámci flexibilního rozsahu akreditace](#)

## Příloha č. 3

### Hlášení výsledků v kritických intervalech

#### Hlášení výsledků

- Hlášení výsledků mikrobiologického oddělení na epidemiologické oddělení KHS, pracoviště Břeclav se řídí vyhláškou č.306/2012Sb., o předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí ( salmonely, shigely, *Campylobacter jejunii*, hepatitidy, adenoviry, no-roviry, rotaviry, *Cl. difficile* – antigen, event. přítomnost toxinu, SARS-CoV-2, Influenza A,B, RSV, *Legionella pneumophila.*, výsledek respiračního a pneumopanelu)
- Hlášení se provádí denně. ( laborantka, ústavní hygienik)

## Příloha č. 4

Verze 22.0

Strana 71 (celkem 86)

Platnost od 30.6.2025

Schválil: MUDr. Kateřina Wagnerová

TISK - pouze informativní charakter. Platná řízená verze v EISOD.


**Manuál pro odběr vzorků**

Pokyny pro vyplnění žádanky najdete v kapitole 7.2.3.

**Faktory ovlivňující preanalytickou fázi**

- Fyzická zátěž**  
Asi 24 - 48hod před odběrem žilní krve je vhodné zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu (není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže)
- Dieta**  
Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12hod. Lačnění delší než 12 hod. je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále).
- Dehydratace**  
Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny.  
Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny.
- Vliv léků**  
Léky, především užití ATB má vliv na laboratorní výsledky.  
Doporučuje se odebrat materiál na vyšetření před zahájením ATB terapie, pokud toto není již možné, odebrat vzorek před podáním ATB v časovém harmonogramu.

**Příprava pacienta před odběrem**

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Odběr nalačno</p> <p>Pozor na čas odběru (kolísání některých analytů v průběhu dne)</p>  | <p>Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má <b>vynechat tučná a velmi sladká jídla a alkohol.</b></p> <p>Ráno před odběrem pacient nemá trpět žízní . <b>Před odběrem je vhodné vypít 1/4 l neslazeného čaje (vody).</b> U kojených dětí –poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.</p> <p>Na průvodce je nutné <b>uvést podávané léky</b></p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Definice a terminologie**

**Biologický materiál** (vzorek) je potencionálně infekční materiál odebraný pacientovi nebo získaný od pacienta, případně s přísadou protisrážlivých nebo konzervačních látek.  
**Analytický vzorek** je vzorek určený k analýze (např. krev, plazma nebo sérum po centrifugaci krve, vzorek moče nativní nebo upravený okyselením nebo alkalizací a podobně),  
**Žádanka** je požadavkový list posílaný ordinujícím lékařem se vzorkem biologického materiálu.

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <b>Typ dokumentu:</b> <b>Laboratorní příručka</b><br><b>Číslo dokumentu:</b> LP / MIKROBIOLOGIE<br><b>Oblast využití:</b> <b>Spolupracující subjekty</b><br><b>Verze č.:</b> 22.0<br><b>Interval revizí:</b> 1/rok | <b>Strana 73</b><br><b>(celkem 86)</b><br><br><b>Platnost od</b><br><b>30.6.2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Nádoba na biologický materiál** je zkumavka nebo jiný spotřební materiál pro odběr nebo transport biologického materiálu.

**NIS** je nemocniční informační systém.

#### Obsah

1. Bezpečnostní aspekty
2. Místo odběru
3. Použití dezinfekce
4. Pracovní postup při odběru **žilní krve**
5. Chyby při odběru žilní krve
6. Pracovní postup při odběru **kapilární krve**
7. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu
8. Množství odebraného vzorku a transport
9. Specifikace odběrů pro různá vyšetření
10. Zadáání a postup při odběru **na klinickém oddělení**

#### Odběry biologického materiálu

#### **Na správném odběru závisí výsledek a kvalita analýzy!**

##### **1. Bezpečnostní aspekty**

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční, proto je nutné u odběrů používat **ochranné rukavice** vzhledem k možné kontaminaci! Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.

Je nutné **zajistit dostupnost lékaře** u případných komplikací při odběru.

U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné zabránit případnému poranění. Je třeba očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich.

Veškeré **manipulace s odběrovými jehlami** se musí provádět s maximální opatrností.

**Prevence hematomu** zahrnuje zejména: opatrnost při punkci s jistotou proniknutí jehly jen horní žilní stěnou, včasné odstranění turniketu (zejména před odstraněním jehly ze žíly), používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.

##### **2. Místo odběru**

K odběrům se používají **povrchové žíly horních končetin**, nejčastěji v oblasti předloktí. V předloketní jamce se nachází čtyři žíly: střední kubitální, střední cefalická, cefalická a bazální. Všechny tyto žíly mají široký průsvit a jsou snadno viditelné. Pokud nelze odběr provést z oblasti předloktí, lze využít žílu na palcové straně zápěstí nebo na přední straně paže (horní část dlaně).

Abychom odběr provedli hned napoprvé, je důležité vybrat co nejlepší žílu. Dobré žíly jsou **měkké, pružné**, po stlačení se znovu naplní a jsou dobře podloženy podkožním tukem. Špatné žíly jsou vyvýšené, pohyblivé, sklerotické, fibrózní, trombotické, tvrdé, zanícené, tenké a křehké. **Nedoporučuje se** odebírat ze žil, které jsou blízko v oblastech infekce např. impetiga. Při výběru žil je nutné také zohlednit jejich předchozí použití a stav, klinický stav pacienta (dehydratace, šok, trombocytopenie), spolupráci s pacientem a případná zranění (zlomeniny, ochrnutí končetin).

**U speciálních odběrů** je nutno dodržet speciální přípravu dle pokynů lékaře.

##### **3. Použití dezinfekce**

K dezinfekci používáme přípravky v několika formách **dle hygienického řádu**:

roztoky lihové, tinktury, aerosolové přípravky

**U nemocných s alergií** na dezinfekční prostředky používáme alkohol nebo alkoholéter.

##### **4. Pracovní postup při odběru **žilní krve****

- **Příprava materiálu a příslušné dokumentace**, zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků !! štítky s identifikací nemocného.
- Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr.
- **Ověření totožnosti pacienta** dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce (bezvědomí, děti, psychiatrickí nemocní, cizinci), kde identifikaci verifikuje zdravotnický personál, případně příbuzní pacienta.
- Ověření dodržení potřebných **dietních omezení**, podání léčiv apod. před odběrem.
- **Seznámení** pacienta s postupem odběru.

Verze 22.0

Strana 73 (celkem 86)

Platnost od 30.6.2025

Schválil: MUDr. Kateřina Wagnerová

TISK - pouze informativní charakter. Platná řízená verze v EISOD.

|                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> <b>LP / MIKROBIOLOGIE</b><br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> <b>22.0</b><br><i>Interval revizí:</i> <b>1/rok</b> | <i>Strana</i> <b>74</b><br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br><b>30.6.2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

- Pacientovi zabezpečit pohodlí.
- Před odběrem má být pacient **30 minut v klidovém** režimu . Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen, během odběru by neměl jíst nebo žvýkat.
- Krev **odebírat v sedě, u ležících pacientů podložit** končetinu polštářem.
- Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy s vyloučením flexe v lokti.  
**!!!** Provádí-li se **odběr z centrální kanyly**, kde je napojena infúze, je nutné ji na 5 – 10 minut odpojit, aby se tekutina rozptýlila do celého krevního oběhu. Po odběru musí být neprodleně přísun tekutin obnoven a tento způsob odběru vyznačen na žádance.
- **Kontrola** identifikačních údajů **na zkumavkách**.
- Bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly, stříkaček a zkumavek.
- Aplikace turniketu - maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách.
- Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, například zejména s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit například masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku (kolem +40 °C po dobu 5 minut), spuštěním paže podél okraje postele.
- Při žilním odběru u dětí mladších dvou let lze pro odběr použít pouze povrchové žíly.
- Vždy je nutné maximálně zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené například propojovacími kanylami.
- **Dezinfekce místa vpichu** doporučeným prostředkem. Po dezinfekci je nutné kůži nechat **oschnout** jednak pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru.  
**!!! Po dezinfekci je další palpaci místa odběru nepřijatelná!!!**
- Pokud se odebírá pouze krev na vyšetření koagulace (obvykle citrátové zkumavky), odebere se nejprve 5 ml krve (tato krev se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru.
- Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky.  
**!!! Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí**, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo.
- Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket.
- Pozice jehly v žíle se přitom nesmí změnit.

Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí **se zabránit styku tohoto činidla s víčkem** zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisrážlivého činidla.

- Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno **bezprostředně po odběru promíchat** pěti až desetinásobným šetrným převrácením.
- Jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední vakuované zkumavky z jehly.

**Pokud se nepodaří odebrat** dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících postupů:

- změnit se pozice jehly
- použije se jiná vakuovaná zkumavka
- uvolní se příliš zatažený turniket

**!!! Nepřípustné je opakované sondování jehlou!!!**

- U odběrových souprav typu Sarstedt se nejprve sejme zkumavka (stříkačka) z jehly a pak teprve se vyjme samotná jehla ze žíly.
- U klasických odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace s odběrovými soupravami, která by mohla vést ke vzniku infekčního aerosolu. Jehlu nelze ze stříkačky sejmut a je proto nezbytné stříkačku vyprazdňovat pozvolna a po stěně zkumavky - ne silným tlakem, aby nedocházelo k pění krve.

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 75   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

- Nejvhodnější doba pro **uvolnění turniketu** je okamžik, **kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví krev**, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient během odběru a po odběru uvolní svalové napětí paže.
- **Ukončíme venepunkci** - po vyjmutí jehly ze žíly (pomalým tahem) **přiložíme tampon**, který si pacient přitlačí alespoň na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu.
- Aplikuje se náplastové nebo gázové **zakrytí místa odběru**.
- Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut.

**Při pokračujícím krvácení** z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku na místo odběru vyčká zastavení krvácení. Gázový čtverec se pomocí gázového obvazu pevně připevní k paži. Pacientovi se doporučí tento způsob ošetření nejméně 15 minut. Při výrazném krvácení se použije tlakový obvaz na místo odběru a informuje se ošetřující lékař.

- Pacientovi se po odběru povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné okolnosti. Zvláštní péči je nutno věnovat například diabetikům léčeným inzulinem (včetně možnosti aplikace dávky a požití snídaně).
- Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s platnými předpisy **bezpečně zlikvidovat jehly**. S jehlami se nijak nemanipuluje ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. **Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru**, který je nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště. Při všech operacích s jehlami je nutné vyloučit poranění.
- Čas odběru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamenává na požadavkové listy nebo do výpočetního systému. Podobným způsobem se zaznamenávají také informace o komplikacích při odběru spolu s identifikací odběrového pracovníka.
- **Do laboratoří** provádějících požadované testy se **odešlou** správně označené zkumavky s příslušnými správně vyplněnými požadavkovými listy.

**V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy**, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dáme studený obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme.

## 5. Chyby při odběru žilní krve

Chyby **při přípravě** pacienta:

- Pacient nebyl nalačno, požitá tuky ovlivňují laboratorní vyšetření.
- V době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi.
- Pacient nevysadil dle doporučení lékaře léky před odběrem.
- Odběr nebyl proveden ráno, je zvolena nevhodná doba odběru.
- Odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži.
- Nemocný před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací.

Chyby způsobené **nesprávným použitím turniketu**:

- Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení (pumpování) se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

Chyby **vedoucí k hemolýze** vzorku (*hemolýza vadí většině biochemických a hematologických vyšetření zejména proto, že řada analytů přechází z erytrocytů do séra či plazmy, zbarvení séra uvolněným hemoglobinem interferuje s některými analýzami*).

- Znečištění jehly nebo pokožky od ještě nezaschlého dezinfekčního roztoku.
- Znečištění odběrových nádob stopami saponátů.
- Použití příliš úzké jehly, krev se silně nasává.
- Prudké vstříkávání krve ze stříkačky do zkumavky.
- Krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve zachycovala do zkumavky.
- Prudké třepání krve ve zkumavce po odběru.
- Uskladnění plné krve v lednici.
- Zmrznutí vzorku krve.

## 6. Pracovní postup při odběru **kapilární krve**

Verze 22.0

Strana 75 (celkem 86)

Platnost od 30.6.2025

Schválil: MUDr. Kateřina Wagnerová

TISK - pouze informativní charakter. Platná řízená verze v EISOD.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE<br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> 22.0<br><i>Interval revizí:</i> 1/rok | <i>Strana 76</i><br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br><b>30.6.2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

- Odběr provádíme **většinou z prstu**, u dětí z ušního lalůčku nebo patičky.
- Nemocného posadíme, paži necháme volně podél těla.
- Ležícímu pacientovi sundáme paži mírně pod úroveň těla.
- Provedeme dezinfekci místa vpichu.
- Necháme dokonale zaschnout dezinfekční prostředek
- Lancetou uděláme ranku (nevhodné je použití jehly, neboť poranění je hloubkové, velmi malé a z toho vyplývá malá tvorba kapky), z které necháme vytéct kapku krve. Tu setřeme a teprve nyní začneme nabírat krev do předem připravených zkumavek.
- Pokud je malé prokrvení, je možno místo vpichu nahřát teplým obkladem.
- **Nikdy násilím netlačíme na zakončení prstu**, v takovém případě je krev většinou hemolytická a musíme odběr opakovat
- Po správném nabrání krve odstraníme kapiláru a uzavřeme mikrozkušavku.
- Na závěr opatrně promícháme, aby se zabránilo sražení vzorku.
- Na ranku po vpichu přiložíme tampon a přelepíme .
- Vzhledem k možné kontaminaci je nutné používat rukavice.

#### 7. Doporučené **pořadí odběrů** z jednoho vpichu

1. zkumavky bez přísad
- 2. zkumavky pro hemokoagulaci**
3. ostatní zkumavky s přísadami

#### 8. Množství odebraného vzorku

Záleží na počtu požadovaného vyšetření  
Doporučuje se na 4 vyšetření 5ml srážlivé krve  
Na bakteriologické vyšetření viz. [Příloha č.1](#) Seznam vyšetření

#### 9. Specifikace odběrů pro různá vyšetření

Viz. [Příloha č.1](#) Seznam vyšetření

### **Důležité!!**

#### Přeprava vzorků do laboratoře

- Odebraný materiál skladujte **v ordinaci** při teplotě viz. [Příloha 1](#), ne na přímém slunci ani nad zdrojem tepla  
Doba dodání materiálu do laboratoře závisí na druhu odebraného materiálu,  
Pro posouzení času od odběru do zpracování, pište na žádanky skutečné časy odběrů.
- Dopravce vzorku je povinen se řídit požadavky laboratoře, které jsou specifikovány v Laboratorní příručce kvality – jde především o dodržení rozmezí teplot a času (v případě, že je to nutné) určený pro transport vzorku z hlediska jeho omezené stálosti.
- Vzorky z ordinací sváží denně svozová služba, která přijíždí do ordinací v předem dohodnutých časech [SM-26 O spolupráci mezi Nemocnicí Břeclav a externími praktickými a odbornými lékaři.doc](#)
- Při transportu vzorků do laboratoře je především sledován čas od odběru vzorku (je-li uveden) do doručení a způsob přepravy (v případě, že je to nutné) – ten zahrnuje požadavky na teplotu transportu, ochranu vzorku před znehodnocením i ochranu dopravující osoby před infekcí.
- Vzorky se do laboratoře transportují v uzavřeném termoboxu při teplotě, která je při převzetí materiálu zaznamenána (sleduje se kalibrovaným min-max teploměrem a tyto teploty se také zaznamenávají).
- Současně je zaznamenán čas příjmu vzorků ze svozu a čas vlastního příjmu.

Stejně tak je sledována neporušenost obalu vzorku, který by mohl být zničen vlivem transportu, popřípadě nedodání žádanky nebo vzorku.

Pracovník provádějící příjem sleduje tyto skutečnosti a při neshodě informuje telefonicky příslušného lékaře a provede zápis do Knihy provozních neshod.

#### 10. Zadání a postup při odběru na oddělení nemocnice

Verze 22.0

Strana 76 (celkem 86)

Platnost od 30.6.2025

Schválil: MUDr. Kateřina Wagnerová

TISK - pouze informativní charakter. Platná řízená verze v EISOD.

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 77   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadat žádanku papírovou nebo v NIS</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>jednoznačná identifikace</b> pacienta = jméno, příjmení, RČ a žádající oddělení                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Není-li známá identifikace</b> pacienta, jsou vzorky označeny <b>dle <a href="#">P-04 Traumatologický plán.doc</a></b> (totéž označení je napsáno nesmazatelně na zápěstí pacienta a do dokumentace) |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>zadat správně požadované vyšetření</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Vytisknout</b> žádanku nebo vypsát na formulář                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Nalepit štítek s identifikací pacienta na zkumavku pro odběr <b>Identifikace na biologickém materiálu musí být jednoznačná a nezaměnitelná a musí být shodná s identifikací na žádance</b> (musí být zpětně vše dohledatelné k pacientovi (dárce) ) | štítek by měla odebírající <b>sestra podepsat</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Aktivně ověřit totožnost pacienta</b>                                                                                                                                                                                                            | u lůžka(tam, kde je to možné) pacient sdělí své jméno, příjmení a datum narození                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | sestra <b>ověří správnost</b> s údaji na štítku                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>není-li možné</b> aktivně ověřit identifikaci, ověří sestra shodnost údajů na štítku zkumavky <b>a na štítku upevněném na zápěstí pacienta</b>                                                       |
| <b>Odebrat krev</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Žádanku s materiálem doručit do laboratoře</b>                                                                                                                                                                                                   | Nezaměnitelná průvodka, která obsahuje jméno, příjmení a RČ pacienta, diagnózu, ZP, jméno zadávajícího žádanku do systému<br>podpis ordinujícího lékaře a razítko – u listinných žádanek                |
| <b>Nedodržení uvedených postupů může mít fatální následky!</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |

**Příloha č. 5**

**Matice odpovědností** ( [Ř-OLM-01 Organizační řád.doc](#))

| Jméno                           | Funkce                                                  | Odpovědnost                                                                           | Zastupitelnost                  | Uvolnění výsledků (Ř/OLM-01) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>MUDr. Kateřina Wagnerová</i> | <i>Vedoucí oddělení</i>                                 | <i>Nositel výkonů<br/>Klinický garant<br/>Manažer kvality<br/>Dle náplně práce VŠ</i> | <i>RNDr. Adéla Vítková</i>      | <i>ANO</i>                   |
| <i>RNDr. Adéla Vítková</i>      | <i>Zástupce vedoucího<br/>Zástupce manažera kvality</i> | <i>Analytický garant<br/>Dle náplně práce VŠ<br/>Auditor pro OLM</i>                  | <i>MUDr. Kateřina Wagnerová</i> | <i>ANO</i>                   |
| <i>Ing. Miroslava Průšová</i>   | <i>Externí VŠ pracovník</i>                             | <i>Dle náplně práce VŠ</i>                                                            | <i>Jiný VŠ pracovník</i>        | <i>ANO-bakteriologie</i>     |
| <i>Ing. Lucie Zhánělová</i>     | <i>VŠ pracovník</i>                                     | <i>Dle náplně práce VŠ -</i>                                                          | <i>Jiný VŠ pracovník</i>        | <i>ANO</i>                   |
| <i>Helena Dobiášová</i>         | <i>Zástupce vedoucí laborantky</i>                      | <i>Dle náplně práce ZL auditor</i>                                                    | <i>kterákoliv laborantka</i>    | <i>NE</i>                    |
| Mgr. Olga Tesárková             | <i>Vedoucí laborantka</i>                               | Dle náplně práce Auditor pro OLM                                                      | Dobiášová                       | NE                           |
| Jana Hladká                     | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Marcela Haladyová               | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Jana Hrubá                      | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Iveta Celnarová                 | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Katarína Barkóciiová            | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Bronislava Urbánková            | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Kamila Krutáková                | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Jana Staňková                   | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |
| Nikola Ujčíková                 | Laborantka                                              | Dle náplně práce                                                                      | kterákoliv laborantka           | NE                           |

| Jméno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funkce                       | Odpovědnost             | Zastupitelnost                  | Uvolnění výsledků (Ř/OLM-01) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Ing. Michal Ragan, MBA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Vedoucí ONIT,</i>         | <i>Dle náplně práce</i> | <i>Mgr. Pavle Kilian</i>        | <i>NE</i>                    |
| <i>Ing. Rudolf Slovenský</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Metrolog, vedoucí OZT</i> | <i>Dle náplně práce</i> | <i>Igor Nosek</i>               | <i>NE</i>                    |
| <i>Jaroslav Pálka</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Technik OZT</i>           | <i>Dle náplně práce</i> | <i>Jaroslav Pálka</i>           |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                         | <i>Ing. Rudolf Slovenský</i>    | <i>NE</i>                    |
| <i>Radomíra Schweitzerová, DiS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Interní auditor</i>       | <i>Dle náplně práce</i> | <i>RNDr. Miroslava Řeháková</i> | <i>NE</i>                    |
| <p>Laborantky provádí metody uvedené v příloze č.1 LPK včetně preanalytické , postanalytické činnosti, a jsou za ně odpovědné v rámci své kompetence. Mají odpovídající kvalifikaci a pověření. Rozpis pracovníků na úseky provádí aktuálně vedoucí laborantka. Podrobný popis funkcí, povinností a odpovědností je v náplních práce jednotlivých pracovníků v <a href="#">Ř-OLM-01 Organizační řád.doc</a></p> |                              |                         |                                 |                              |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>príspevková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 80   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |

## Příloha č. 6

### ETICKÝ KODEX

#### Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů

- Zdravotnický pracovník nelékařských oborů (dále jen „zdravotnický pracovník“) při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.
- Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí.
- Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení, za přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti.
- Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své.
- Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením.
- Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je.
- Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.
- **Zdravotnický pracovník a spoluobčané**
- Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců.
- Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich zdravotní stav a případnou léčbu.
- Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. □ Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné míře o zajištění intimity.
- Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem (PRO).
- Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, současně jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče.
- **Zdravotnický pracovník a praxe**
- Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | <i>Typ dokumentu:</i> <b>Laboratorní příručka</b><br><i>Číslo dokumentu:</i> LP / MIKROBIOLOGIE<br><i>Oblast využití:</i> <b>Spolupracující subjekty</b><br><i>Verze č.:</i> 22.0<br><i>Interval revizí:</i> 1/rok | <i>Strana 81</i><br><i>(celkem 86)</i><br><br><i>Platnost od</i><br>30.6.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

- Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi.
- Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.
- Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec svých pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý zdravotnický pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností zdravotnického pracovníka.
- Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání.
- Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.
- **Zdravotnický pracovník a společnost**
- Zdravotnický pracovník působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí.
- Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí.
- **Zdravotnický pracovník a spolupracovníci**
- Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními odborníky tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní zdravotní péče o pacienta.
- Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků jiných odborností.
- Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně rozvíjejí úctu k sobě i druhým.
- Zdravotnický pracovník vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného zdravotníka či osoby. **Zdravotnický pracovník a profese**
- Zdravotnický pracovník je odpovědný za kvalitu jím poskytované zdravotní péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.
- Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese.
- Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně.

/ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ  
ZN.: 13469/04/VVO REF. Bc. Köhlerová Irena /

**Příloha č. 7**  
**Seznam zdravotnické techniky**

[SOP-OLM-TECH-03 Karty přístrojů a zdravotnických prostředků.doc](#), inventární seznam

| Označení                          | Evidenční číslo                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Autoblot 300                      | 330000001150201                 |
| Analyzátor EVOLIS                 | 330000000430501                 |
| Analyzátor Architect              | 330000000150101                 |
| Analyzátor BacTalert BTA 3D COMBO | 330000002060301                 |
| Expert Plus                       | 330000001150101                 |
| GeneXpert Dx                      | DHM9114                         |
| Laminární box EF/S4               | 8646                            |
| Biohazard A2 BSC-4FA2             | 9235                            |
| Promývačka ATLANTIS 4             | 330000000120901                 |
| Centrifuga eppendorf 5702         | 8870                            |
| Centrifuga C 312                  | 5986                            |
| Centrifuga MEGAFUGA 40            | 9172                            |
| Mikroskop BH-2                    | 6470                            |
| Mikroskop LABOPHOT 2              | 5996                            |
| Mikroskop BH-2                    | 6023                            |
| Mikroskop BH-2 s fluorescencí     | 6022                            |
| Mikroskop Olympus BX43            | DHM 8957                        |
| Mikroskop SZ 4045                 | 6693                            |
| Třepačka DYNASHAKER AM 169        | 6514                            |
| Třepačka DYNASHAKER AM 169        | 6513                            |
| Třepačka termostatická AM 89      | 6519                            |
| Třepačka termostatická AM 89      | 6520                            |
| Sterilizátor HS 202A/1            | 5965                            |
| Autokláv parní AUT 26/II          | 6039                            |
| Autokláv parní AUT 26/II          | 6038                            |
| Autokláv parní AUT 26/II          | 6037                            |
| Chladicí a mrazicí zařízení       | Dle inventárního seznamu        |
| Pipety automatické                | Dle inventárního seznamu        |
| Biolog. termostat BT 120M         | Dle inventárního seznamu        |
| Digitální teploměry               | Dle inventárního seznamu        |
| LIAISON MDX                       | zápůjčka                        |
| Třepačka Omega                    | 330000000120801                 |
| Denzitometr 2ks                   | 720000000320101,720000000320201 |
| VITEK MS PRIME                    | zápůjčka                        |
| BIOFIRE FILMARRAY Torch           | zápůjčka                        |

**Příloha č. 8**

Výsledkový list

Stránka: 1 z 1 Vytisknuto v Břeclavi dne: 30.06.2025 11:19:30

**Nemocnice Břeclav**  
příspěvková organizace  
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČO: 00390780  
Tel.: 519 315 762  
Údaje o akreditaci laboratoře jsou uvedeny na [www.cai.cz](http://www.cai.cz)

**1605 Hematologicko-transfuzní oddělení**  
U Nemocnice 3066/1  
**690 02, Břeclav**  
Tel.: 519 315 162 519 IČZ: 74001837  
315 111

Oddělení laboratorní mikrobiologie

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL

|                   |                 |                     |                  |
|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Jméno:            | KAREL TESTOVACÍ | Datum a čas odběru: | 30.06.2025 09:39 |
| Číslo pojištěnce: | 111111/1111     | Datum a čas příjmu: | 30.06.2025 09:40 |
| Oddělení:         | LEKAR           | Přijal:             | tis_zk           |
| Pojišťovna:       | 390             | Nároky:             | R                |
| Laboratorní č.:   | 25002098        |                     |                  |
| Diagnóza:         | Z520            | Materiál:           | Krev             |

| Vyšetření                         | Text. výsl. |
|-----------------------------------|-------------|
| * HBsAg(ELISA)                    | NEGATIVNÍ   |
| * HCV protilátky + antigen(ELISA) | NEGATIVNÍ   |
| * HIV protilátky + antigen(ELISA) | NEGATIVNÍ   |
| * T. pallidum IgM + IgG(ELISA)    | NEGATIVNÍ   |
| * Anti-HBc (ELISA)                | NEGATIVNÍ   |

Zkontroloval a uvolnil: MUDr. Kateřina Wagnerová, 30.06.2025 11:19:28

Protokol může být reprodukován výhradně jako celek.

Vyšetření označená "" jsou vyšetření v rozsahu akreditace  
Zdravotnická laboratoř č.8199 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023.  
Údaje o akreditaci laboratoře jsou uvedeny na [www.cai.cz](http://www.cai.cz)

**Příloha č. 9**  
**Vzor žádanek na vyšetření**



**ŽÁDANKA O BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

|                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pacient:                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pojišťovna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodné číslo                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diagnóza:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa:                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATB terapie:                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČZ                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum:      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbornost:                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pohlaví: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Nemocnice Břeclav, p.o.**  
MUDr. Kateřina Wagnerová  
OLM  
U Nemocnice 1  
690 74 Břeclav  
Tel: 519 315 762  
wagnerova@nembv.cz

Razítko, podpis lékaře:

| BAKTERIOLOGIE                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vysvětlivky:</b><br>K – kultivace<br>C – citlivost na ATB<br>M – mikroskopicky                                                                                                                               | <b>Respirační trakt</b><br><input type="checkbox"/> Výtěr z krku (K + C)<br><input type="checkbox"/> Výtěr z nosu (K + C)<br><input type="checkbox"/> Sputum (K + C + M)<br><input type="checkbox"/> Legionella – antigen v moči<br><input type="checkbox"/> S. pneumoniae – antigen v moči                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ostatní materiál</b><br><input type="checkbox"/> Punkrát (K + C + M)<br><input type="checkbox"/> Výtěr z ucha (K + C)<br><input type="checkbox"/> Výtěr z oka (K + C)<br><input type="checkbox"/> Výtěr z rány (K + C)<br><input type="checkbox"/> Hemokultura (K + C)<br><input type="checkbox"/> Likvor (K + C)<br><input type="checkbox"/> Jiný..... |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Gynekologicko-urologický materiál, STD</b><br><input type="checkbox"/> Výtěr z pochvy (K + C)<br><input type="checkbox"/> Průkaz S. agalactiae <input type="checkbox"/> s citlivostí <input type="checkbox"/> bez citlivosti<br><input type="checkbox"/> Výtěr z uretry (K + C)<br><input type="checkbox"/> Výtěr z cervixu (K + C)<br><br><input type="checkbox"/> Mateřské mléko (K + C)<br><input type="checkbox"/> Sperma (K + C)<br><input type="checkbox"/> MOP (nátěr na sklo)<br><input type="checkbox"/> Jiný materiál:..... | <input type="checkbox"/> Moč (K + C)<br><br><input type="checkbox"/> Mykoplazmata, ureaplazmata (K)<br><input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis průkaz antigenu                                                                                                                                                                                      |
| <b>Speciální vyšetření:</b><br><br><input type="checkbox"/> Anaerobní kultivace<br>DRUH MATERIÁLU:.....<br><br><input type="checkbox"/> Acidorezistentní tyčky – barvení (mykobakteria)<br>DRUH MATERIÁLU:..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MYKOLOGICKÁ KULTIVACE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Kultivace kvasinek.<br><input type="checkbox"/> Kultivace na dermatofyta                                                                                                               | Materiál: <input type="checkbox"/> šupiny<br><input type="checkbox"/> nehty<br><input type="checkbox"/> sputum<br><input type="checkbox"/> moč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Stěr z.....<br><input type="checkbox"/> Jiný.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poznámka odesílajícího lékaře (např. léčba ATB ...)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                      |                  |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
|  <b>Nemocnice Břeclav,</b><br>příspěvková organizace | Typ dokumentu:   | <b>Laboratorní příručka</b>    | Strana 85   |
|                                                                                                                                      | Číslo dokumentu: | LP / MIKROBIOLOGIE             | (celkem 86) |
|                                                                                                                                      | Oblast využití:  | <b>Spolupracující subjekty</b> |             |
|                                                                                                                                      | Verze č.:        | 22.0                           | Platnost od |
|                                                                                                                                      | Interval revizí: | 1/rok                          | 30.6.2025   |



### ŽÁDANKA O SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pacient:                                                                                                     | Pojišťovna: |
| Rodné číslo                                                                                                  | Diagnóza:   |
| Adresa:                                                                                                      |             |
| IČZ                                                                                                          | Datum:      |
| Odbornost:                                                                                                   |             |
| Pohlaví: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena                                          |             |
| Materiál: <input type="checkbox"/> Krev <input type="checkbox"/> Výpatek <input type="checkbox"/> Jiný ..... |             |


**Nemocnice Břeclav, p.o.**  
 MUDr. Kateřina Wagnerová  
**OLM**  
 U Nemocnice 1  
 690 74 Břeclav  
 Tel: 519 315 762  
 wagnerova@nembv.cz

Razítko, podpis lékaře:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnostika hepatitid</b><br><input type="checkbox"/> Hepatitida A<br>(anti HAV IgM, anti HAV IgG)<br><input type="checkbox"/> HBsAg<br><input type="checkbox"/> anti HBs kvantitativně<br><input type="checkbox"/> anti-HBc<br><input type="checkbox"/> anti-HCV<br><br><input type="checkbox"/> anti HIV 1,2 Ag + Ab<br><input type="checkbox"/> RPR + anti <i>T.pallidum</i> (IgM + IgG)<br><br><b>EB – virus</b><br><input type="checkbox"/> EIA (anti VCA- IgM, anti VCA- IgG,<br>anti EBNA- IgG)<br><br><b>PCR</b><br><input type="checkbox"/> SARS-CoV-2<br><input type="checkbox"/> INFLU A, B + RSV<br><input type="checkbox"/> Bordetella pertussis | <b>Borelióza</b><br><input type="checkbox"/> <i>B.afzelii</i> EIA (IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> <i>B.garinii</i> EIA (IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> <i>B.burgdorferi</i> sensu lato<br>(EIA IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> <i>B.afzelii</i> Western Blot (IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> <i>B.garinii</i> Western Blot (IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> <i>B.burgdorferi</i> sensu stricto<br>Western Blot (IgM+IgG)<br><input type="checkbox"/> Western Blot pouze při pozitivitě<br>v ELISA testu<br><br><input type="checkbox"/> Cytomegalovirus EIA (IgM, IgG)<br><br><input type="checkbox"/> <i>C. difficile</i> - toxiny<br><input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> | <b>Zoonózy</b><br><input type="checkbox"/> Brucelóza<br><input type="checkbox"/> Listerióza<br><input type="checkbox"/> Tularemie<br><input type="checkbox"/> Toxoplasmóza EIA (IgM + IgG)<br><br><b>Respirační infekce</b><br><input type="checkbox"/> <i>Chlamydia pneumoniae</i> EIA<br>(IgM, IgG, IgA)<br><input type="checkbox"/> <i>Mycoplasma pneumoniae</i> EIA<br>(IgM, IgG, IgA )<br><br><input type="checkbox"/> anti-streptolysin (ASLO)<br><input type="checkbox"/> Revmatoidní faktor (RF)<br><input type="checkbox"/> Antinukleární faktor (ANA)<br><br><b>MULTIPLEX PCR</b><br><input type="checkbox"/> pneumopanel<br><input type="checkbox"/> respirační panel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poznámka odesílajícího lékaře:

Příloha č. 10

Prohlášení ředitele nemocnice



**NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)  
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

**Prohlášení ředitele nemocnice**

V souladu se záměrem vedení nemocnice poskytovat maximální záruky za výsledky laboratorních vyšetření deleguji na vedoucí laboratoře Oddělení laboratorní mikrobiologie

**MUDr. Kateřinu Wagnerovou**

pravomoci a odpovědnosti potřebné k zajištění nestrannosti, nezávislosti a důvěryhodnosti laboratoře.

Vedoucí laboratoře je osobou plně odpovědnou řediteli za chod laboratoře v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189 a plnění akreditačních kritérií.

Organizační začlenění laboratoře v rámci nemocnice vytváří podmínky, které minimalizují možnost ovlivňovat výsledky vyšetření prováděných pracovníky laboratoře.


Vedoucí laboratoře má pravomoc delegovat odpovědnosti na pracovníky laboratoře formou pracovní náplně. Přesto však zůstává odpovědným za celkový chod a správu laboratoře a zajištění kvality služeb poskytovaných pacientům.

Prohlašuji, že z titulu ředitele nemocnice nebudu ovlivňovat já ani žádný jiný pracovník výsledky laboratorních vyšetření prováděných pracovníky laboratoře. Současně zamezím všem neoprávněným zásahům do činnosti a systému laboratoře, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit nestrannost laboratoře a věrohodnost prováděných laboratorních vyšetření.

Pro naplnění této odpovědnosti má vedoucí laboratoře právo odmítnout činnosti, které by mohly vést ke ztrátě důvěry v laboratoř či by mohly poškodit jméno laboratoře.

V Břeclavi, dne: 1. března 2019

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČ: 00 390 780



Ing. Petr Bařka  
ředitel  
Nemocnice Břeclav, p. o.